



2014

장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서



장애인보조기구 사례관리 사업
장애인보조기구 품질관리 사업



보건복지부
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE



국립재활원
National Rehabilitation Center

2014

장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서

Chapter

01

장애인보조기구 교부사업 05

01. 장애인보조기구의 정의와 필요성	06
02. 장애인보조기구 교부사업 개요	07
03. 장애유형별 품목 및 지원 금액	08
04. 신청방법 및 지급절차	10
05. 본 안내서의 목적 및 활용법	10
06. 장애인보조기구 구매시 유의사항	14

Chapter

02

장애인보조기구 교부사업 18품목 17

· 욕창 예방용 방석 및 커버	24
· 외상용 욕창예방 보조기구	32
· 음식 및 음료 섭취용 보조기구	38
· 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	38
· 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	39
· 접시 및 그릇	39
· 음식 보호대	40
· 기립훈련기	41
· 양팔 조작형 보행용 보조기구	51
· 목욕의자	73
· 음성유도장치	79
· 음성시계	80
· 영상확대 비디오(독서확대기)	81
· 인쇄물 음성변환 출력기	89
· 녹음 및 재생장치	90
· 진동시계	91

C • O • N • T • E • N • T • S

• 헤드폰(청취증폭기)	94
• 시각신호표시기	95

Chapter

03

기타 교부품목 99

01. 기타 교부품목 지원 안내	100
-------------------	-----

Chapter

04

장애인보조기구 상담 및 정보제공처 103

01. 보건복지부 보조기구 센터	104
02. 기타 보조기구 사업 및 문의처	105
03. 보조기구 등록제 등록업체	107

Chapter

05

참고서식 109

01. 장애인 등록 및 서비스 신청서	110
02. 장애진단 의뢰서	114
03. 장애진단서	116
04. 장애인보조기구 교부사업 평가기록지	117
05. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표	119
06. 개인정보 수집·이용 동의서	120
07. 행복e음 사용법	121

Chapter

06

자주묻는 질문 FAQ 129



Chapter
01

장애인 보조기구 교부사업



2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

01. 장애인보조기구의 정의와 필요성

02. 장애인보조기구 교부사업 개요

03. 장애유형별 지원 품목 및 지원 금액

04. 신청방법 및 지급절차

05. 본 안내서의 목적 및 활용법

06. 장애인보조기구 구매시 유의사항



1 장애인보조기구의 정의와 필요성

1. 장애인보조기구의 정의

"장애인보조기구"란 장애인이 장애의 예방·보완과 기능 향상을 위하여 사용하는 의지·보조기 및 그 밖에 보건복지부장관이 정하는 보장구와 일상생활의 편의 증진을 위하여 사용하는 생활용품을 말함(장애인복지법 제65조)

2. 장애인보조기구의 필요성

- 의료적인 처치로는 극복하지 못하는 신체기능의 장애를 경감 또는 완화시켜 줌으로써 교육, 직업 활동을 가능하게 하고 사회심리 재활을 지원
- 잠재된 가능성을 발굴해 궁극적으로 장애인이 최대한 자율적인 생활을 할 수 있게 하고 타인과 보다 의미있는 관계를 맺으면서 살 수 있도록 돕는 역할을 수행
- 장애인 가족, 서비스 제공자 등 관련 인력의 신체적, 정신적 부담을 경감시키는 동시에 장애인과 가족들의 사회참여를 제고함



2 장애인보조기구 교부사업 개요

1. 장애인보조기구 교부사업의 목적

생활이 어려운 저소득 장애인에게 장애인보조기구를 교부함으로써 이들의 생활능력 향상 및 복지증진 도모

2. 교부대상자

- 장애종별 : 장애인복지법 제32조의 규정에 의거 등록한 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장 장애인
- 소득수준 : 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위 계층

3. 교부 우선 순위

- 장애등급이 상위인 자
- 국민기초생활보장법상 수급자
- 1가구에 2인 이상의 장애인이 거주하는 자
- 재가장애인
- 당해사업으로 교부받은지 더 오래된 자

4. 교부 제한

- 전년도에 동 사업지침에 따라 동일한 품목의 장애인보조기구를 교부받은 자 또는 이전에 받은 동일한 교부 품목이 내구연한에 이르지 아니한 자
 - ※ 전년도와 다른 품목으로는 교부 가능
- 전년도 또는 금년도에 사회복지단체 등으로부터 금년도 교부품목의 장애인보조기구를 지방 자치단체를 통하여 지원받은 자
 - ※ 파손 등으로 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에는 재교부 가능
- 타 교부사업에 의하여 지급 받고 교부 물품이 내구연한(재교부연한)에 이르지 아니한 자 (타 교부사업이란 보험급여, 기초의료수급, 영양보험, 산재보험, 고용보험, 국가유공자대상 보장구 교부사업, 정보통신보조기기 보급사업 등 동일 품목에 대한 교부사업을 말함)
- 당해년도 보조기구 신청시 1인 1제품 가능

3

장애유형별 지원 품목 및 지원 금액

장애유형	구분	품목코드	설명	대상	지원 기준	내구 연한
지체, 뇌병변, 심장 장애 (1~2급) 2품목	욕창예방용 방석 및 커버	04 33 03	엉덩이 부위에 과도하게 가해지는 압력을 고르게 분산시켜 피부 보호 및 욕창을 예방해주는 제품	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아있는 분	350천 원/인	2년
	와상용 욕창예방 보조기구	04 33 06	장시간 누워있는 상태에서 발생할 수 있는 욕창을 예방하기 위해 압력을 고르게 분산시켜 피부 보호 및 욕창을 예방해주는 제품	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 누워있는 분		
지체, 뇌병변 장애 (1~2급) 8품목	음식 및 음료 섭취용 보조기구	15 09 03	음식 및 음료가 제공되는 보조기구. 가열 접시, 진공 보온병 등이 포함	손의 근력이나 관절 가동 범위 및 쥐기 능력이 떨어져 일반 도구로는 식사가 어려운 분	50천원/ 인	1년
	식사도구(칼- 포크), 젓가락 및 빨대	15 09 13	음식을 잘라 먹을 때 사용하거나, 음식이 용기에서 사람의 입으로 이동될 때 사용되는 도구			
	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	15 09 16	예를 들어 음료 섭취를 위해 손의 근력이나 관절 가동 범위 및 쥐기 능력이 떨어지는 것을 보완하기 위해 제작된 코와 밀착되는 부분을 제거한 컵			
	접시 및 그릇	15 09 18	접시, 뚜껑 또는 손잡이 있는 그릇 및 쟁반 등이 포함			
	음식 보호대	15 09 21	접시 및 그릇의 모서리 부분 끼워 음식을 떨 때 접시 밖으로 나가지 않도록 하는 굴곡 있는 표면	목욕이나 샤워를 하는 동안 자세 유지가 어려운 분	600천 원/인	3년
	목욕 의자	09 33 03	목욕이나 샤워를 하는 동안 신체를 안전하게 지지해 주는 장치로 바뀌가 있는 것과 없는 것으로 구분			
	기립훈련기	04 48 08	선 자세를 유지하기 위한 고정식 장비	혼자 선 자세 유지가 어려운 분	1,500천 원/인	
	양팔 조작형 보행용 보조기구	12 06	보행시 사용자를 지지하는 장치로 양 팔이나 상체로 조종이 가능함	균형 문제 등으로 혼자 걷기가 어려운 분	200천 원/인	5년
시각장애 5품목	음성유도장치	12 39 09	시각장애인에게 음성이나 메시지로 위치를 알려주는 안내장치. 송신부와 수신 리모컨으로 구성됨	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분	20천원/ 인	2년
	음성시계	22 27 12	시간을 측정, 표시하거나 말해주는 장치. 휴대용 및 비휴대용 장치 및 알람 기능이 있거나 없는 장치 등이 포함		20천원/ 인	
	인쇄물 음성변환 출력기	22 30 03	문서 정보를 음성 형태로 표현하고 저장하는 매체		800천 원/인	
	영상확대 비디오 (독서확대기)	22 03 18	비디오카메라로 찍은 물체의 확대 영상을 출력하는 장치. 카메라, 제어장치, 비디오 모니터 및 디지털 비디오 등이 포함		800천 원/인	

장애유형	구분	품목코드	설명	대상	지원 기준	내구 연한
시각장애 5품목	녹음 및 재생장치	22 18 03	음을 녹음하거나 재생하는 장치로 모든 테이프 레코더, 음색 생성기 및 소거기, MD, CD 플레이어 녹음기기 DAISY 플레이어 같은 디지털 음 재생 및 레코딩 기기 등이 포함	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분	500천 원/인	3년
청각장애 3품목	진동시계	22 27 12	시간을 측정, 표시하거나 말해주는 장치. 휴대용 및 비휴대용 장치 및 알람 기능이 있거나 없는 장치 등이 포함	진동(촉각)으로 정보 인지가 가능한 분	30천원/ 인	2년
	헤드폰 (청취증폭기)	22 06 24	텔레비전, 라디오 및 스테레오의 음량을 증가하는 장치나 통신 확성기와 함께 사용되는 것 등이 포함	일반적인 소리는 들을 수 없어 들을 수 있는 강화된 형태로 소리로 들을 수 있는 분	120천 원/인	
	시각신호표시기	22 27 03	송신기가 있는 곳에서 빛이나 다른 시각 신호로 신호를 표시해주는 기기. 문 표시기, 문 신호 표시기 및 문 경고장치 등이 포함	빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통한 정보 인지가 가능한 분	150천 원/인	

14년도 교부사업 주요변경 내용



4 신청 절차 및 지급 절차



- 시·군·구청장은 진단결과를 검토하여 장애인보조기구를 교부하기로 결정한 때에는 장애인복지법시행규칙 별지 제27호 서식에 의한 장애인보조기구 교부(수리)의뢰서를 교부
- 장애인보조기구를 교부받고자 하는 자는 장애인보조기구 제조업자에게 의뢰서를 제출할 때 장애인등록증 또는 본인임을 증명할 수 있는 서류를 내보여야 함
- 장애인보조기구의 교부를 의뢰받은 장애인보조기구 제조업자는 제출한 의뢰서에 따라 장애인보조기구를 제조하여 당해 장애인에게 교부하여야 함
- 시·군·구청장은 교부품목을 검수해야 하며 검수는 아래 기관에 의뢰할 수 있다.
※ 의뢰가능 기관 : 의료기관, 보조기구센터, 보조공학 관련기관 등 장애인보조기구를 검수할 수 있는 기관

5 본 안내서의 목적 및 활용법

1. 교부사업 교부품목정보안내서 목적

장애인보조기구 교부 업무의 효율성을 높이고 장애인 개개인에게 보다 적절한 장애인 보조기구를 교부하기 위함

2. 교부사업 안내서 활용은 이렇게!



- 그림과 설명을 참고하여 장애유형별 보조기구 선택 · 선별에 도움
 - 장애인보조기구 교부사업 18품목 소개



- 교부품목 외 기타 장애인보조기구의 선택 및 정보제공
 - 기타 교부품목 지원안내



- 교부품목 지원을 위한 구입처 정보를 제공하기 위해 전문 상담기관 정보제공
 - 장애인보조기구 상담 및 정보제공처

3. 보조기구 기본선택

다음의 표를 참고하여 장애유형에 맞는 보조기구를 선택 추천하도록 한다.

아래 교부 품목에 해당하지 않는 경우 기타 교부품목을 안내하여 준다.(100페이지 참조)

장애유형	보조기구	품목코드	대상
지체, 뇌병변, 심장장애 (1~2급) 2품목	욕창 예방용 방석 및 커버	04 33 03	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아있는 분
	와상용 욕창예방 보조기구	04 33 06	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 누워있는 분
지체, 뇌병변 장애 (1~2급) 8품목	음식 및 음료 섭취용 보조기구	15 09 03	손의 근력이나 관절 가동 범위 및 쥐기 능력이 떨어져 일반 도구로는 식사가 어려운 분
	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	15 09 13	
	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	15 09 16	
	접시 및 그릇	15 09 18	
	음식 보호대	15 09 21	혼자 선 자세 유지가 어려운 분
	기립훈련기	04 48 08	
	양팔 조작형 보행용 보조기구	12 06	
	목욕의자	09 33 03	목욕이나 샤워하는 동안 자세 유지가 어려운 분
시각장애 (등급무관) 5품목	음성유도장치	12 39 09	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분
	음성시계	22 27 12	
	인쇄물 음성변환 출력기	22 30 03	
	녹음 및 재생장치	22 18 03	
	영상 확대 비디오(독서확대기)	22 03 18	사물 및 인쇄물의 배열, 색상, 밝기 등을 조절하면 정보 인지가 가능한 분
청각장애 (등급무관) 3품목	진동시계	22 27 12	소리를 잘 듣지 못하는 분
	헤드폰(청취증폭기)	22 06 24	
	시각신호표시기	22 27 03	빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통한 정보 인지가 가능한 분



욕창예방 보조기구

P24



식사 보조기구(5종)

P38



기립훈련기

P41



양팔 조작형 보행용 보조기구

P51



음성유도장치

P79



음성시계

P80



영상확대 비디오(독서확대기)

P81




인쇄물 음성변환 출력기

P89



녹음 및 재생장치

P90



진동시계

P91



시각신호표시기

P95

목욕의자

P73

헤드폰(청취증폭기)

P94

01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
생략 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

6

장애인보조기구 구매시 유의사항

- 국내의 장애인보조기구 산업을 육성하고 외화를 절약하기 위하여 가능한 한 국산품을 구매·교부하는 것을 원칙으로 함
- 교부 예정인 장애인보조기구별 특성을 고려하여 구매계약 체결

1. 시각신호표시기, 헤드폰(청취증폭기)

- 청각장애인이 스스로 기기를 설치·사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 작성된 사용설명서를 제공하고, 시각신호표시기의 경우 가능하면 방문하여 설치해 줄 수 있는 업체

2. 음성유도장치, 인쇄물 음성변환 출력기, 영상확대비디오(독서확대기)

- 시각장애인의 편의를 고려하여 점자 또는 텍스트 등 시각 장애인용 사용설명서를 제공
- 시각장애인이 기기를 설치·사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 안내를 해주고, 직접 설치해 줄 수 있는 업체
- 음성유도장치는 관내에 설치되어 있는 신호기와 공공기관 등에 설치 되어있는 음성안내장치에도 사용할 수 있도록 전파세기, 감도, 주파수, 프로토콜 등을 고려하여 선택



3. 장애인보조기구 교부사업 18개 품목

- 가능한 한 등록된 품목을 이용토록 함
- ※ 장애인보조기구 품질관리사업에서 업소품목 등록제 실시 중
- Chapter2 p.18~96 내용 참조

4. 기타 사후관리 보장 등 장애인 입장에서 업체 선정

- 교부업체 선정 시, 보조기구 설치(필요한 경우) 및 사용법 설명(모든 제품), 사후관리 제공 여부를 고려하여 선정
- 교부 후 1년 이내에는 제품 불량 등으로 인한 교환 가능토록 업체 선정
- A/S기간을 무상 1년으로 지정하여 사용 시 수리비용의 부담을 최소화, 동 기간 내에 수리가 가능한 업체 선정
- ※ 단, 고의로 인한 손상 시 본인 부담하여 교환 및 수리

5. 기준금액 대비 저가 보조기구 납품 규제

- 선정 업체는 결과지에 추천된 보조기구이거나 동일사양의 보조기구 교부 (보조기구센터 등 전문기관은 지원한도 내에서 최대한 고품질이거나 사용자의 욕구에 부합하는 사양의 보조기구를 받을 수 있도록 추천)
- 제품의 사양과 관련해 사용자의 민원이 있을 시에는 교환이 가능토록 업체 선정
- 계약 물품과 다를 경우 향후 납품 제외





Chapter 02

장애인 보조기구 교부사업

책자에 실린 보조기구 정보는 업체에서 제출한 보조기구 등록 신청자료 및 추가 제공자료를 기반으로 작성한 것으로
보건복지부 국립재활원 장애인보조기구 사례관리·품질관리사업팀의 의견과 관계없음을 알려드립니다.

2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

욕창 예방용 방석 및 커버	목욕의자
와상용 욕창예방 보조기구	음성유도장치
음식 및 음료 섭취용 보조기구	음성시계
식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	영상확대 비디오(독서확대기)
머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	인쇄물 음성변환 출력기
접시 및 그릇	진동시계
음식 보호대	헤드폰(청취증폭기)
기립훈련기	녹음 및 재생장치
양팔 조작형 보행용 보조기구	시각신호표시기

2014년 장애인보조기구 품질관리사업 등록제 등록품목

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
1	보이스아이	02-2028-2300	보이스아이 라이프 프로 미니	₩ 800,000	인쇄물 음성 변환 출력기
			심청이	₩ 120,000	헤드폰(청취증폭기)
2	ES바이오메디칼	02-300-1276	ES8970	₩ 382,000	욕창예방용 방식 및 커버
3	솔고바이오메디칼	02-2082-8633	SC-DUC-60	업체 가격 미공개	욕창예방용 방식 및 커버
4	한리텍	02-400-3172	음성손목시계(TK-8835)	₩ 35,000	음성시계
			음성탁상시계(TK-901)	₩ 20,000	음성시계
			반디	₩ 800,000	영상확대비디오(독서확대기)
			페블 3.5	₩ 800,000	영상확대비디오(독서확대기)
			페블 4.3	₩ 850,000	영상확대비디오(독서확대기)
			페블 미니	₩ 550,000	영상확대비디오(독서확대기)
5	함께하는사람들	031-745-0025	스마트 엘이디 스탠드	₩ 270,000	시각신호표시기
6	힘스인터내셔널	042-864-4460	라이프스타일 캔디그립	₩ 795,000	영상확대비디오(독서확대기)
			라이프스타일 캔디	₩ 755,000	영상확대비디오(독서확대기)
			라이프스타일 HD 24"	₩ 3,880,000	영상확대비디오(독서확대기)
			라이프스타일 HD 22'	₩ 3,780,000	영상확대비디오(독서확대기)
			책마루XT	₩ 539,000	녹음 및 재생장치
7	클리어뷰헬스케어	031-312-3791	욕창예방매트리스(SA2002)	₩ 150,000	와상용 욕창예방 보조기
			욕창예방매트리스(RC402C)	₩ 380,000	와상용 욕창예방 보조기
			욕창예방매트리스(RC202W PU)	₩ 240,000	와상용 욕창예방 보조기
			욕창예방방석(1R98-06)	₩ 300,000	욕창예방용 방식 및 커버
			욕창예방방석(AGC1616)	₩ 322,000	욕창예방용 방식 및 커버
			욕창예방매트리스(OC-270T)	₩ 270,000	와상용 욕창예방 보조기구
			욕창예방매트리스(OC-200)	₩ 250,000	와상용 욕창예방 보조기구
			쿠션에어(2R99-06(CB)	₩ 243,000	욕창예방용 방식 및 커버
			목욕의자(SC-4000)	₩ 243,000	목욕의자
8	건웅아이비씨	02-563-5260	진동알람손목시계(VIBRATO)	₩ 100,000	진동시계
			진동알람시계(VIBRATO 2)	₩ 35,000	진동시계
			휴대용무선신호기(CARE-DEAF)	₩ 190,000	시각신호표시기
			휴대용무선신호기(CARE-DEAF PLUS)	₩ 320,000	시각신호표시기
			소리증폭기(HAHA)	₩ 350,000	헤드폰(청취증폭기)
9	핸디인터내셔널월드	02-725-2190	루비	₩ 1,100,000	영상확대비디오(독서확대기)
			스마트뷰시너지 HD SI 22	₩ 3,700,000	영상확대비디오(독서확대기)
			스마트뷰 360	₩ 3,500,000	영상확대비디오(독서확대기)

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
9	핸디인터내셔널월드	02-725-2190	컴팩 4 HD	₩ 1,100,000	영상확대비디오(독서확대기)
			컴팩 5 HD	₩ 1,500,000	영상확대비디오(독서확대기)
			컴팩 7 HD	₩ 1,900,000	영상확대비디오(독서확대기)
			토파즈 XL HD 22	₩ 3,700,000	영상확대비디오(독서확대기)
			토파즈 XL HD 24	₩ 3,900,000	영상확대비디오(독서확대기)
10	오토복코리아	02-6206-7739	라이트스텝 티니	₩ 260,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			로호(QUADTRO SELECTION CUSHION)	₩ 480,000	욕창예방용 방석 및 커버
			모자익	업체 가격 미공개	욕창예방용 방석 및 커버
			로호 컨투어 셀렉트 쿠션	₩ 500,000	욕창예방용 방석 및 커버
			소플렉스 2 매트릭스 오버레이	₩ 1,448,000	와상용 욕창예방 보조기구
11	코지라이프	070-8255-5963	코지프론스탠더-수동	₩ 950,000 ~ 1,150,000	기립훈련기
			코지프론스탠더-전동	₩ 1,440,000 ~ 1,950,000	기립훈련기
			코지수파인스탠더-수동	₩ 990,000 ~ 1,200,000	기립훈련기
			휴대용진동알람시계(화이트-SBP100)	₩ 50,000	진동시계
			진동디지털알람시계셋트(싱글-SB200ss)	₩ 80,000	진동시계
			진동디지털알람시계셋트(듀얼-SBD375ss)	₩ 100,000	진동시계
			휴대용독서확대기 마노	₩ 900,000	영상확대비디오(독서확대기)
			컨폼 공기방석	₩ 450,000	욕창예방용 방석 및 커버
			코지오토목욕의자	₩ 450,000 ~ 650,000	목욕의자
12	남양전자기공	031-968-8436	의료용압력분산매트리스(CNR)	₩ 300,000	욕창예방용 방석 및 커버
13	휴먼케어	031-486-9016	무선호출기(HUMC-50C, HCM-700)	₩ 620,000	시각신호표시기
			시각장애인용 공용리모콘(HUMC-3000R)	₩ 30,000	와상용 욕창예방 보조기구
14	영원메디칼	1588-0844	AD-1200.DL.V	₩ 310,000	와상용 욕창예방 보조기구
			AD-1300TUBE	₩ 550,000	와상용 욕창예방 보조기구
			AD-1400	₩ 1,450,000	와상용 욕창예방 보조기구
			AD-IIFABRIC	₩ 250,000	와상용 욕창예방 보조기구
			AD-IIL.VTPU	₩ 340,000	와상용 욕창예방 보조기구
			FOREVER 4040	₩ 자료 요청 중	욕창예방용 방석 및 커버

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
14	영원메디칼	1588-0844	FOREVER 4044	₩ 자료 요청 중	욕창예방용 방석 및 커버
			FOREVER CUSHION	₩ 자료 요청 중	욕창예방용 방석 및 커버
			SILICON AIR CUSHION 4040	₩ 390,000	욕창예방용 방석 및 커버
15	셀테크	031-431-7915	SM-DUB-004	₩ 359,000	욕창예방용 방석 및 커버
			SMC-608-1	₩ 435,000	욕창예방용 방석 및 커버
16	아이미르	02-404-8322	X-TEND	업체 가격 미공개	기립훈련기
			유니버셜커프-NC35333	업체 가격 미공개	음료 및 음료 취수용 보조기구
			유니버셜커프-NC35334	업체 가격 미공개	음료 및 음료 취수용 보조기구
			유니버셜커프-NC35337	업체 가격 미공개	음료 및 음료 취수용 보조기구
			유니버셜커프-NC35339	업체 가격 미공개	음료 및 음료 취수용 보조기구
			유니버셜커프-NC35344	업체 가격 미공개	음료 및 음료 취수용 보조기구
			스쿠프 플레이트 -F745270000	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			스쿠퍼 보울-F745340000	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			스쿠프 디시-NC32514	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			스쿠프 디시-NC35699	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			접시 가이드-NC35213	업체 가격 미공개	음식보호대
			멜러웨어 나이프-NC36041	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 웨이트 포크 -NC65560	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 웨이트 유텐실 (5SET)-NC65560(S)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			굿 그립 웨이트 티스푼 -NC65561	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			굿 그립 웨이트 테이블스푼 -NC65562	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			굿 그립 웨이트 수퍼스푼 -NC65564	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			굿 그립 웨이트 록커 나이프 -NC65565	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 포크-NC65571	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 나이프-NC65572	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 티스푼-NC65573	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
16	아이미르	02-404-8322	컴포트 그립 테이블스푼 -NC65574	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 라지스푼 -NC65575	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 스푼스푼 -NC65576	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			컴포트 그립 포크-NC65577	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			노팁컵-F745940000	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			드링크링 에이드-H745810000	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			핸디컵-H745930007	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			디스파지아컵-NC35269	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			플렉시컵-NC35275	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			텀프스업 컵	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			전방지지 기립 경사대(Robin)	₩ 3,300,000	기립훈련기
			3가지 자세 기립훈련기(SHIFU)	₩ 4,300,000	기립훈련기
			아동용 구부러진 포크&스푼 (F746330000)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			각이진 포크(NC36056)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			록킹 티 나이프(NC28237)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			스위블 티스푼(NC36350)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			무게가 있는 티스푼(NC36031)	업체 가격 미공개	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
			무게가 있는 스푼(NC36032)	업체 가격 미공개	음식보호대
			플라스틱 접시가이드 (NC35213-OR)	업체 가격 미공개	음식보호대
			푸드 범퍼(F745260002)	업체 가격 미공개	음식보호대
			스탠리스 접시 가이드(31047)	업체 가격 미공개	음식보호대
			씨리얼 볼(H745040003)	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			스쿠프디시(NC32514)	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			스쿠퍼 볼(F745340000)	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			이너&석션 립 플레이트 (NC35230)	업체 가격 미공개	접시 및 그릇
			플로-트룰 컵(F745850000)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			노이지 컵(H745930005)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			할로 컵(F745940025)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
16	아이미르	02-404-8322	플로-트롤 컵(F745880000)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			핸디 컵(H745930007)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			클리어 컵(NC361455)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			케네디 컵(NC35224)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
			노이지 컵(60-1040)	업체 가격 미공개	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
17	명진	02-3789-5355	케리어	₩ 188,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			백두	₩ 258,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			디럭스-K	₩ 288,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
18	태양메디텍	02-363-9462	A2018	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-189	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-198	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-208	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-238	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-625	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			F-680	₩ 148,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
19	씨엔에스테크	031-720-5101	Legacy	₩ 190,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			Banjo	₩ 260,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
20	웰씨코리아	031-903-9043	ENB-011	₩ 225,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			YX-500	₩ 180,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			ICHI-10	₩ 180,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			SX-1B	₩ 180,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
21	삼주유니콘	031-988-4363	KS-120	₩ 250,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			KS 1000	₩ 280,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			KS 130	₩ 225,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
22	진성메디	032-506-1937	MR-1000	₩ 180,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			MR-4000	₩ 270,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			BC-200	₩ 141,000	목욕의자
			BC-2000	₩ 930,000	목욕의자
23	대세엠케어	053-584-5651	F-248A	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
24	나이스텍	053-961-6568	4E	₩ 264,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			4SE	₩ 313,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
25	케어맥스코리아	031-901-9163	ST-04	₩ 211,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			ST-05	₩ 224,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			ST-06	₩ 252,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			ST-07	₩ 188,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			ST003L	₩ 211,000	양팔 조작형 보행용 보조기구

번호	업체명	연락처	제품명	가격	품목분류
25	케어맥스코리아	031-901-9163	300	₩ 170,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			301	₩ 160,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			US001-A	₩ 190,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			US001-B	₩ 224,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			US002	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			US03	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			US04	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			601A	₩ 160,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			710	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			711	₩ 208,000	양팔 조작형 보행용 보조기구
			C03	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			M03	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
			M04	업체 가격 미공개	양팔 조작형 보행용 보조기구
26	희망메디칼	031-999-6801	프론스텐드	업체 가격 미공개	기립훈련기
27	삼마메디칼	031-576-0373	스파인보드	₩ 1,900,000	기립훈련기
			프론스탠더	₩ 1,600,000	기립훈련기
			스탠딩테이블	₩ 800,000	기립훈련기
28	유진헬스케어	02-2236-6966	프론스탠더	₩ 100,000	기립훈련기
29	대안의료기	02-3437-8275	슈마DA-7800	₩ 1,600,000	기립훈련기
30	포트	053-768-8397	RT 스탠딩테이블	₩ 770,000 ~ 1,200,000	기립훈련기
31	미음드레	055-863-3440	슈파인보드(SB2011)	₩ 880,000	기립훈련기
			프론스텐드(PS2010)	₩ 880,000	기립훈련기
32	이지무브	031-689-3100	EMP-3000	₩ 1,850,000	기립훈련기
			EMP-2000	업체 가격 미공개	기립훈련기
			전동후방스탠더(EZ Stander SE)	업체 가격 미공개	기립훈련기
			목욕의자(OT2000)	업체 가격 미공개	목욕의자
33	위드알앤에이	041-583-3052	알앤에이 Prone stander	₩ 1,200,000 ~ 1,500,000	기립훈련기
			알앤에이 Supine stander	₩ 1,200,000 ~ 1,500,000	기립훈련기
34	엠씨텍	055-323-5195	바퀴형 목욕의자	₩ 210,000	목욕의자
			일반형 목욕의자	₩ 675,000	목욕의자
35	보필	031-677-9924	보필-1	₩ 263,000	목욕의자
			보필-2	₩ 250,000	목욕의자
			보필-3	₩ 233,000	목욕의자
			보필-S	₩ 248,000	목욕의자
			보필-U	₩ 248,000	목욕의자
36	네오엑세스	02-6959-2250	리니오 포켓	₩ 650,000	녹음 및 재생장치
37	휠로피아	02-2607-8655	WH004-B	₩ 141,000	양팔 조작형 보행용 보조기구

제품명 **ES8970**

코드번호 043303002800015

업체명 ES 바이오메디칼

- 사용자의 둔부 욕창 및 궤양을 줄이고자 돌출된 뼈부분의 피부에 가하는 압박을 줄임

• 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)70
무게	1.2kg
재질	CR(Chloroprene Rubber/Neoprene) Latex 잠수복 소재
구조	팔각모양의 공기주머니(Cell) 72ea
제조(수입)구분	국내제조

₩ 382,000

제품명 **SC-DUC-60**

코드번호 043303002900015

업체명 솔고바이오메디칼

- 항상 휠체어(스쿠터)생활을 유지하는 장애인이 사용하실 때 체압으로 인한 피부의 욕창을 미연에 방지
- 장시간 좌식생활을 하는 특정 근로자의 욕창을 방지
- 사용하는 분의 몸무게와 상관없이 사용 가능
- 공기주머니가 상호 연결되어 있어 특정부위에 체압이 집중되는 것을 방지
- 선천적인 기형(혈류장애) 등의 질환에 따른 피부의 욕창을 방지
- 모세혈관내의 혈액순환을 도와주며, 세포의 손상을 막아줌으로써 욕창환자의 치료과정에 있어서도 욕창완화 및 치료에 효과적

• 제품사양

크기(mm)	(가로)380×(세로)380×(높이)60
무게	1.0kg
제조(수입)구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

제품명 1R98-06(CR)

코드번호 0433030003300010

업체명 클리어뷰헬스케어

- 압력분산이 가장 뛰어난 에어셀 쿠션
- 커버재질을 스판원단으로 사용
- 미끄럼 방지용 특수 원단사용으로 휠체어에서 방석이 미끄러지지 않음

₩ 300,000

• 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)375×(높이)60
무게	1.1kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



제품명 AGC1616

코드번호 0433030003300020

업체명 클리어뷰헬스케어

- 독특한 형태의 공기방과 폴리우레탄 젤의 조합으로 압력분산 효과 및 안정감을 제공하며 부드러움을 강화하였으며 사용자의 상태나 필요에 따라 적절하게 공기량을 조절
- 커버재질을 스판원단으로 사용
- 커버 바닥재료를 미끄럼 방지용 특수원단으로 휠체어에서 방석이 미끄러지지 않음

₩ 322,000

• 제품사양

무게	1.34kg
크기(mm)	(가로)410×(세로)410×(높이)50
재질	폴리우레탄
제조(수입)구분	국내제조



제품명 쿠션에어(2R99-06(CB))

코드번호 043303003300030

업체명 클리어뷰헬스케어

- 지체장애인, 환자, 노약자 등의 장시간 휠체어 및 좌식생활 시 엉덩이 부분이 체압에 의한 영향으로 발생하는 피부의 욕창을 사전에 방지하는 기능
- 인체에 무해한 천연고무 소재로써 내구성을 강화
- 장애 부위에 따라 압력을 좌/우로 나누어 조절 주입할 수 있음

₩ 243,000

• 제품사양

크기(mm)	(가로)440×(세로)440×(높이)60
무게	1.4kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



제품명 컨튜어 셀렉트 쿠션

코드번호 043303001400035

업체명 오토복코리아헬스케어

- 각 셀 내부 공기가 대류작용을 함으로써 연약한 피부의 높은 체온을 외부 온도와 동일하게 유지시켜 세균의 침입을 차단
- 쿠션의 셀부분과 바닥부분 사이, 공기 이동 부분 등에 압축고무판을 사용하여 오래 사용해도 방석의 위쪽과 아래쪽이 서로 붙는 현상이 없음
- 재질은 방염, 방균 처리되어 세균의 침입, 번식을 차단

₩ 500,000

• 제품사양

크기(mm)	가로(330~510)×세로(330~510)×높이(50, 75, 100)
무게	약 1.6kg
구성 방식	휠체어의 폭에 맞추는 방식으로 4구획으로 나누어진 내부와 구획 조절 전방 벨트로 구성됨
제조(수입) 구분	수입(미국)



제품명 **로호**(QUADTRO SELECT CUSHION)

코드번호 0433030028020015

업체명 오토복코리아헬스케어

- 간단한 방법으로 일상생활을 위한 자세교정이 가능하며, 형상 기억기능의 제공으로 사용자에게 따른 개별적인 압력분배 설정이 가능(쿼드로, 컨투어만 해당)
- 4개 구간 공기압 조절로 인해, 특정 압력이 한 부분에 고정되지 않도록 고른 분배
- 재질은 방염, 방균 처리되어 세균의 침입, 번식을 차단

₩ 480,000

• 제품사양

크기(mm)	가로(330~510)×세로(330~510)×높이(50, 75, 100)
무게	1.6kg (7.5cm) 기준
제조(수입) 구분	수입(미국)



제품명 **모자익**

코드번호 043303001400025

업체명 오토복코리아헬스케어

- 세탁과 수리가 용이하게 설계
- 재질은 방염, 방균 처리되어 세균의 침입, 번식을 차단

• 제품사양

크기(mm)	가로(410)×세로(410)×높이(75)
무게	0.4kg
제조(수입)구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **컨폼 공기방석**

코드번호 043303003600015

업체명 코지라이프

- 합성고무가 아닌 천연고무로 제조한 친환경제품
- 아교 등 유독성 접착제를 사용하지 않고, 특수열처리로 제작
- 구성물은 알레르기를 유발하지 않으며, 미국FDA, 독일 BFR, EU기준과 RoHS규정, 유럽규격 CE 인증 제품

₩ 450,000

• 제품사양

무게	1.6kg
크기(mm)	(가로)430×(세로)380×(높이)50, 75, 100
재질	천연고무
제조(수입) 구분	수입(독일)

제품명 **의료용압력분산메트리스(CNR)**

코드번호 043303003700010

업체명 남양전자기공

- 합성고무로 제작하여 긴 수명과 날카로운 물건에 의한 손상에 강함
- 상하판을 고온, 고압으로 압착하여 공기압에 의해 상하판이 분리되지 않음
- 방염 처리된 폴리에스테르 스판천을 이용한 커버를 제작하여 앉은 상태에서 신체이동이 용이하고 바닥면에 우레탄 코팅을 하여 미끄러운 곳에서도 안전성을 유지하고 휠체어에 고정할 수 있는 장치가 설치

₩ 300,000

• 제품사양

무게	1.0kg
크기(mm)	(가로)390×(세로)390×(높이)60
재질	합성고무
제조(수입) 구분	국내제조



제품명

Silicon air suchion 4040

코드번호 043303003900010

업체명 영원메디칼

- TPU 표면 안에 실리콘으로 인해 바람이 빠지더라도 미끄러짐 현상을 방지 할 수 있으며, 실리콘이 상온에서 1~2℃ 정도 낮춰 줌으로써 보다 시원하게 사용가능한 제품
- 폴리우레탄 & 우레탄 겔 제품으로 가장 이상적인 체압 분산과 고압력에 견디는 겔형 구조설계로 제작

₩ 390,000

• 제품사양

무게	1.2kg
적정하중	120kg
크기(mm)	(가로)400×(세로)400×(높이)50
재질	TPU + Silicon
제조(수입) 구분	국내제조



제품명

SM-DUB-004

코드번호 043303004000010

업체명 실크테크

- 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍성이 뛰어나 항상 쾌적한 상태로 사용이 가능함
- 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조되어 내구성이 뛰어남
- 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅을 통한 피부 트러블 방지
- 쿠션 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조됨

₩ 359,000

• 제품사양

무게	1.0kg
크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입) 구분	국내제조



01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **SMC-608-1**

코드번호 043303004000020

업체명 실테크

- 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍성이 뛰어나 항상 쾌적한 상태로 사용이 가능함
- 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조되어 내구성이 뛰어남
- 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅을 통한 피부 트러블 방지
- 쿠션 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조됨

• 제품사양

무게	1.0kg
크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 435,000

제품명 **FOREVER 4040**

코드번호 043303003900010

업체명 영원메디칼

- 장시간 앉아서 생활하는 분에게 적합합니다.
- 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산시켜줍니다.

• 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입) 구분	국내제조

업체에서 가격정보 미제출



제품명

FOREVER 4044

코드번호 043303003900020

업체명 영원메디칼

- 장시간 앉아서 생활하는 분에게 적합합니다.
- 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산시켜줍니다.

• 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×9
재질	천연고무
제조(수입) 구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

제품명

FOREVER CUSHION

코드번호 043303003900030

업체명 영원메디칼

- 장시간 앉아서 생활하는 분에게 적합합니다.
- 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산시켜줍니다.

• 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	440×440
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입) 구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **SA2002**

코드번호 043306003300010

업체명 클리어뷰헬스케어

- 공기량 조절기능이 있으며 분리형 튜브 타입으로 튜브 교환이 매우 쉬워 A/S발생시 손쉽게 직접 수리가 가능
- 나일론으로 코팅 처리가 되어 부드러운 촉감 제공

• 제품사양

무게	메트리스 1.9kg, 에어펌프 : 1.4kg
크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)50
재질	Polyurethane
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 150,000

제품명 **RC402C**

코드번호 043306003300020

업체명 클리어뷰헬스케어

- 무독성 재질인 폴리우레탄을 사용하여 인체에 무해함

• 제품사양

무게	매트리스 4.0kg, 펌프 1.4kg
크기(mm)	(가로)900×(세로)2000×(높이)90
재질	PVC / NYLON
제조(수입)구분	국내제조

₩ 380,000



제품명 RC202W PU

코드번호 043306003300030
업체명 클리어뷰헬스케어

- 매트리스가 두 장으로 구성
- 한 장에 이상이 생길 경우 나머지 한 장으로 사용의 중단 없이 지속적으로 사용 가능
- 나일론으로 코팅 처리가 되어 부드러운 촉감 제공

₩ 240,000

• 제품사양

무게	메트리스 3.8kg, 에어펌프 : 1.4kg
크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)100
재질	Polyurethane
제조(수입)구분	국내제조



제품명 OC-270T

코드번호 043306003300040
업체명 클리어뷰헬스케어

- 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사하도록 기능을 추가하여 신체에 통풍을 강화하여 욕창을 예방
- 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착되어 사용자의 상태에 맞게 활용 가능

₩ 270,000

• 제품사양

무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
크기(mm)	(가로)850×(세로)1800×(높이)60
재질	PVC
제조(수입) 구분	국내제조



01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **OC-200**

코드번호 043306003300050

업체명 클리어뷰헬스케어

- 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사
- 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착

• 제품사양

무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
크기(mm)	(가로)850×(세로)1820×(높이)50
재질	PVC
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 250,000

제품명 **소플렉스 2 매트릭스 오버레이**

코드번호 043306001500015

업체명 오토복코리아헬스케어

- 압력과 마찰을 줄여줌
- 3섹션으로 이루어져 있고 개당 900g으로 경량임
- 비 전력, 외부 전원을 필요로 하지 않음
- 배수 구멍이 있어 쉽게 물기를 배출해낼 수 있음
- 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 소재를 사용하여 난연성이 뛰어나고 쉽게 비누와 물로 세척 할 수 있음

• 제품사양

3섹션 총 무게	2.9kg
크기(mm)	(가로)830×(세로)2,000×(높이)90
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 1,448,000



제품명 **AD-1200DLV**

코드번호 043306003900010
업체명 영원메디칼

- 이중 매트리스 구조로 되어있음
- 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능
- 공기 압/량을 조절 할 수 있는 펌프가 있음

• 제품사양

정격전압	220V, 60Hz
소비전력	6W
무게	5.7kg
매트리스크기(mm)	(가로)1900×(세로)860×(높이)120
펌프크기(mm)	(가로)140×(세로)270×(높이)84
재질	Polyurethane, PVC
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 310,000



제품명 **AD-1300TUBE**

코드번호 043306003900020
업체명 영원메디칼

- 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능함
- 셀이 천으로 코팅되어 있음
- 펌프 단계조절이 LED 램프로 확인 가능

• 제품사양

무게	매트리스 5.5kg, 펌프 1.5kg
매트리스크기(mm)	(가로)2000×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)273×(세로)136×(높이)84
재질	Fabric+Polyurethane, PVC
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 550,000



01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **AD-1400**

코드번호 043306003900030

업체명 영원메디칼

- 환자의 체중에 따른 공기압력조절이 가능
- 교대부양 순환시간 설정이 가능
- 3중 공기순환기능
- 공기압력 비상 알람 기능
- Soft기능(압력이 300mmHg로 설정)

₩ 1,450,000

• 제품사양

무게	매트리스 10kg, 펌프 1.4kg
매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)100
펌프크기(mm)	(가로)150×(세로)250×(높이)400
재질	무독성 TPU(친환경소재) + Fabric
제조(수입) 구분	국내제조

제품명 **AD-II FABRIC**

코드번호 043306003900040

업체명 영원메디칼

- 일반 매트리스 위에 천으로 한번 더 코팅하여 여름에 끈적임이 없음
- 환자의 피부 마찰력을 감소시켜 주며, 피부를 보호
- 펌프는 압력단계조절을 하여 환자분이 편안함을 느끼실 수 있도록 압력단계 조절 가능

₩ 250,000

• 제품사양

무게	매트리스 2kg, 펌프 2kg
매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입) 구분	국내제조



제품명 **AD-II L/VTPU**


코드번호 043306003900050
업체명 영원메디칼

- 매트리스가 무독성 TPU 소재
- Anti-Mold(미생물번식억제) 기능의 쾌적한 효과와 더불어 환경 호르몬이 없음

• 제품사양

무게	매트리스 2kg, 펌프 2kg
매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 340,000



KOREA

AT

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **유니버설커프**

업 체 명 아이미르

- 사물에 쥐기 힘든 부분을 서포트 해주는 도구
- 제조(수입) 구분 : 수입(미국)

코드번호 (NC35333)-150903001300015/
(NC35334)-150903001300025/
(NC35337)-150903001300035/
(NC35339)-150903001300045/
(NC35344)-150903001300055

업체에서 가격정보 미제출



지체, 뇌병변 장애 **식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대**

제품명 **컴포트 그립 포크/ナイ프/스푼, 굿그립 웨이트 포크/ナイ프/스푼** 업 체 명 아이미르

- 무게 중량감이 있어 사용이 용이
- 제조(수입) 구분 : 수입(미국)

코드번호 (NC36041)-150913001300015/
(NC65560)-150913001300025/
(NC65560(S))-150913001300035/
(NC65561)-150313001300045/
(NC65562)-150913001300055/
(NC65564)-150913001300065/
(NC65565)-150913001300075/
(NC65571)-50913001300085/
(NC65572)-150913001300095/
(NC65573)-150913001300105/
(NC65574)-150913001300115/
(NC65575)-150913001300125/
(NC65576)-150913001300135/
(NC65577)-150913001300145/
(F746330000)-150913001300155/
(NC36056)-150913001300165/
(NC28237)-150913001300175/
(NC36350)-150913001300185/
(NC36031)-150913001300195/
(NC36032)-150913001300205

업체에서 가격정보 미제출



제품명

노팁컵 / 드링크에이드 / 핸디컵 / 디스파지아컵 /
텀프스업 컵 / 플로-트롤 컵 / 케네디 컵 / 노이지 컵

업 체 명 아이미르

- 양쪽 핸들이 있고 마개가 있어 액체의 흘러짐을 방지하며 무게가 있어 안정감을 주는 컵
- 구강의 움직임이 제한적인 사람들에게 음료의 섭취량을 29.6ml까지 조절로 분할 조절하여 음료를 섭취 가능
- 두 개의 손잡이가 있고 컵에 경사가 있어서 용이하게 음료를 섭취
- 제조(수입) 구분 : 수입(미국)

코드번호 (F745940000)-150916001300015
(H745810000)-150916001300025
(H745930007)-150916001300035
(NC35269)-150916001300045
(NC35275)-150916001300055
(NC35282)-150916001300065
(F745850000)-150916001300075
(H745930005)-150916001300085
(F745940025)-150916001300095
(F745880000)-(H745930007)
(NC361455)-150916001300125
(NC35224)-150916001300135
(60-1040)-150916001300145

업체에서 가격정보 미제출



접시 및 그릇

지체, 뇌병변 장애

제품명



스쿠프 플레이트 / 스쿠퍼 보울 / 스쿠프디시/시리얼
볼/이너&석션 립 플레이트

업 체 명 아이미르

- 일상생활에서 사용자가 보다 용이 하게 실생활에서 사용
- 제조(수입) 구분 : 수입(미국)

코드번호 (F745270000)-150918001300015/
(F745340000)-150918001300025/
(NC32514)-150918001300035/
(NC35699)-150918001300045/
(H745040003)-150918001300055/
(NC32514)-150918001300065/
(F745340000)-150918001300075/
(NC35230)-150918001300085

업체에서 가격정보 미제출



제품명

접시가이드(NC35213) / 플라스틱 접시가이드(NC35213-OR) /
푸드 범퍼(F745260002) / 스텐리스 접시가이드(31047)

업체명 아이미르

- 일상생활에서 사용자가 보다 용이하게 실생활에 사용
- 제조(수입) 구분 : 수입(미국)

코드번호 (NC35213)-150921001300015
(NC35213-OR)-150921001300025
(F745260002)-150921001300035
(31047)-150921001300045

업체에서 가격정보 미제출 ▶



KOREA
AT

제품명 슈마 DA-7800

코드번호 044808000300010

업체명 대한의료기

- 기립훈련과 보행훈련 가능
- 보조 자켓 착용으로 체중을 줄인 상태에서 기립훈련 가능
- 보조 자켓을 착용하면 발달장애 아동, 편마비 환자 및 오랜 병상생활로 하체가 약하신 분들의 보행 훈련에 도움
- 무릎패드 제거하고 중심이동 훈련가능
- 사용자의 키에 따라 팔 받침대 책상의 높낮이를 간편하게 조절 가능
- 척추건강운동으로 척추의 변형을 완화
- 하중을 줄여주는 탈부하 운동 기능
- 상부의 탄력밴드 작용으로 보행훈련 시 보행패턴이 안정적입니다.
- 걸음걸이와 균형잡기가 불안정한 분에게 안정적인 보행훈련 가능
- 보조 자켓은 무릎이 약하신 분의 체중 부하를 줄여주는 효과적으로 사용가능



₩ 1,600,000

• 제품사양

무게	27kg
크기(mm)	(가로)730×(세로)850×(높이)2150
재질	철재, 스텐레스, 레자
책상높이	900~1,380mm, 목재
철봉높이	1,950~2,150mm, 스텐레스
제조(수입) 구분	국내제조

제품명 슈퍼인보드

코드번호 044808000600010

업체명 미음드레

- 친환경 핸드메이드 재활기구
- 장애인 개인 맞춤형 제작

• 제품사양

무게	26kg
크기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700
목재	가구용 자작나무 합판(유럽)
스펀지	고탄력스펀지(국산)
제조(수입) 구분	국내제조
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)
원단	메쉬원단(국산)



₩ 880,000

제품명 **프론보드**

코드번호 044808000600020
업체명 미음드레

- 친환경 핸드메이드 재활기구
- 장애인 개인 맞춤형 제작

• 제품사양

무게	26kg
크기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700
목재	가구용 자작나무 합판(유럽)
스펀지	고탄력스펀지(국산)
제조(수입) 구분	국내제조
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)

₩ 880,000



제품명 **스탠딩테이블**

코드번호 044808000800030
업체명 삼마메디칼

- 자작나무 합판을 사용하여 가벼우면서도 강도 있음
- 제품의 마감은 인체에 무해한 친환경 도료를 사용

• 제품사양

무게	소 15kg, 중 18kg, 대 21kg, 특대 24kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)560 중 (가로)640×(세로)800×(높이)660 대 (가로)660×(세로)850×(높이)760 특대 (가로)660×(세로)850×(높이)860
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 800,000



제품명 스파인보드


코드번호 044808000800010

업체명 삼마메디칼

- 자작나무 합판을 사용하여 가벼우면서도 강도 있음
- 제품의 마감은 인체에 무해한 친환경 도료를 사용

• 제품사양

무게	소 32kg, 중 35kg, 대 38kg, 특대 40kg
크기(mm)	소 (가로)660×(세로)960×(높이)1,210 중 (가로)680×(세로)1,060×(높이)1,410 대 (가로)700×(세로)1,210×(높이)1,610 특대 (가로)720×(세로)1,210×(높이)1,810
제조(수입) 구분	국내제조



₩ 1,900,000

제품명 프론스텐더

코드번호 044808000800020

업체명 삼마메디칼

- 자작나무 합판을 사용하여 가벼우면서도 강도 있음
- 제품의 마감은 인체에 무해한 친환경 도료를 사용

• 제품사양

무게	소 25kg, 중 28kg, 대 31kg, 특대 34kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)660 중 (가로)660×(세로)920×(높이)760 대 (가로)660×(세로)920×(높이)860 특대 (가로)680×(세로)960×(높이)960
제조(수입) 구분	국내제조



₩ 1,600,000

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **X-TEND**

코드번호 044808001300015

업체명 아이미르

- 3~14세까지 사용 가능한 2가지 사이즈
- 고관절 탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 인체 골반의 자연스러운 형태로 기립을 도움
- 넓은 상판은 다양한 활동영역을 제공하며 다양한 각도로 조절이 가능
- 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이함
- 측면의 골반 지지대와 스트랩을 이용하여 엉덩이 및 골반지지를 해주어서 바른 자세를 유지
- 반원 궤적발판의 높낮이는 쉽게 조절이 가능하며, 각도 및 깊이 등을 조절 가능
- 샌달과 스트랩을 이용하여 발 모양과 관계없이 안정적으로 발을 고정시킴

업체에서 가격정보 미제출

• 제품사양

무게	18kg
크기(mm)	(가로)1,070×(세로)610×(높이)1,100
제조(수입) 구분	수입

제품명 **전방지지 기립 경사대 (Robin)**

코드번호 044808001300025

업체명 아이미르

- 3~12세까지 사용 가능한 2가지 사이즈
- 고관절 아탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 인체 골반의 자연스러운 기립을 도와줌
- 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이

• 제품사양

	길이	폭	가슴 높이	발판 높이	기울기	발판 기울기
Size1	93	59.5	62~92	7	0~30도	90~75도
Size2	106	66	85~114	7	0~30도	90~75도

₩ 3,300,000



제품명 3가지 자세 기립훈련기(SHIFU)

코드번호 044808001300035

업체명 아이미르

- 5세부터 성인까지 사용 가능한 3가지 사이즈
- 한 개의 제품으로 세가지 자세로 기립훈련을 할 수 있음
- 발로 페달을 밟는 유압식 구조로 기립훈련기의 각도를 0도에서 180도까지 쉽게 조절 가능

• 제품사양

총 길이(전방지지)	85~105	100~126	125~155
총 길이(후방지지)	102~125	120~155	150~195
길이(전방지지)	65~87.5	79.5~105	101~129
길이(후방지지)	82~103	101~131	128~165
최대하중(kg)	70	90	135



₩ 4,300,000

제품명 전방지지형 A타입

코드번호 044808001600010

업체명 위드알앤에이

- 서기 훈련이 잘되지 않는 아동에게 서기 훈련을 통해 보행이 될 수 있도록 근력 및 감각을 살릴 수 있도록 자세유지
- 사용자 키에 맞게 높낮이 조절 가능
- 부위별 벨트를 통해 안정성 증가
- 바퀴가 부착되어 있어서 이동이 편리함
- 전체 기울기 조절을 유압으로 편리하게 사용 가능

• 제품사양

재질		자작나무				
구분	사용자 키	명치 높이	밀판 사이즈	랩보드 크기	기울기 각도	
소	800 ~ 1,200	550 ~ 950	530×830	620×560	0~35°	
대	1,100 ~ 1,400	900 ~ 1,100	550×950	620×650	0~35°	
제조(수입) 구분		국내제조				



1,200,000~1,500,000

제품명 후방지지형 E타입

코드번호 044808001600020

업체명 위드알앤에이

- 장애아동 스스로의 힘으로 체중을 지지 할 수 있도록 훈련 가능
- 다리와 무릎의 굴곡근을 펴주는 훈련이 가능
- 심폐력 향상과 근력을 강화
- 기립한 상태에서 바른 자세를 유지
- 학습 및 기타 활동을 할 수 있도록 도움을 줌
- 특히 양측마비, 반신마비, 뇌성마비 장애아동에게 사용

• 제품사양

구분	사용자 키	가슴 너비	기울기 각도
소	900 ~ 1,200	350	90~175,
대	1,100 ~ 1,400	380	90~175,
대	1,300 ~ 1,600	420	90~175,
재질		자작나무	
제조(수입) 구분		국내제조	

1,200,000~1,500,000



제품명 프론스탠더

코드번호 044808001700010

업체명 유진헬스케어

- 사용자의 키에 맞춰 장기간 사용가능
- 견고하고 친환경 소재인 고급 자작나무 합판 사용
- 가슴/허리 지지패드와 엉덩이 지지패드, 무릎 패드로 안정된 위치 조절 가능
- 무릎 패드의 길이를 조절하여 무릎의 구축 또는 신전에 따른 기립 자세 유지 가능
- 기계식 쇼바로 간편하게 각도를 조절(60~90.)
- 사용자의 시선에 맞춰 테이블 각도 조절 장치 장착
- 이동형 바퀴 부착, 고정 가능
- 샌달을 장착하여 안정적인 족부 지지 가능

• 제품사양

크기(mm)	(가로)610×(세로)1,050×(높이)965~1,535
무게	약 29kg
재질	자작나무 목재(frame부), 기계식 쇼바(경사조절부), 우레탄바퀴, 레져(부품 외피), 스펀지(부품 패드), 벨크로, 버클, ABS
사용 연령 및 키	만 3~14세/80~150cm
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 1,000,000



제품명 **프론스탠더(EMP-3000)**

코드번호 044808001800010

업체명 이지무브

- 친환경 소재인 자작나무를 사용
- 사용자의 정서 안정, 황달, 기침, 호흡기 질환, 아토피, 천식 등에 좋음
- 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능
- 전자파 및 기구적 시험 등 다양한 시험을 거쳐 신뢰성 있는 제품

• 제품사양

무게	8.7kg
크기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
전동 여부	전동기능 있음
제조(수입) 구분	국내제조



₩ 1,850,000

제품명 **프론스탠더(EMP-2000)**

코드번호 044808001800020

업체명 이지무브

- 친환경 소재인 자작나무를 사용
- 사용자의 정서 안정, 황달, 기침, 호흡기 질환, 아토피, 천식 등에 좋음
- 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능
- 전자파 및 기구적 시험 등 다양한 시험을 거쳐 신뢰성 있는 제품

• 제품사양

무게	8.7kg
크기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
전동 여부	전동기능 있음
제조(수입) 구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **EZ Stander SE**

코드번호 044808001800030

업체명 이지무브

- 머리 가누기가 어렵거나 상지에 힘이 미약한 장애인의 경우 누운 자세에서 기립할 수 있도록 도와주며, 기립자세유지 및 하지 근력을 향상
- 전동방식의 작동으로 보호자가 편리하게 기립각도 조절 가능
- 정적인 움직임으로 편안하고 안정적인 심리상태 유지할 수 있음
- 안정적인 라운드형 프레임

• 제품사양

무게	16kg
크기(mm)	중간 사이즈 (가로)640×(세로)800×(높이)780~960
재질	다리부분과 받침대 부분은 각각 철제와 나무 신체 접촉 부분은 인조가죽
제조(수입) 구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

제품명 **프론스탠더**

코드번호 044808002600010

업체명 희망메디칼

- 여러 종류의 크기가 있어 선택의 폭이 넓음
- 다리에 무리가 가해지는 것을 보며 각도 조절기를 사용하여 조절 가능
- 상판의 각도를 자유롭게 조작할 수 있어 서있는 동안 지루하지 않게 상판 위에서 여러 가지 행동을 취할 수 있음
- 바퀴가 달려있어 방향전환을 하거나 밖으로 나갈 수 있음
- 직접 국내에서 제품을 제작하는 회사로써 장애 상태에 따라 맞춤형으로 제작 가능
- 이 제품은 하지 근력이 약하여 똑바로 설 수 없는 장애아동이 사용하는 기구로써 기능의 조절을 통하여 편안히 세워줄 수 있음

• 제품사양

크기(mm)	(가로)550×(세로)650×(높이)1,050
무게	35kg
재질	목재, 철
종류	전방지지형, 소아용(2~7세)
최대사용하중	60kg
제조(수입) 구분	국내제조



업체에서 가격정보 미제출

제품명 **코지수파인스탠더(수동형)**

코드번호 044808003600030

업체명 코지라이프

- 선진국에서 학습용 교구로 반드시 사용하고 100% 자작나무 합판 사용
- 기존의 친환경 도료보다 뛰어난 천연페인트 사용
- 일반스펀지나 마블폼보다 탄성이나 강도가 우수한 고탄성 스펀지 사용

• 제품사양

사용자 키 (mm)	850 ~1,050	1,000 ~1,200	1,100 ~1,300	1,200 ~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80
재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지			
제조(수입) 구분	국내제조			



₩ 990,000~1,200,000

제품명 **코지프론스탠더(수동형)**

코드번호 044808003600010

업체명 코지라이프

- 선진국에서 학습용 교구로 반드시 사용하고 100% 자작나무 합판 사용
- 기존의 친환경 도료보다 뛰어난 천연페인트 사용
- 일반스펀지나 마블폼보다 탄성이나 강도가 우수한 고탄성 스펀지 사용

• 제품사양

사용자 키 (mm)	850 ~1,050	1,000 ~1,200	1,100 ~1,300	1,200 ~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80
재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지			
제조(수입) 구분	국내제조			



₩ 950,000~1,150,000

01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **코지프론스탠더(전동형)**

코드번호 044808003600020

업체명 코지라이프

- 선진국에서 학습용 교구로 반드시 사용하고 100% 자작나무 합판 사용
- 기존의 친환경 도료보다 뛰어난 천연페인트 사용
- 일반스펀지나 마블폼보다 탄성이나 강도가 우수한 고탄성 스펀지 사용

• 제품사양

사용자 키 (mm)	850 ~1,050	1,000 ~1,200	1,100 ~1,300	1,200 ~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80
재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지			
제조(수입) 구분	국내제조			

₩ 1,440,000~1,950,000

제품명 **RT 스탠딩테이블**

코드번호 044808002400010

업체명 포트

- 서기 자세를 지지하여 근력 강화를 지원
- 하지의 올바른 정렬과 근육 강화를 도와주어, 상체의 움직임이 원활할 수 있도록 지원
- 대상자의 성장에 맞게 길이를 조절할 수 있고, 신체 기능에 맞게 각도 조절 가능

• 제품사양

무게	소 15kg, 중 17kg, 대 19kg, 특대 22kg
재질	자작나무, 스테인레스
작동방식	수동
색상	연두색, 파랑색, 갈색, 키즈핑크, 키즈그린 중 선택 가능
크기(mm)	소 (가로)750×(세로)630×(높이)660 중 (가로)790×(세로)660×(높이)760 대 (가로)850×(세로)680×(높이)860 맞춤(최대) (가로)950×(세로)700×(높이)1,100
제조(수입) 구분	국내제조

₩ 770,000~1,200,000



제품명 **4E**

코드번호 120600000100010

업체명 나이스텍

- 4바퀴의 안정적 차체구조로 튼튼하며 실용성이 뛰어남
- 좌우 접이 방식으로 좁은 통로도 쉽게 통과 할 수 있으며 운반과 보관이 편리
- 20cm 바퀴의 사용으로 보다 안전
- 의자가 있어 보행 중 휴식을 취할 수 있으며 장바구니가 있어 짐도 쉽게 실을 수 있음

• 제품사양

크기(mm)	(폭)610×(깊이)715×(높이)750~900
무게	8.6kg
최대사용체중	100kg
재질	철, 스테인레스, 알루미늄, 합성수지
몸체접이방식	좌우 접이식
색상	연두색, 파랑색, 갈색, 키즈핑크, 키즈그린 중 선택 가능
제조(수입)구분	국내제조



제품명 **4SE**

코드번호 120600000100020

업체명 나이스텍

- 전자식 자동 브레이크 기능과 후진 속도 저감장치 부착으로 안전을 극대화
- 4바퀴의 안정적 차체구조로 튼튼하며 실용성이 뛰어남
- 좌우 접이 방식으로 좁은 통로도 쉽게 통과 할 수 있으며 운반과 보관이 편리
- 20cm 바퀴의 사용으로 보다 안전
- 원터치 주차 브레이크 사용으로 주차가 편리
- 의자가 있어 보행 중 휴식을 취할 수 있으며 장바구니가 있어 짐도 쉽게 실을 수 있음

• 제품사양

크기(mm)	(폭)610×(깊이)715×(높이)750~900
무게	9.5kg
최대사용체중	100kg
재질	철, 스테인레스, 알루미늄, 합성수지
몸체접이방식	좌우 접이식
자동 브레이크	전자식(발전제동)
후진 속도저감장치	전자식(발전제동)
제조(수입)구분	국내제조



제품명 **F-248A**

코드번호 120600000200015

업체명 대세엠케이

- 휴대성이 높은 초경량 보행보조차
- 다용도 수납주머니 장착
- 보행 중 휴식을 위한 의자로 활용
- 사용자의 신장에 맞게 핸들 높낮이 조절
- 쉽게 접고 펼 수 있어 좁은 공간 수납 용이

• 제품사양

크기(mm)	(폭)410×(깊이)530×(높이)780~875
무게	4.5kg
재질	프레임(알루미늄), 시트(PVC)
색상	프레임(실버), 시트(체크무늬)
제조(수입) 구분	수입(대만)



업체에서 가격정보 미제출

제품명 **디럭스-K**

코드번호 120600000500040

업체명 명진

- 사용자가 의자 사용 후 안전을 생각한 팔 지지대가 장착되어 있음
- 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- 야간 반사각이 바뀌와 본체에 10부분 장착되어 야간 운행에 안전성 강화
- 생활방수 가방을 사용하여 야외사용시 불편함이 없음

• 제품사양

무게	6.2~6.6kg
크기(mm)	(폭)520×(깊이)660×(높이)850~930
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)320×(깊이)170×(높이)350
가방소재	나일론 OX 1680D(생활방수 기능)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 45cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 288,000

제품명 백두

코드번호 0433030028020015

업체명 명진

- 사용자가 의자 사용 후 안전을 생각한 팔 지지대가 장착되어 있음
- 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- 야간 반사각이 바퀴와 본체에 10부분 장착되어 야간 운행에 안전성 강화
- 생활방수 가방을 사용하여 야외사용시 불편함이 없음

• 제품사양

무게	5.5~5.8kg
크기(mm)	(폭)500×(깊이)630×(높이)845~925
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)360×(깊이)300×(높이)425
가방소재	폴리에스테롤(생활방수 가능)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 45cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 258,000

제품명 캐리어

코드번호 120600000500010

업체명 명진

- 알루미늄파이프를 사용한 튼튼한 수납공간
- 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- 야간 반사각이 바퀴와 본체에 10부분 장착되어 야간 운행에 안전성 강화
- 원터치 접이 장치를 사용하여 편하게 접고 펼 수 있음

• 제품사양

무게	4.5~4.7kg
크기(mm)	(폭)470×(깊이)500×(높이)860~910
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)280×(깊이)325×(높이)300
가방소재	인조가죽(폴리우레탄)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 47cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 188,000

제품명 **KS-120**

코드번호 120600001000010

업체명 삼주유니콘

- 원터치 3단 높이조절 장치
- 핸들커버의 손쉬운 교체를 통한 위생성 개선 및 내구성 강화
- 이동 시 브레이크의 사용이 용이하도록 브레이크 조절부위 위치 조정
- 순수 국내산 통고무를 사용 내구성 약 7배 향상

• 제품사양

무게	4.8(+0.2kg 변동 가능)
사용시 크기(mm)	(폭)430×(높이)860, 900, 940
보관시 크기(mm)	(폭)440×(깊이)320×(높이)920
소재	본체(알루미늄, 철 일부), 가방(폴리에스테르)
제조(수입) 구분	국내제조



₩ 250,000

제품명 **KS-1000**

코드번호 120600001000020

업체명 삼주유니콘

- 사용자의 안전을 위한 2중 알루미늄 파이프를 사용한 강한 본체
- 사용시 만족감을 위한 화사한 꽃무늬 전사 및 가방 사용
- 사용자의 체형에 대비한 3중 높이조절 가능한 본체
- 접이기능으로 보관시 공간 활용성 극대화
- 천연통고무 바퀴 사용으로 접지력 향상 및 내구성 증가

• 제품사양

무게	4.8kg
사용시 크기(mm)	(폭)440×(넓이)540×(높이)860/900/940
보관시 크기(mm)	(폭)440×(넓이)320×(높이)920
제조(수입)구분	국내제조



₩ 280,000

제품명 KS-130

코드번호 120600001000030

업체명 삼주유니콘

- 사용자의 안전을 위한 2중 알루미늄 파이프를 사용한 강한 본체
- 사용시 만족감을 위한 화사한 꽃무늬 전사 및 가방 사용
- 사용자의 체형에 대비한 3중 높이조절 가능한 본체
- 접이기능으로 보관시 공간 활용성 극대화
- 천연통고무 바퀴 사용으로 접지력 향상 및 내구성 증가

• 제품사양

무게	5kg
사용시 크기(mm)	(폭)470×(넓이)550×(높이)820/860/900
보관시 크기(mm)	(폭)490×(넓이)330×(높이)880
제조(수입)구분	국내제조



₩ 225,000

제품명 Legacy

코드번호 120600001200015

업체명 씨엔에스테크

- 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능
- 20cm의 큰 바퀴로 360도 회전 가능
- 접이식 보관으로 수납관리 용이
- 뛰어난 내구성(최대 사용하중 125kg)
- 주정차 브레이크 장착

• 제품사양

무게	7.2kg
크기(mm)	(폭)600×(깊이)650×(높이)760~850
소재	알루미늄 합금
색상	블루
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



₩ 190,000

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **Banjo**

코드번호 120600001200025

업체명 씨엔에스테크

- 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능
- 19cm의 큰 바퀴로 360° 회전 가능
- 접이식 보관으로 수납관리 용이
- 뛰어난 내구성(최대 사용하중 130kg)
- 주정차 브레이크 장착

• 제품사양

무게	9kg
크기(mm)	(폭)600×(깊이)690×(높이)710~980
소재	알루미늄 합금
색상	연회색
제조(수입) 구분	수입(스웨덴)



₩ 260,000

제품명 **라이트스텝 티니**

코드번호 120600001400015

업체명 오토북코리아헬스케어

- 견고한 프레임에 의한 안정성
- 4kg 초경량
- 주행 조절 앞바퀴 조절
- 원터치형 브레이크 잠금 및 해제
- 브레이크 강도 조절

• 제품사양

무게	4kg
크기(mm)	(폭)390×(깊이)650×(높이)800 (높이 조절가능 825, 850, 880, 910, 940)
소재	플라스틱
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 260,000

제품명 ENB-011

코드번호 120600001500015

업체명 웰씨코리아

- 국제 ISO9001 / 14001 인증
- 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- 튼튼한 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- 넓은 수납공간(좌석 밑 및 후면 장착) : 다양하게 수납 가능
- 핸들 높이 조절 가능 : 사용자 키에 맞게 자유조절
- 폭 넓은 의자면 및 팔걸이 장착

• 제품사양

무게	6.5kg
크기(mm)	(폭)510×(깊이)625×(높이)800~900
소재	알루미늄
색상	블루플라워(ENB-011H) 옐로우플라워(ENB-011C) 네이비체크(ENB-011G)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 225,000

제품명 YX-500

코드번호 120600001500025

업체명 웰씨코리아

- 국제 ISO9001 / 14001 인증
- 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- 튼튼한 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- 일반 쇼핑카트로 사용 가능 : 의자 컷힘 기능(일본 특허)
- 핸들 높이 조절 가능 : 사용자 키에 맞게 3단계 조절
- 경량 슬림 디자인

• 제품사양

무게	4.2kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)540×(높이)810~910
소재	알루미늄
색상	플라워베이지(XY-500WF) 체크블루(XY-500RB)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 180,000

제품명 **ICHI-10**

코드번호 120600001500035

업체명 웰씨코리아

- 국제 ISO9001 / 14001 인증
- 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- 튼튼한 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- 주차용 브레이크 간단 조작(핸들 밑 노란색 바부분)
- 핸들 높이 조절 가능 : 사용자 키에 맞게 3단계 조절
- 경량 슬림 디자인
- 4색상 다양한 디자인

• 제품사양

무게	4.3kg
크기(mm)	(폭)445×(깊이)560×(높이)835~915
소재	알루미늄
색상	네이비(ICHI-10ND) 체크(ICHI-10RB)
제조(수입) 구분	수입(타이완)



₩ 180,000

제품명 **SX-1B**

코드번호 120600001500045

업체명 웰씨코리아

- 국제 ISO9001 / 14001 인증
- 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- 튼튼한 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- 브레이크 좌 또는 우 장착 가능
- 핸들 높이 조절 가능 : 사용자 키에 맞게 자유조절 4단계 조절
- 경량 슬림 디자인

• 제품사양

무게	4.2kg
크기(mm)	(폭)400×(깊이)515×(높이)765~910
소재	알루미늄
색상	다크브라운(SX-1BR) 플라워블루(SX-1BF) 블루(SX-1BL)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 180,000

제품명 MR-1000

코드번호 120600001900010

업체명 진성메디

- 인체공학적 설계(그립감 우수)
- 높이조절 가능
- 바구니 탈부착 가능
- 편리한 보관(접이식 기능)
- 높은 안전성

• 제품사양

무게	5.6kg
크기(mm)	(폭)500×(깊이)500×(높이)800~950
소재	알루미늄 합금, ABS
수납공간	5kg 이하
최대하중	100kg 이하
제조(수입)구분	국내제조



₩ 180,000

제품명 MR-4000

코드번호 120600001900020

업체명 진성메디

- 인체공학적 설계(그립감 우수)
- 높이조절 가능
- 바구니 탈부착 가능
- 편리한 보관(접이식 기능)
- 높은 안전성

• 제품사양

무게	6.1kg
크기(mm)	(폭)500×(깊이)500×(높이)800~950
소재	알루미늄 합금, ABS
수납공간	5kg 이하
최대하중	100kg 이하
제조(수입)구분	국내제조



₩ 270,000

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 300

코드번호 120600002000060

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)
- 바구니가 넓음

• 제품사양

무게	6.4kg
크기(mm)	(폭)505×(깊이)660×(높이)830~895
소재	PVC
색상	라벤다
제조(수입) 구분	수입(중국)



₩ 170,000

제품명 301

코드번호 120600002000070

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)
- 바구니가 넓음

• 제품사양

무게	7.2kg
크기(mm)	(폭)505×(깊이)660×(높이)830~890
소재	PVC
색상	그린 줄무늬
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 160,000

제품명 601A

코드번호 120600002000130

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능
- 편리한 보관(접이식 가능)
- 초경량 제품으로 가벼움

• 제품사양

무게	2.95kg
크기(mm)	(폭)415×(깊이)495×(높이)765~905
소재	시트 나일론, 바구니 PVC
색상	네이비, 네이비꽃
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 160,000

제품명 711

코드번호 120600002000150

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	4.9kg
크기(mm)	(폭)430×(깊이)500×(높이)845~910
소재	폴리에스테르, 나일론
색상	네이비꽃, 브라운
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 208,000

01 장애인보조기구
교부서양

02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **CMK-C03**

코드번호 120600002000160

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 편리한 보관(접이식 가능)
- 초경량 제품으로 가벼움

• 제품사양

무게	2.7kg
크기(mm)	(폭)410×(깊이)515×(높이)710~880
소재	본체-알루미늄, 바퀴-폴리프로필렌 EVA
색상	핑크, 네이비
제조(수입) 구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출

제품명 **CMK-M03**

코드번호 120600002000170

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	4.9kg
크기(mm)	(폭)450×(깊이)540×(높이)835~900
소재	본체-알루미늄, 바퀴-폴리프로필렌 EVA
색상	블랙, 브라운
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 CMK-M04

코드번호 120600002000180

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	4.9kg
크기(mm)	(폭)450×(깊이)540×(높이)835~900
소재	본체-알루미늄, 바퀴-폴리프로필렌 EVA
색상	블랙, 브라운
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 ST-04

코드번호 120600002000010

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	6kg
크기(mm)	(폭)535×(깊이)575×(높이)905~1,050
소재	알루미늄, 합성섬유 외
색상	네이비+라이트그린
제조(수입)구분	수입(중국)

₩ 211,000



제품명 **ST-05**

코드번호 120600002000020

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 의자높이조절 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	6.5kg
크기(mm)	(폭)470×(깊이)640×(높이)795~955
소재	PVC
색상	아이보리
제조(수입) 구분	수입(중국)



₩ 224,000

제품명 **ST-06**

코드번호 120600002000030

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 의자높이 조절 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	6.9kg
크기(mm)	(폭)520×(깊이)640×(높이)795~955
소재	PVC
색상	네이비
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 252,000

제품명 ST-07

코드번호 120600002000040

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	5.7kg
크기(mm)	(폭)505×(깊이)600×(높이)815~900
소재	본체-알루미늄, 바퀴-EVA
색상	줄무늬 네이비
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 188,000

제품명 US001-A

코드번호 120600002000080

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	6.0kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)495×(높이)860~935
소재	폴리에스테르
색상	네이비, 레드
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 190,000

제품명 **US001-B**

코드번호 120600002000090

업체명 케어맥스코리아

- 대용량 바구니
- 손잡이 부분을 누르면 브레이크 작동(손쉬운 작동)
- 좌면을 올리면 바구니 입구가 벌어지는 슬라이드 박스 기능
- 바구니 걸이 장치로 쇼핑 시 용이

• 제품사양

무게	5.7kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)495×(높이)855~925
소재	알루미늄, 합성섬유 외
색상	그레이
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(중국)

₩ 224,000

제품명 **US002**

코드번호 120600002000100

업체명 케어맥스코리아

- 지팡이나 우산을 꽂을 수 있는 기능
- 바퀴부분의 페달을 밟는 것으로 간단하게 주차브레이크 조작
- 4kg대의 경량 제품

• 제품사양

무게	4.6kg
크기(mm)	(폭)450×(깊이)545×(높이)835~900
소재	알루미늄, 합성섬유 외
색상	옐로우
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 US03

코드번호 120600002000110

업체명 케어맥스코리아

- 넓은 수납공간
- 어두울 때나 우천시 안전을 지켜주는 반사판 장착
- 바퀴부분의 페달을 밟는 것으로 간단하게 주차브레이크 조작
- 가장 보편적으로 사용이 되는 안전형 보행보조차

• 제품사양

무게	7.2kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)495×(높이)855~925
소재	알루미늄, 합성섬유 외
색상	블루
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 US04

코드번호 120600002000120

업체명 케어맥스코리아

- 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- 편리한 보관(접이식 가능)

• 제품사양

무게	6.0kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)495×(높이)860~935
소재	시트/바구니-폴리에스테르
색상	네이비, 레드
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 **710**

코드번호 120600002000140

업체명 케어맥스코리아

- 콤팩트한 디자인
- 안전경보기 기능, 위급한 상황시 버튼을 누르면 경보기가 작동
- 4kg 대의 경량 제품
- 3초 간격으로 깜박거리는 안전 라이트
- 바퀴부분의 페달을 밟는 것으로 브레이크 작동

• 제품사양

무게	4.9kg
크기(mm)	(폭)430×(깊이)500×(높이)845~910
소재	알루미늄, 합성섬유 외
색상	브라운
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출

제품명 **A2018**

코드번호 120600002300015

업체명 태양메디텍

- 차체재질이 스틸과 넓은 의자등으로 고 중량의 몸무게를 가진 사용자들도 사용할 수 있도록 계획된 제품
- 앞바퀴들이 연결되어 있어 보행시 방향전환 할 때 앞바퀴 들이 따로 돌아 방향전환이 뜻대로 되지 않는 것을 방지해 줌
- 서로 연결된 앞바퀴에 스프링 처리함으로써 방향 전환 후 자동으로 앞을 향함

• 제품사양

무게	8.5kg
크기(mm)	(폭)530×(깊이)630×(높이)830~920
소재	본체-스틸/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	15kg
최대 사용자 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)

₩ 148,000



제품명 F-189

코드번호 120600002300025

업체명 태양메디텍

- 가벼운 무게로 이동이 용이
- 넓은 의자로 휴식시 편안함 제공
- 주차브레이크가 뒷면 페달형식으로 되어 있어 이동 중 주차브레이크 조작 용이
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	5.2kg
크기(mm)	(폭)420×(깊이)470×(높이)840~910
소재	본체 - 강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 - EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	46cm
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	제조(수입)구분

₩ 148,000



제품명 F-198

코드번호 120600002300035

업체명 태양메디텍

- 차체재질이 경량스틸이라 보다 튼튼하여 안심하고 사용 가능
- 넓은 의자로 휴식시 편안함 제공
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	6.2kg
크기(mm)	(폭)480×(깊이)640×(높이)855~915
소재	본체-스틸/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	15kg
최대 사용자 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)

₩ 148,000



제품명 **F-208**

코드번호 120600002300045

업체명 태양메디텍

- 차체재질이 경량스틸이라 보다 튼튼하여 안심하고 사용 가능
- 넓은 의자로 휴식시 편안함 제공
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	6.9kg
크기(mm)	(폭)435×(깊이)515×(높이)860~930
소재	본체 - 스틸/PVC 외, 바퀴 - EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	10kg
사용자 최대 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **F-238**

코드번호 120600002300055

업체명 태양메디텍

- 차체재질이 강화 알루미늄이라 보다 쉽게 운반하여 사용 가능
- 넓은 의자로 휴식시 편안함 제공
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	6kg
크기(mm)	(폭)435×(깊이)515×(높이)860~930
소재	본체 - 알루미늄/PVC 외, 바퀴 - EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	10kg
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 F-625

코드번호 120600002300065

업체명 태양메디텍

- 작고 가벼운 무게로 쉽게 이동이 가능
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	4.9kg
크기(mm)	(폭)380×(깊이)510×(높이)810~895
소재	본체 - 강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 - EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	44cm
사용자 최대 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 F-680

코드번호 120600002300075

업체명 태양메디텍

- 가벼운 무게로 이동이 용이
- 넓은 의자로 휴식시 편안함 제공
- 앉은 후 등받이에 등을 기대면 주차브레이크 작동
- 차체를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관 용이

• 제품사양

무게	5.9kg
크기(mm)	(폭)450×(깊이)510×(높이)830~890
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	46cm
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **WH004-B**

코드번호 120600041000015

업체명 힐로피아

- 접이식으로 공간 활용 용이함
- 보행 중 휴식을 취하고자 할 때 앉아서 쉴 수 있는 의자를 장착
- 간단한 소지품을 수납할 수 있는 가방을 장착
- 손잡이 핸들에 브레이크를 장착

• 제품사양

무게	4.25kg
크기(mm)	(폭)520×(깊이)430×(높이)850~940
재질	본체 알루미늄 프레임, 코팅 및 PP코팅 바퀴 - VAHARD SPARK 휠, 가방 - 체크브라운/비닐레자, 검정/나이론
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 141,000



KOREA

AT

제품명 코지 오터 목욕의자

코드번호 093303003600015

업체명 코지라이프

- 욕조에서 목욕시킬 때 사용자를 잘 지지해주는 역할을 함
- 등받이 각도가 조절되어 편리함
- 시트, 등받이, 다리 부분이 전부 조절 가능

₩ 450,000~650,000

• 제품사양

구분	사용자키	시트 폭	시트 깊이	등받이 높이	시트 높이	전체 폭	받침대 길이
소	~91.4	36.8	33	45.7	5~18	43.2	76.2
중	81~127	36.8	33	63.5	5~18	43.2	76.2
대	117~173	36.8	41.9	81.3	5~18	43.2	76.2
제조(수입) 구분	수입(영국)						



제품명 OT2000

코드번호 093303001800015

업체명 이지무브

- 플라스틱 프레임으로 물 속에 장시간 두어도 녹슬지 않아 반영구적
- 시트커버는 탈부착이 가능하여 세척하기 편리
- 시트와 등받이의 각도가 5단계로 손쉽게 조절되어 사용자와 보호자가 편리함
- 각종 벨트가 있어 매우 안전함
- 각종 옵션품이 있어 개인의 성향에 맞춰 별도 구입이 가능함
- 제조(수입)구분 : 수입(영국)

업체에서 가격정보 미제출



01 장애인보조기구 교부서양

02 장애인보조기구 교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구 상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문 FAQ

제품명 **SC-4000**

코드번호 093303003300010

업체명 클리어뷰헬스케어

- 기존제품은 단순히 앉는 기능만 있으나 본제품은 머리 받침대를 부착하여 사용자에게 편안함과 안정감을 주며 수발자의 손쉬운 케어로 힘과 노력을 경감시킬 수 있음
- 사용 후 접어서 보관이 가능하여 공간활용에 용이함
- 높낮이 조절이 6단층 조절로 사용자의 신장에 제한 없이 다양한 신장에 적용이 가능

• 제품사양

무게	7.9kg
크기(mm)	(폭)490×(깊이)600×(높이)740
재질	본체-알루미늄, 팔걸이-EVA, 등받이, 좌면, 머리받침대-PU, 고무캡-합성고무, 높이조절-6단조절
최대 사용자 중량	95kg
색상	블루
제조(수입)구분	국내제작

₩ 243,000

제품명 **BC-200**

코드번호 093303001900010

업체명 진성메디

- 접어서 보관이 가능
- 높낮이 조절이 가능
- 미끄럼이 적은 소재의 장척(발)과 설계로 미끄럼이 적음

• 제품사양

무게	약 4.5kg
크기(mm)	(폭)510×(깊이)620×(좌면높이)420~530
재질	알루미늄, PVC
최대하중	100kg
제조(수입)구분	국내제작

₩ 141,000

**BC200**

제품명 BC-2000

코드번호 093303001900020

업체명 진성메디

- 바퀴장착으로 이동이 가능함
- 바퀴에 안전브레이크를 장착
- 쇼바 장착으로 뒤로 30도까지 기울일 수 있음
- 팔걸이, 시트, 발판의 탈/부착이 가능

• 제품사양

무게	약 45kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)1100×(좌면높이)510~610
재질	알루미늄, PU Cushion, Castor
최대하중	100kg
제조(수입)구분	국내제작

₩ 930,000



BC2000Grand

제품명 SC-9210

코드번호 093303000700015

업체명 엠씨텍

- 하나의 파이프로 벤딩하여 용접부위가 없어서 녹슬 염려가 없음
- 목욕(샤워) 중 용변이 마려울 시 사용자를 번기로 옮기는 등의 수고를 하지 않고 목욕의자 자체를 번기로 후진하여 바로 용변을 볼 수 있음
- 강화 플라스틱에는 부식처리를 하여 비눗물 등에 미끄러짐이 없도록 함

• 제품사양

무게	6.9kg
크기(mm)	(폭)510×(깊이)560, (좌면높이)490
재질	스틸과 강화 플라스틱
제조(수입)구분	수입(스웨덴)

₩ 675,000



제품명 **MSC-201**

코드번호 093303000700025

업체명 엠씨텍

- 무게가 가벼워 취급이 편리
- 제품을 오랜 시간 쓰지 않을 때는 분해 후 작은 부피로 보관 가능
- 알루미늄과 강화플라스틱으로 녹이 슬지 않음
- 강화 플라스틱에는 부식처리를 하여 비눗물 등에 미끄러짐이 없도록 함

• 제품사양

무게	6kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)720~800
좌면의 높이(mm)	360~440
재질	알루미늄, 강화 플라스틱
색상	블루
제조(수입)구분	수입(스웨덴)

₩ 210,000

제품명 **보필-1**

코드번호 093303000900010

업체명 보필

- 접이식 타입으로 좁은 공간에 보관이 용이
- 높이 조절 기능으로 신장에 따라 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- 팔걸이 부착으로 손이 바닥으로 떨어지지 않도록 되어 있어 목욕 시 바른자세 유지가 가능
- 소프트패드 사용으로 착석 시 편안함을 느낄 수 있음
- 고무 캡을 사용하여 미끄럼방지 기능이 있음
- 가벼운 소재를 사용하여 이동 시 용이
- U자형 좌면으로 앉아서 국부세척이 가능

• 제품사양

무게	약 5.1kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)660~770
좌면의 높이 (mm)	350~420
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

₩ 263,000



제품명 보필-2

코드번호 093303000900020
업체명 보필

- 접이식 타입으로 좁은 공간에 보관이 용이
- 높이 조절 기능으로 신장에 따라 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- 팔걸이 부착으로 손이 바닥으로 떨어지지 않도록 되어 있어 목욕 시 바른 자세 유지가 가능
- 소프트패드 사용으로 착석 시 편안함을 느낄 수 있음
- 고무 캡을 사용하여 미끄럼방지 기능이 있음
- 가벼운 소재를 사용하여 이동 시 용이함

₩ 250,000



• 제품사양

무게	약 4.9kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)670~770
좌면의 높이 (mm)	350~420, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

제품명 보필-3

코드번호 093303000900030
업체명 보필

- 접이식 타입으로 좁은 공간에 보관이 용이
- 높이 조절 기능으로 신장에 따라 4단(약7cm)으로 조절이 가능함
- 팔걸이 부착으로 손이 바닥으로 떨어지지 않도록 되어 있어 목욕 시 바른자세 유지가 가능
- 소프트패드 사용으로 착석 시 편안함을 느낄 수 있음
- 고무 캡을 사용하여 미끄럼방지 기능이 있음
- 가벼운 소재를 사용하여 이동 시 용이함
- U자형 타입으로 세척이 용이

₩ 233,000



• 제품사양

무게	약 4.9kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)670~770
좌면의 높이 (mm)	350~420, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

제품명 **보필-S**

코드번호 093303000900040

업체명 보필

- 접이식 타입으로 좁은 공간에 보관이 용이함
- 높이 조절 기능으로 신장에 따라 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- 팔걸이 부착으로 손이 바닥으로 떨어지지 않도록 되어 있어 목욕 시 바른 자세 유지가 가능
- 소프트패드 사용으로 착석 시 편안함을 느낄 수 있음
- 고무 캡을 사용하여 미끄럼방지 기능이 있음
- 가벼운 소재를 사용하여 이동 시 용이함
- 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

• 제품사양

무게	약 4.8kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고 무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



₩ 248,000

제품명 **보필-U**

코드번호 093303000900050

업체명 보필

- 접이식 타입으로 좁은 공간에 보관이 용이함
- 높이 조절 기능으로 신장에 따라 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- 팔걸이 부착으로 손이 바닥으로 떨어지지 않도록 되어 있어 목욕 시 바른자세 유지가 가능
- 소프트패드 사용으로 착석 시 편안함을 느낄 수 있음
- 고무 캡을 사용하여 미끄럼방지 기능이 있음
- 가벼운 소재를 사용하여 이동 시 용이함, U자형 타입으로 세척이 용이
- 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

• 제품사양

무게	약 4.8kg
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고 무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



₩ 248,000

제품명 **시각장애인용 공용리모콘**

코드번호 123909003800010
업체명 휴먼케어

- 음향신호기와 음성유도기를 호환하여 무선 동작시키기 위한 제품이며, 전파연구소무선설비규칙, 한국정보통신표준 KICS, KO-06.0046/R3, TTA적합성시험규격, 경찰청 규격(개정, 2004.10.29.) 등을 준수하여 설계, 인증되었습니다.

• 제품사양

크기(mm)	(가로)62×(세로)40×(높이)13.6
제조(수입)구분	국내제조

₩ 30,000



KOREA
AT

제품명 음성손목시계

코드번호 222712003000015

업체명 한리텍

- 한국어 지원
- 아날로그(분침, 시침, 초침), 디지털(음성) 타입의 듀얼 타임 모드
- 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌
- 용이한 알람 설정
- 날짜 알람 기능
- 은장크롬도금, 스테인레스 커버, 인조가죽 밴드
- 2개의 버튼으로 모든 기능 작동이 가능하여 간편함

• 제품사양

크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)43
밴드 장착시 크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)243
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 35,000

제품명 음성탁상시계

코드번호 222712003000025

업체명 한리텍

- 한국어 지원
- 보기에 편안한 LCD 창 디스플레이
- 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌
- 현재의 온도를 알려줌
- 용이한 알람 설정
- AA배터리(2개) 사용

• 제품사양

크기(mm)	(가로)100×(세로)45×(높이)50
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 20,000

제품명 반디

코드번호 220315003000010
업체명 한리텍

- 확대비율 : 3~11x
- 아날로그 카메라 채용(잔상이 거의 없으며, 눈의 피로가 거의 없음)
- 색상지원 모드 : 풀컬러, 흑백, 고대비, 고대비 역상, 특수색상 2가지
- 약 2시간의 배터리 사용시간
- 3단계 조명 밝기 조절

₩ 800,000

• 제품사양

무게	285g
크기(mm)	(가로)165.1×(세로)88.9×(높이)25.4
LCD 화면 크기	4인치
제조(수입)구분	국내제조



제품명 페블 3.5

코드번호 220315003000025
업체명 한리텍

- 확대비율 : 2~10x
- 3단계 화면 밝기 조절 가능
- 0~200. 로 조절이 가능한 손잡이
- 사용이 편리하도록 촉지형 조절 스위치
- 28가지 특수색상 보기 모드
- 화면캡쳐 : 정지된 영상의 확대/축소 가능
- 주변의 밝기에 따라 조명 밝기 자동 조절 및 끄기 기능
- 최대 3시간의 배터리 사용시간

₩ 800,000

• 제품사양

무게	220g
크기(mm)	(가로)111×(세로)78×(높이)35
LCD 화면 크기	3.5인치
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 **페블 HD**

코드번호 220315003000035

업체명 한리텍

- 4.3" LCD의 Full HD 카메라
- 확대비율 : 1.25~13.5x
- 3단계 화면 밝기 조절 가능
- 0~200. 로 조절이 가능한 손잡이
- 사용이 편리하도록 촉지형 조절 스위치
- 28가지 특수색상 보기 모드
- 음성지원(영어) 시계 및 달력 기능
- 화면캡처 : 정지된 영상의 확대/축소 가능
- 주변의 밝기에 따라 조명 밝기 자동 조절 및 끄기 기능
- 최대 3시간의 배터리 사용시간

• 제품사양

무게	255g
크기(mm)	(가로)139×(세로)78×(높이)35
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)

제품명 **페블 미니**


코드번호 220315003000045

업체명 한리텍

- 확대비율 : 2~10x(스탠드 사용시 : 3.1, 4.1, 5.9, 10x)
- 고화질 TFT 3인치 LCD, 해상도 320×240
- 화면 캡처 및 저장기능(컴퓨터와 저장 이미지 공유가능)
- 미니 USB 충전단자 장착(컴퓨터 USB 단자로 쉽게 충전 가능)
- 32색상 보기 모드
- LED 램프부착(ON/OFF 가능)
- 최대 3시간의 배터리 사용시간

• 제품사양

무게	220g
크기(mm)	(가로)113×(세로)64×(높이)19
LCD 화면 크기	3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 라이프스타일 캔디그립

코드번호 222703003200010
업체명 힘스인터내셔널

- 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이하며, HD급 고화질, 자동초점 기능 등의 최신 기술을 적용한 휴대용 독서확대기
- HD급 고해상도 선명한 화질과 5인치 크기의 넓은 화면 제공
- 인체공학적으로 설계된 3각도 회전식 손잡이 적용으로 원하는 사물의 내용을 쉽고 빠르게 판독
- 최저배율에서 최대배율까지 단계 구분없이 부드럽게 확대되는 Continuous Zoom 적용
- 초점거리가 짧은 저시력 시각장애인을 위한 거울 기능 추가

₩ 795,000

• 제품사양

무게	280g
크기(mm)	(가로)145×(세로)85×(높이)33.5
LCD 화면 크기	5인치(와이드)
인체공학적인 손잡이	3가지 각도조절 모드
카메라	2M pixel, 자동초점지원
확대배율	2.8~22x
밝기조절	3단계
색상변환	5가지 색상모드
배터리	충전식 배터리(리튬폴리머, 3시간 충전, 4.5시간 연속사용)
제조(수입)구분	국내제조



제품명 라이프스타일 캔디

코드번호 220315003200020
업체명 힘스인터내셔널

- 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이하며, HD급 고화질, 자동초점 기능 등의 최신 기술을 적용한 휴대용 독서확대기
- HD급 고해상도 선명한 화질과 5인치 크기의 넓은 화면 제공
- 근거리(20mm)~원거리(40mm)까지 모든 사물에 자동으로 초점을 제공하는 Auto Focus 기능
- 최저배율에서 최대배율까지 단계 구분없이 부드럽게 확대되는 Continuous Zoom 적용

₩ 755,000

• 제품사양

무게	265g
크기(mm)	(가로)145×(세로)85×(높이)18.3
LCD 화면 크기	5인치(와이드)
카메라	2M pixel, 자동초점지원
확대배율	2.8~22x (3단계 밝기조절)
색상변환	5가지 색상모드
배터리	충전식 배터리 (리튬폴리머, 3시간 충전, 4.5시간 연속사용)
제조(수입)구분	국내제조



제품명 라이프스타일 HD 24

코드번호 220315003200030

업체명 힘스인터내셔널

- 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이하며, 국내에 가장 많이 보급된 HD급 고화질의 탁상용 독서확대기
- HD급 22인치 대형 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공, 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- 인체공학적 설계 : 신체유형에 맞게 모니터 높이 및 각도조절
- 모니터 공유 기능 : PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공, 직관적이며 편리한 컨트롤러 제공
- 매립형 레일구조의 X-Y 테이블로 사용자 안정성 고려

• 제품사양

무게	18kg
크기(mm)	(가로)570×(세로)530×(높이)540
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
확대배율	3.4~105x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 독서확대기 모니터를 PC 모니터로 사용 가능
제조(수입)구분	국내제조

₩ 3,880,000



제품명 라이프스타일 HD 22

코드번호 220315003200040

업체명 힘스인터내셔널

- 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이하며, 국내에 가장 많이 보급된 HD급 고화질의 탁상용 독서확대기
- HD급 22인치 대형 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공, 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- 인체공학적 설계 : 신체유형에 맞게 모니터 높이 및 각도조절
- 모니터 공유 기능 : PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공, 직관적이며 편리한 컨트롤러 제공
- 매립형 레일구조의 X-Y 테이블로 사용자 안정성 고려

• 제품사양

무게	17.2kg
크기(mm)	(가로)520×(세로)520×(높이)520
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
확대배율	3.1~95x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 확대기 모니터를 PC 모니터로 사용
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 3,780,000



제품명 루비

코드번호 220315003500015

업체명 헨디인터내셔널월드

- 218g으로 4.3인치 확대기중 전세계 초경량의 휴대용 독서확대기
- 손잡이를 펼쳐서 사용하면 장시간 사용시 더욱 유용함
- 5종류의 화면모드로 변환가능하고 15장의 이미지 저장기능이 있음
- 각 버튼의 크기가 커서 쉽게 작동할 수 있음
- AAA건전지를 사용하여 시중에서 배터리를 손쉽게 교체가가능함

₩ 1,100,000



• 제품사양

무게	218g(동제품중 초경량)
크기(mm)	(가로)125×(세로)75×(높이)34
LCD 화면 크기	4.3인치
확대배율	2~14x(3단계)
화면모드	5단계
색상변환	5가지 색상모드
배터리	AAA충전 건전지(4개), 2시간 연속 사용
제조(수입)구분	수입(미국)

제품명 스마트뷰시너지 HD SI 22

코드번호 220315003500025

업체명 헨디인터내셔널월드

- HD카메라가 장착되어 기존확대기 대비 300%이상 Pixels로 3배의 밝고 선명한 해상도를 제공하므로 장시간 편안한 독서를 가능케 함

• 제품사양

무게	15.7kg(모니터 포함)
크기(mm)	(가로)508×(세로)533×(높이)533
LCD 화면 크기	22인치
확대배율	2.4~75x
화면모드	16종류(칼라, 흑백, 고대비)
제조(수입)구분	수입(캐나다)

₩ 3,700,000



제품명 **스마트뷰 360**

코드번호 220315003500035

업체명 핸디인터내셔널월드

• 제품사양

무게	8kg(모니터 포함)
LCD 화면 크기	19인치
확대배율	근거리(책읽기) 2.6~57x 원거리(칠판보기) 0.6~27x 중거리(얼굴보기) 1.0~4x
카메라	New Sony Camera(탁월한 해상도)
리모콘	전기능 조절
제조(수입)구분	수입(미국)

제품명 **컴팩 4 HD**

코드번호 220315003500045

업체명 핸디인터내셔널월드

- HD카메라의 밝고 선명한 이미지를 구현하는 HD휴대용 확대기
- 독서스탠드로 손목의 피로감 없이 쾌적하고 편안하게 글을 읽고 쓸 수 있으며, 독립적인 본체의 장점으로 휴대하기에 용이함

• 제품사양

무게	247g
크기(mm)	(가로)129×(세로)81×(높이)28
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
확대배율	1.7~12x
화면모드	5가지 색상모드(30종) HD 고화질 자동초점 카메라 LED조명으로 편안한 영상제공 스냅사진기능
표준사용시간	3시간
제조(수입)구분	수입(네덜란드)

₩ 1,100,000



제품명 컴팩 5 HD

코드번호 220315003500055
업체명 헨디인터내셔널월드

- HD카메라 장착으로 밝고 선명한 화면을 제공하고 5인치 큰 화면에 비해 294g의 가벼운 무게로 휴대하기에 용이함

• 제품사양

무게	294g
크기(mm)	(가로)137×(세로)88×(높이)23
LCD 화면 크기	5인치(와이드)
확대배율	1.5~18x
화면모드	16가지 색상모드 연속사용시간 : 3시간 근거리 및 중거리 사용(1.2미터) HD 카메라(High Definition) 인체공학적인 화면설계 자동 초점기능
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 1,500,000



제품명 컴팩 7 HD

코드번호 220315003500065
업체명 헨디인터내셔널월드

- 7인치 대형 화면, HD카메라를 장착한 세계 최초의 고화질 휴대용 독서확대기
- 밝고 선명한 HD고화질의 독서확대기로 7인치의 큰 화면을 장착했으나 무게 640g으로 가벼워서 휴대가 매우 간편함

• 제품사양

무게	640g
크기(mm)	(가로)190×(세로)130×(높이)26
LCD 화면 크기	7인치
확대배율	2~24x
표준사용시간	4.5시간, 탁월한 해상도(HD Camera 장착)
다양한 기능	자동초점, 소리알림, Li-ion Battery
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 1,900,000



01 장애인보조기구
교부사업

02 장애인보조기구
교부사업 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상담 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **토파즈 XL HD 22**

코드번호 220315003500075

업체명 헨디인터내셔널월드

- HD급 카메라로 고해상도의 이미지를 구현
- 22인치 와이드 모니터를 장착

• 제품사양

무게	19.1kg
크기	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
확대배율	1.8~66x
화면모드	30종
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 3,700,000

제품명 **토파즈 XL HD 24**

코드번호 220315003500085

업체명 헨디인터내셔널월드

- HD급 카메라로 고해상도의 이미지를 구현
- 24인치 와이드 모니터를 장착

• 제품사양

무게	19.1kg
크기(mm)	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
확대배율	1.8~67x
화면모드	30종
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 3,900,000



제품명 마노

코드번호 220315003600015

업체명 코지라이프

- 컴팩트하고 휴대 가능한 독서확대기
- 휴대가 간편하여 집에서 뿐 아니라 길에서도 사용이 편한 독서확대기
- 작은 이미지도 아주 크게 확대함
- 세 개의 이미지를 저장할 수 있는 기능이 있어 전화번호, 출발시간, 가격 등 기억해야 할 정보를 즉시 이미지로 저장해서 볼 수 있게 해 줌

• 제품사양

무게	139g
크기(mm)	(가로)89×(세로)74×(높이)21
LCD 화면 크기	3.5인치 TFT 화면
제조(수입)구분	수입(독일)



시각 장애 ▶ 인쇄물 음성변환 출력기

제품명 보이스아이 라이프 프로 미니

코드번호 223008002700010

업체명 보이스아이

- ‘음성출력용 2차원 바코드(보이스아이)’가 적용되어 출판되는 다양한 종이 인쇄물(고지서, 민원서류 및 증명서, 정기 간행물 등)을 음성으로 낭독해 줌
- ‘RSS 리더’를 통해 최신 뉴스 및 신문 기사를 다운로드 받아 읽을 수 있음
- ‘음성녹음’ 기능은 상대방이 알려주는 전화번호나 계좌번호처럼 급히 메모해야 하는 내용을 간단히 음성 메모하거나 회의, 강의와 같은 중요 내용을 녹취할 때 사용
- ‘색상인식 모드’로 사물의 색상을 간단히 확인할 수 있음
- 페이지, 줄, 단어 및 글자 단위 등의 유연성 있는 읽기 옵션을 지원하는 ‘텍스트 리더’를 통해 편리한 독서 환경을 제공
- 언제 어느 때나 음성출력의 속도, 고저 및 음량을 사용자 취향에 맞게 조절할 수 있음
- ‘미디어 플레이어’가 다양한 재생 옵션과 마크 및 책갈피 기능을 지원하므로 음악을 듣거나 오디오 강의 학습이 가능함
- ‘파일 탐색기’와 PC연동을 통해 사용자가 원하는 대로 쉽고 편하게 파일을 관리할 수 있음

• 제품사양

- 보이스아이 라이프 프로 미니는 보이스아이 메이트의 업그레이드 버전이며 스캐너의 연결없이 제품 본체로 보이스아이 심볼을 스캔하여 인쇄물의 정보를 음성으로 들을 수 있음
- 소프트웨어 CD가 함께 제공됩니다. 라이프 프로 미니는 PC와 USB를 통해 연결되어 파일 공유(저작권 파일 제외)가 가능합니다. 또한 SD카드 슬롯이 있어 최대 32기가 SD카드를 탑재할 수 있음
- 본 제품은 보이스아이 라이프 프로에서 제공하는 1차원 바코드 스캔 기능과 지폐인식 기능을 제공하지 않음
- ※ 본사의 보이스아이 라이프 프로와 외형은 같지만 다른 제품임
- * 제조(수입)구분 : 국내제조



제품명 **책마루XT**

코드번호 221803003200010

업체명 힘스인터네셔널

- 국립장애인도서관, LG 상남도서관의 DAISY 도서 콘텐츠 무료 이용이 가능
- HWP, DOC, DOCX, TXT, PDF 등 다양한 형식의 문서 읽기를 지원
- 멀티 TTS(영어, 한국어)를 제공하여, 문서 읽기 및 영어 공부 시 원음에 가까운 영어 음성을 지원
- MP3, WAV 형식, Line-in 방식으로 깨끗한 스테레오 녹음을 지원
- 내장 메모리 4GB(추가 SD카드 8GB 제공), 블루투스, FM라디오를 기본 내장
- 음성시계, 계산기, 알람 등 다양한 편의 기능이 존재

₩ 539,000

• 제품사양

크기(mm)	(가로)47×(세로)108×(높이)18
무게(g)	115
음성합성엔진	Voice Text
녹음파일형식	MP3, WAV
배터리	리튬 폴리머(분리형)
사용자 메모리 공간	4GB(추가 SD카드 8GB 제공)
인터페이스	SD 카드, USB OTG, 블루투스
제조(수입)구분	국내제조

제품명 **리니오 포켓**

코드번호 221803002100015

업체명 네오엑세스

- Wifi 기능 탑재(데이지 도서를 다운로드 또는 실시간 스트리밍 독서 가능)
- 전문가용 녹음기 수준의 녹음 품질(주변 잡음 조절기능)을 지원, 생활방수
- 다양한 포맷을 지원
 - 데이지형식: DAISY 2.0, DAISY 2.02, DAISY 3.0
 - 문서 파일: PDF, DOC, DOCX, TET, HTML, ePUB (HWP 지원 예정)
 - 오디오 파일: MP3, OGG, WMA, WAV, 오디오 CD(별로 CD-ROM필요)
- 약 28,000개 한자 인식이 가능
- 음성 재생 10시간, 녹음 8시간, 온라인 책 및 웹 라디오 스트리밍 4시간 사용이 가능

₩ 650,000

• 제품사양

크기(mm)	(가로)112×(세로)55×(높이)16
무게(g)	110
SD카드 슬롯	SD/SDHC 카드 최대 32GB 지원
배터리	1230mAh
호환성	Windows 8, 7, Vista, XP, 2000
인터페이스	USB 2.0지원, 마이크 및 스피커 내장, 직경 3.5mm오디오 단자 지원
제조(수입)구분	수입(일본)



제품명 **진동알람시계(VIBRATO 2)**코드번호 222712003400025
업체명 건웅아이비씨

- 원하는 시간에 강력한 진동으로 시간을 알려주는 휴대용 진동 시계
- 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상시간 또는 약속시간에 진동으로 시간을 알려주어 인지시키는 진동 알람 시계
- 이는 여행 시 등에 휴대가 가능하며 취침시 베개 밑이나 이불 밑에 넣어둘 수 있는 형태로서 매우 강력한 진동 알람기능을 가지고 있는 것이 특징
- 일반 건전지와 전원 어댑터를 필요에 따라 함께 사용할 수 있음

₩ 100,000



• 제품사양

무게	136g(건전지 제외), 210g(건전지 포함)
크기(mm)	(가로)118×(세로)71×(높이)27
재질	ABS
건전지	AA알카라인 건전지(3개)
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 (알람) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 (기능선택) 진동+소리, 진동알람, 소리알람, 알람꺼짐, 타이머 기능, (온도) 섭씨(°C)/화씨(°F)
제조(수입)구분	수입(중국)

제품명 **진동알람손목시계(VIBRATO)**코드번호 222712003400015
업체명 건웅아이비씨

- 진동 알람기능을 가진 청각 장애인용 손목시계
- 지정한 시간에 시간을 진동으로 알려주는 진동알람손목시계
- 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상 또는 약속 시간에 진동으로 시간을 알려 주어 인지시키는 진동 알람 손목시계
- 일반 디지털 손목시계에 진동 알람기능을 결합시킨 제품으로 청각장애인이 시간을 인지하는데 가장 간단하고 편리한 제품

• 제품사양

무게	45g
크기(mm)	(가로)45×(세로)250×(높이)17
재질	ABS&고무(방수 기능)
건전지	리튬 코인 전지(CR2032)
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) (알람) 12시간(AM/PM) (일자) 자동 일자(월~일요일)
화면발광	LED
제조(수입)구분	SD 카드, USB OTG, 블루투스

₩ 35,000



제품명 휴대용진동알람시계(화이트)SBP100코드번호 222712003600015
업체명 코지라이프

- 휴대가 가능한 진동알람시계
- 심플한 화이트 색상으로 만들어져 있으며, 원형으로 사용이 편리하게 디자인되어 있음
- 알람은 1분간 지속되며 자동으로 꺼짐

₩ 50,000• **제품사양**

무게	120g(건전지 제외)
크기(mm)	원형 지름 94, 두께 33
건전지	AA건전지(2개), AAA건전지(1개)
알람	90db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)

**제품명 진동디지털알람시계세트(싱글-SB200ss)**코드번호 222712003500025
업체명 코지라이프

- 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털알람시계
- 소리를 듣는데 어려움이 있는 청각장애인들에게 필수품
- 진동 알람뿐만 아니라 소리 알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능
- 잠이 깊이 들어 일반 알람시계가 도움이 안 되거나 여러 사람이 공동생활을 하면서 알람소리로 인해 다른 사람에게 피해를 주지 말아야 하는 청각장애인과 비장애인에게도 유용함

₩ 80,000• **제품사양**

무게	180g
크기(mm)	110
SD카드 슬롯	(가로)155×(세로)86×(높이)54
전압	DC 9V 650mA(Adapter)
알람	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 **진동디지털알람시계세트**(듀얼-SBD375ss)

코드번호 222712003500035

업체명 코지라이프

- 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털 알람시계
- 소리를 듣는데 어려움이 있는 청각장애인들에게 필수품
- 진동 알람뿐만 아니라 소리알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능
- 이 값이 들어 일반 알람시계가 도움이 안 되거나 여러 사람이 공동생활을 하면서 알람소리로 인해 다른 사람에게 피해를 주지 말아야 하는 청각장애인과 비장애인에게도 유용함

₩ 100,000

• 제품사양

무게	380g
크기(mm)	(가로)232×(세로)128×(높이)51
전압	DC 9V 650mA(Adapter), 필요시 DC 9V 배터리 장착가능(제품에는 미포함)
알람	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



KOREA

AT

01 장애인보조기구
교부서양02 장애인보조기구
교부서양 18품목

03 기타 교부품목

04 장애인보조기구
상당 및 정보제공처

05 참고서식

06 자주묻는 질문
FAQ

제품명 **소리증폭기** HAHA

코드번호 220624003400010

업 체 명 건웅아이비씨

- 귓속에 넣지 않고 사용이 가능한 디지털 음성증폭기로 충전 배터리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능함
- UV살균기능으로 위생적임
- 자기유도신호변환장치를 내장하여 일반보청기 착용자도 사용 가능

₩ 350,000

• 제품사양

무게	75g
크기(mm)	(가로)54×(세로)143×(높이)44.5
음원처리	디지털처리(DSP)채택
최대증폭도	40dB 이상
동작전원	동작전원
충전방식	전용충전기(거치형)
연속사용시간	10시간 이상
일반보청기와의 호환(HAC)	보청기 T-모드에서 사용가능
재질	ABS & 고무
제조(수입)구분	국내제조

제품명 **심청이** VSS-100

코드번호 220624002700010

업 체 명 보이스아이

- 어르신 및 난청인을 위한 무선 음성증폭기
- 음성신호를 적외선으로 수신하여 스피커로 출력하는 적외선 기반 무선 휴대용 음성 수신장치
- 수신기의 하우징 둘레에 다수의 적외선 센서를 구비하고 있으며 이는 TV의 음성단자와 연결된 송신기에서 보내오는 신호를 전달받아 노인이 듣기에 적합한 형태의 음역대를 강화하여 들려줌

• 제품사양

수신 방법	적외선 수신방식
외부 전원 책	DC 12V(전용 충전지 세트용)
도달거리	약 7m
건전지 지속시간	약 200시간(알카라인 건전지)
최대출력	0.5W
헤드폰 단자	3.5 미니플러그
무게	약 500g(건전지 미포함)
송신 방식	적외선 FM변조 방식
음성 입력단자	3.5 스테레오 미니 플러그
제조(수입)구분	국내제조

₩ 120,000



제품명 **무선호출기** HUMC-50CHCM-700

코드번호 2227030038000 10
업 체 명 휴먼케어

- 무선으로 동작되며, 본 제품은 관공서 및 공공시설물(철도, 지하철역사, 공원, 복지관 등), 주출입문, 후문, 경사로, 화장실, 장애인 주차장, 종합안내촉지도 등에 도움벨 스위치가 설치되어, 장애인이 방문하여 도움벨을 누르면, 어느 위치에서 안내를 요청하는지를 안내데스크 또는 당직실 등에 설치된 수신부의 위치별 번호표시와 음성 안내를 통하여 도우미(당직자)가 정확한 위치를 인식할 수 있도록 도와주고, 안내하기 위한 장치입니다. 또한, 가정집이나 작업장 등에 설치 시 손님의 방문과 도움 요청 등을 음성안내와 디지털 화면으로 표시해줌으로써 호출 즉시 무선호출 위치를 파악하고 안내를 할 수 있음

• 제품사양

주파수 대역	FSK 447.7250MHz
표시단위	1~99
고정방식	벽걸이 타입
표시방법	고휘도 LED 문자표시(절전형)
음향종류	각 위치별 음성안내 75가지
크기(mm)	(가로)80×(세로)120×(높이)40
소비전력	수신대기 100mA 최대 500mA
사용전원	DV 12V / 1A 어댑터
수신감도	-105dBm
표시장치	16×16dot 256EA ×2dot, ,LED 2MODULE

• 제품사양

고정방식	일반 벽 또는 기둥 등에 노출, 대립용 박스로 다양하게 고정
사용전원	DV 9V 또는 12V 알카라인 건전지
크기(mm)	(가로)127×(세로)35×(높이)175
제조(수입)구분	국내제조



₩ 620,000

제품명 **스마트 엘이디 스탠드**

코드번호 222703003100010
업 체 명 함께하는 사람들

- 청각장애인이 의사소통 도구로 가장 많이 사용하는 기기는 스마트폰이라 할 수 있다. 외부에서는 항상 휴대를 하여 사용하기 때문에 진동으로 두고 사용할 수 있지만 집에서는 충전 또는 자신과 떨어져 있을 경우가 있는데 이때 전화가 오는 것을 알 수 없다. 이런 경우 스마트 LED 스탠드 위에 USB 충전포트를 이용하여 편리하게 충전을 함과 동시에 외부에서 전화가 올 경우 빛과 진동으로 알려줄 수 있어 편리하게 사용할 수 있음
- 주변 소리의 크기를 주파수에 따라 시각적인 조명으로 표시함(7가지 색상)
- 스마트 폰 충전 기능 : USB 충전 포트 2개
- 알람 기능 : 동시 2개 지원(빛과 진동)
- LED 시계

• 제품사양

무게	1.3kg
크기(mm)	(상부)211.5×(하부)173×(높이)240
제품의 재질	플라스틱, 알루미늄, 철, 바이브레이터, 극세사
사용 전원	DC 12V 1.5A
제조(수입)구분	국내제조



₩ 270,000

제품명 **휴대용 무선신호기 (CARE-DEAF)**

코드번호 222703003400015

업체명 건웅아이비씨

- 소리를 듣지 못하는 청각 장애인을 위하여 방문객 및 침입자 인지, 전화(영상전화)/팩스 소리, 아기 울음소리, 초인종 소리 등을 무선으로 점멸하는 빛이나 진동으로 알려주는 편의기구
- 필요시 이동과 휴대가 간편하도록 모든 장치가 건전지로 사용 가능
- 제품에 채널 변경 기능이 있어 이웃 등과의 혼선을 방지할 수 있음
- 제품에 ON/OFF 기능이 내장되어 불필요한 건전지의 소모를 예방할 수 있음

₩ 190,000

• 제품사양

	전동수신기	램프수신기	전화/팩스 발신기	소리감지 발신기	초인종발신기
송수신거리(직선)	30m				
크기(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x20	40x82x25
무게(g)	1,040				
재질	ABS				
제조(수입) 구분	수입(중국)				

제품명 **휴대용 무선신호기 (CARE-DEAF PLUS)**

코드번호 222703003400025

업체명 건웅아이비씨

- 소리를 듣지 못하는 청각 장애인을 위하여 방문객 및 침입자 인지, 전화(영상전화)/팩스 소리, 아기 울음소리, 초인종 소리 등을 무선으로 점멸하는 빛이나 진동으로 알려주는 편의기구
- 건전지와 어댑터(전기) 겸용으로 휴대 및 이동이 용이함
- 제품에 채널 변경 기능이 있어 이웃 등과의 혼선을 방지할 수 있음
- 제품에 ON/OFF 기능이 내장되어 불필요한 건전지의 소모를 예방할 수 있음
- 각 구성품에는 전용 어댑터가 포함되어 있어 건전지 교체에 따른 불편함과 경제적 부담을 덜 수 있음

• 제품사양

	전동수신기	램프수신기	전화/팩스 발신기	소리감지 발신기	초인종 발신기	적외선 방형 감지기
송수신거리 (직선)	30m					
크기(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x22	40x82x25	90x63x68
무게(g)	1,430					
재질	ABS					
제조(수입) 구분	수입(중국)					



₩ 320,000





Chapter
03

기타 교부품목

2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

01. 기타 교부품목 지원안내

1 기타 교부품목 지원안내

1. 기타 교부 관련사항

- 가. 지정된 교부품목을 교부한 후 10월말 기준 집행실적을 확인하여 잔액발생이 예상될 경우 시·군·구에서 자체 실정에 맞게 내부방침을 정하여 기타 장애인보조기구 교부사업 추진
- 나. 기타품목에 사용되는 예산은 해당 지자체에 대한 지원예산 총액의 20% 범위 이내로 하고, 형평성 등을 고려하여 기타 장애인보조기구의 가격은 당해 연도의 지정 교부품목 중 최고가격을 넘지 않도록 함
- 다. 지정된 품목을 우선적으로 교부하도록 노력하여야 하며, 기타 품목의 교부는 지정된 품목의 추가적인 수요가 존재하지 않아 집행잔액 발생이 예상될 경우 가능
- 라. 교부한 기타품목에 대해서는 품목명, 금액, 계약업체를 최종실적과 함께 제출하여야 함

2. 지원 절차







Chapter
04

장애인보조기구
상담 및 정보제공처

2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

- 01. 보건복지부 보조기구 센터
- 02. 기타 보조기구 사업 및 문의처
- 03. 보조기구 등록제 등록업체

1 보건복지부 보조기구센터

1. 보건복지부 장애인보조기구 사례관리사업

장애인보조기구 정보제공, 맞춤형 서비스, 장애인보조기구 구입처 및 비용안내, 전시체험장 운영, 전문가 교육 등을 담당하는 장애인보조기구 서비스 센터

국립재활원 중앙보조기구센터 : (142-070) 서울특별시 강북구 삼각산로 58 국립재활원 재활연구소 1층

홈페이지 : <http://knat.go.kr>

장애인보조기구 콜센터 ☎ 1670-5529(보조기구)

2. 보건복지부 장애인보조기구 사례관리사업 전국망

센터명	수행기관	주소	전화번호	홈페이지
경기도 보조기구센터	경기도재활공학서비스 연구지원센터	〈북부센터〉 (480-836)경기도 의정부 충의로 73 밀레니엄프라자 302호	031-852-7363	http://atrac.or.kr/
		〈남부센터〉 (441-440) 경기도 수원시 권선구 호매실로 46-16 경기종합노동복지회관 별관3층	031-295-7363	
경상남도 보조기구센터	경상남도 장애인 종합복지관	(641-823) 경상남도 창원시 의창구 봉곡로 97번길 85	055-237-3939	http://assist.or.kr/
광주광역시 보조기구센터	호남권역재활병원	(500-210) 광주 북구 하서로 590 호남권역재활병원 L층	062-613- 9365~6	http:// rtc.chosun.ac.kr/
대구광역시 보조기구센터	대구대학교	(705-714)대구광역시 남구 성당로50길 33 대구대학교 1층	053-650-8340, 8343	http:// datc.daegu.ac.kr/
대전광역시 보조기구센터	대전충청권역 의료재활센터	(301-721) 대전 중구 문화로 266 대전충청권역의료재활센터 지하1층	042-338- 2981~2	http:// www.yeswecan.or.kr/
부산광역시 보조기구센터	부산광역시 장애인 종합복지관	(611-820)부산 연제구 중앙대로 1150번길 15 부산광역시 장애인종합복지관	051-790- 6190~5	http://bratc.or.kr/
인천광역시 보조기구센터	재단법인 노틀담 수녀회 노틀담복지관	(407-050) 인천광역시 계양구 계양산로 35번길 12-37	031-542- 3711~5	http://ntd.or.kr
충청북도 보조기구센터	청주교구천주교회 유지재단	(361-839) 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 438번길 39-17 충북재활의원 3층	070-7209- 3260~2, 3140~1	http://cbat.or.kr/



2 기타 보조기구 사업 및 문의처

사업명(소관부처)	신청대상자		지급품목	신청기관
장애인 보조기구 교부사업 (보건복지부 장애인 자립기반과)	기초생활수급자 또는 차상위 이면서 장애인 시각, 청각장애는 등급무관, 지체, 뇌병변, 심장장애 (1~2등급)		▶ 18개 품목 • 지체, 뇌병변, 심장 -욕창 예방용 방석, 외상용 욕창예방 보조기구 • 지체, 뇌병변 -양팔 조작형 보행용 보조기구, 음식 및 음료 섭취용 보조기구, 식사도구(칼-포크) 젓가락 및 빨대, 머그컵 유리컵 컵 및 받침접시, 접시 및 그릇, 음식 보호대, 기립훈련기(의사의 진단 필요), 목욕의자 • 시각 -음성유도장치, 음성시계, 영상확대비디오(독서 확대기), 인쇄물음성변환출력기 • 청각 -시각신호표시기, 진동시계, 헤드폰(청취증폭기)	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면사무소)에 문의
장애인보장구 지원사업 (의료급여:보건 복지부 기초의료 보장과)	장애인 (시각, 청각, 지체, 언어장애 등)	의료급여수급자 (기초생활수급자 이면서 장애인)	▶ 78개 품목 • 의지 보조기- 팔/다리/골반 등 • 휠체어, 전동휠체어/스쿠터, 전동스쿠터용 전지 • 지팡이, 목발, 정형외과용 구두 • 보청기, 체외용 인공후두, 저시력 보조안경, 콘택트 렌즈, 돋보기, 망원경, 의안 등	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면사무소)에 문의
장애인보장구 지원사업 (건강보험급여 : 보건 복지부 보험 급여과)		차상위 또는국민 건강보험가입자 이면서 장애인		국민건강보험공단 1577-1000
노인장기 요양보험 복지용구 지원사업 (기타재가급여: 요양보험제도과)	65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질병을 가진자로 장기요양등급 3등급 이상인 자		• 구입품목 : 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기, 안전 손잡이, 미끄럼 방지용품(미끄럼 방지매트, 미끄럼 방지액, 미끄럼 방지양말), 간이변기(간이대변기· 소변기), 지팡이, 욕창예방 방석, 자세변환용구 • 대여품목 : 수동휠체어, 전동침대, 수동침대, 욕창예방 매트리스, 이동욕조, 목욕리프트, 배회감지기, 경사로 • 급여비용 본인 부담률 : 일반대상자 15%, 경감대상자 7.5%, 기초생활수급자 본인부담금 없음	국민건강보험공단 노인장기요양보험 1577-1000

사업명	신청대상자	지급품목	신청기관
정보통신 보조기구 지급사업 (미래창조과학부 정보문화과)	등록장애인, 기초생활수급자, 아동복지법에 의거한 요보호아동, 국가유공자등	▶ 78종 • 화면낭독 소프트웨어, 독서확대기, 점자정보 단말기, 점자 디스플레이, 바코드 리더기, 데이지 플레이어, 광학문자판독기, 화면확대 소프트웨어, 점자 라벨기, 모바일 제어기기, 특수키보드, 특수마우스, 터치모니터, 모니터이동보조기, 독서보조기, 영상전화기, 의사소통보조기, 언어훈련 소프트웨어, 골도음향기기, 무선신호기, 음성증폭기 등 • 본인 부담금 : 일반대상자 20%, 기초생활수급자 및 차상위계층 본인부담금의 50% 추가지원	한국정보화진흥원 02-1588-2670
산재보험급여 재활보조기구 지급사업 (고용노동부 산재)	산재보험 가입자 산업재해 장애인	▶ 192종 • 국민건강보험공단의 장애인보장구 품목(상단의 표 내용참고) 및 근로복지공단의 산재보험 급여품목 • 산재보험 급여품목 : 의지/보조기/육창예방용구/소변집뇨기/이동기기(수동휠체어, 전동휠체어, 전동스쿠터, 활동형 휠체어, 이동식 리프트) 등 • 전액지원	1588-0075 〈상담 및 서류〉 근로복지공단 〈지급〉 직영병원 또는 재활공학연구소 (불가피하고 부득이한 경우 거주지 관내 의료기관)
국가유공자 보철구지급사업 (보훈처 보훈의료과)	전산군경, 공상군경 4.19혁명부상자 공상공무원, 특별공로 상이자로서 신체장애인	▶ 269종 • 상지의지-어깨관절, 팔, 손의지 등 • 하지의지-엉덩이관절, 넓적다리, 무릎관절의지 등 • 기타-전자자수, 목발, 인공후드, 독서확대기, 등 • 전액지원	1577-0606 〈상담〉 보훈상담센터 〈처방전〉중앙(지방)보훈병원 〈제작및수납〉보훈병원 보장구센터 〈지급청구〉해당 국민건강보험공단 및 관할 시, 군, 구청 사회복지과 〈접수〉보훈병원 보장구센터
보조공학기기 지원사업 (고용노동부 장애인고용과)	등록장애인 중 근로자 직업훈련생 또는 장애인 고용 사업주	▶ 161종 • 사업주(단체의 장)가 사용자를 지정하여 신청하고, 고용해제 시 기기는 공단에 반납 • 품목 : ①정보접근-점자프린터, 확대독서기 등 ②작업기구-테이블, 특수작업의자 등 ③의사소통-신호장치, 골도전화기 등 ④사무보조-음성메모기, 수화기홀더 등 • 상용보조공학기기 시험사용지원 및 무상임대·지원 • 맞춤보조공학기기 무상지원 • 무상임대는 1인당 1,000만원(중증 1,500만원) 한도 • 무상지원은 1인당 300만원(중증 500만원) 한도	1588-1519 한국장애인고용공단

3 보조기구 등록제 등록업체

번호	업체명	전화번호	E-MAIL
1	엠씨텍	055-323-5195	mctec@naver.com
2	보필	1544-8065	ssarada@msgas.co.kr
3	네오엑세스	02-6959-2250	sales@neoacc.com
4	힐로피아	02-2607-8655	hs628@nate.com
5	ES바이오메디칼	02-300-1276	gkfl120@nate.com
6	건웅아이비씨	02-563-5260	kunyoong@kita.net
7	나이스텍	053-856-0291	nice-tech@hanmail.net
8	남양전자기공	031-968-8436	md208@naver.com
9	대세엠케어	053-584-5651	yourtear@daese.com
10	대안의료기	02-3437-8275	daean1494@hanmail.net
11	명진	02-3789-5355	mj_rolly@naver.com
12	미음드레	055-863-3440	miumdre@naver.com
13	보이스아이	02-2028-2300	lotteria56@voiceye.com
14	삼마메디칼	031-576-0373	daeho0948@hanmail.net
15	삼주유니콘	031-988-4363	samjococo@daum.net
16	솔고바이오메디칼	02-2082-7700	jinhoi1010@naver.com
17	씨엔에스테크	031-720-5101	qudrb0249@nate.com
18	셀테크	031-431-7915	bsyun@esealtech.com
19	아이미르	02-404-8322	imir4u@empas.com
20	영원메디칼	1588-0844	youngwon@youngwonmd.co.kr
21	오토복 코리아	02-6206-7739	jongsoo.jeong@ottobock.com
22	웰씨코리아	031-903-9043	choi@wellc.kr
23	위드알엔에이	041-583-3052	sonrna@hanmail.net
24	유진헬스케어	02-2236-6966	eugenehc@ecount.co.kr
25	이지무브	031-689-3100	akfkjh@easymove.co.kr
26	진성메디	032-506-1937	webmaster@jsmedi.com
27	케어맥스코리아	031-901-9163	dwkim@caremaxkorea.com
28	코지라이프	070-8255-5963	art1977@cozylife.com
29	클리어뷰 헬스케어	031-312-3791	kej@bedsorefree.com
30	태양메디텍	02-363-9462	taeyangcolor@nate.com
31	포트	053-768-8397	fort@fort.or.kr
32	한리텍	02-400-3172	info@hanleetech.com
33	함께하는 사람들	031-745-0025	anada69@naver.com
34	핸디인터네셔널	02-725-2190	hendis@naver.com
35	휴먼케어	031-486-9016	humancare@humancare.co.kr
36	희망메디칼	031-999-6801	lkh4457@hanmail.net
37	힘스인터네셔널	042-864-4460	hichon@himsintl.com



Chapter
05

참고서식



2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

- 01. 장애인 등록 및 서비스 신청서
 - 02. 장애진단 의뢰서
 - 03. 장애진단서
 - 04. 장애인보조기구 교부사업 평가기록지
 - 05. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표
 - 06. 개인정보 수집 · 이용 동의서
 - 07. 행복e음 사용법
- 

1

장애인 등록 및 서비스 신청서

■ 장애인복지법 시행규칙[별지 제1호서식]

장애인 등록 및 서비스 신청서

(제1쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	별도안내
------	------	------	------

장애인 (신청인)	성명	영문성명 ¹⁾	
	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)		성별 []남 []여
	사회보장 []수급자 []차상위계층 []기타		
	(현) 주소		전화번호
	(전) 주소		전입일자

보호자 (세대주)	성명	한글	신청인과의 관계	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)
		영문 ¹⁾		
	주소			전화번호

[장애유형]

장애부위 및 상태	보행상 장애 ([]있음 []없음) 기타 :	입소 시설명
	장애명	중복장애명

상담조건	• 해당란에 √ 표시 [] 「장애인복지법 시행규칙」 별표 1에 따른 장애에 해당하는 것으로 판단됨으로 진단기관에 장애진단을 의뢰 [] 「장애인복지법 시행규칙」 별표 1에 따른 장애인에 해당하지 아니하는 것으로 판단됨
------	---

복지욕구	[] 장애인보조기구 지원 [] 특수교육 [] 취업알선 [] 직업훈련 [] 기타 [] 장애수당 등 [] 학비 [] 자금대여 [] 시설입소
------	---

국가유공자와 지원대상자로서 상이등록자(상이등급 1급~7급) 여부: []해당 []비해당

[서비스 신청]

서비스 종류	신청 구분	재발급/반납 사유
[]장애인등록([]복지카드 신청)	[]신규	· 재발급 사유 []기간만료 []훼손 []분실 []기재사항 변경 []기타
[]장애인사용자동차등표지 발급 신청	[]신규 []재발급	
[]고속도로통행료 할인카드 발급 신청	[]신규 []재발급 []반납	· 반납사유 []사망 []양도·증여 []폐차 []등록말소 []기타
[]장애인보조기구 교부(대여·수리) 신청	[]교부 []대여 []수리	
[]장애인등록증 재발급 신청	[]재발급	[]분실 []훼손 []보호자변경 []기타 []신용카드등과 통합된 등록증교부신청 []카드전환(-)

1) 신용카드 등과 통합된 장애인등록을 신청하는 경우에만 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

(제2쪽)

[신용카드·직불카드와 통합된 장애인등록증을 발급받으려는 경우]

신청구분	[]복지(구입)카드 []보호자 카드		카드구분	[]신용 []직불
장애인	직 장 명	부서/직위		휴대전화
	직장주소			전화번호
보호자	직 장 명	부서/직위		휴대전화
	직장주소			전화번호
대금결제	대금청구지 []자택 []직장			
	대금결제일 []1일 []5일 []11일 []17일			
자동이체 신청	계좌번호	금융기관명	예금주명	
소유차량	장애인용LPG자동차 []있음 []없음		차량명의 []본인 []보호자 []공동명의	

[장애인사용자동차표지 / 고속도로통행료 할인카드 발급(재발급) 신청]

운전자	성명	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소 신고번호)
	주소	전화번호
	운전면허번호	장애인과 의 관계
단체 · 시설 (장애인자동 차표지발급 (재발급))	단체·시설명	사업자등록번호
	소재지 (전화번호:)	
	종류 []장애인복지단체·시설 []노인의료복지시설	
	대표자 성명	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소 신고번호)
자동차	소유자 성명 (장애인과 의 관계 :)	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소 신고번호) (사업자등록번호)
	자동차등록번호	차종/차명
	배기량/인승/적재량	용도

[장애인보조기구 교부(대여·수리) 신청]

주거형태	[]재가(자가, 전세, 월세) []시설입소 []그 밖의 형태					
희망보조기구	[]장애인보조기구명()					
수리가 필요한 부위			교부(대여·수리)상 특별히 희망하는 사항			
교부받은 실적(최근)	교부년도	종류	교부기관	교부년도	종류	교부기관

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

(제3쪽)

[장애인등록증 재발급 신청]

종전등록증 발급기관
(특별자치도·시·군·구)

[감면서비스 신청]

[] 건강보험료 감면(건강보험증번호:) [] 휴대전화요금 감면 [] 전기요금 감면
[] TV수신료 면제 [] 자동차관련 지방세(자동차세, 면허세, 등록세, 취득세)

첨부서류

① 장애인등록 신청	1. 사진(2.5cm×3cm) 1장 ※ 주민등록증 발급을 위한 사진자료를 활용하는 것에 동의합니다(17세 이상인 경우) (서명 또는 인)	
	2. 국내거소신고 사실증명 또는 외국인등록 사실증명, 필요시 혼인신고 증명 서류(재외동포나 외국인의 경우만 해당합니다) ※ 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용 미동의시 제출	
	3. 장애등급 심사 시 「국민연금법」 제67조에 따라 국민연금공단에서 제출된 장애연금 심사자료를 열람(활용)하는 것에 동의합니다. (국민연금법에 의한 장애연금 신청자의 경우만 해당합니다) (서명 또는 인)	
② 장애인등록증 재발급 신청	장애인등록증(등록증을 잃어버린 경우는 제외합니다)	
③ 장애인사용자동차등 표지 발급 신청	1. 「장애인복지법 시행규칙」 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있음을 증명하는 의사의 진단서 1부(재외동포나 외국인의 경우만 해당합니다) 2. 시설대여계약서 또는 임차계약서 사본 1부(자동차를 시설대여 받거나 임차한 경우만 해당합니다)	
	담당 공무원 확인사항	1. 자동차등록증 2. 국내거소신고 사실증명 또는 외국인등록 사실 증명(재외동포나 외국인의 경우만 해당합니다)
④ 장애인사용자동차등 표지 재발급 신청	1. 장애인사용자동차등표지(잃어버린 경우는 제외하며, 훼손되어 못 쓰게 된 경우 또는 기재사항을 변경하려는 경우만 해당합니다) 2. 변경 사실을 증명할 수 있는 서류 1부(기재사항 변경의 경우만 해당합니다)	
⑤ 고속도로통행료 할인 카드 신청	사진(3cm×3cm) 1매, 할인카드발급비용(4,000원)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을
통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 아니하는 경우에는 신청인이
직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

안내사항

1. 처리기간은 신청한 서비스에 따라 상이합니다.
2. 장애인등록 신청 또는 장애인등록증 재발급 신청의 경우에 자동이체를 신청하는 자동이체 금융기관의
계좌번호가 표시된 통장의 사본을 제시하기 바랍니다.
3. 장애인용 LPG자동차는 장애인사용자동차등표지 발급 대상인 LPG자동차(택시 등 영업용 차량은 제외)를 말합니다.
4. 등록장애인 여부와 보호자명의 차량인 경우 세대를 같이하는 보호자인지 여부는 공무에 의하여 확인합니다.
5. 차량교체 시 '재발급사유' 중 '기재사항 변경' 란에 V표시하고 자동차 기재란에 새로 취득한 차량정보를 기재합니다.
6. 본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여
담당 공무원이 아래의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.
7. 본인은 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 이 건 업무처리와 관련하여 국가 및 지방자치단체, 기타 관계
기관이 복지대상자에게 제공하는 각종 감면서비스 등의 신청을 접수(대행)하는 것에 동의합니다.

신고인

(서명 또는 인)

본인은 상기와 같이 장애인 서비스를 신청합니다.

신청인


년 월 일
(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

(제4쪽)

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



2

장애인 진단 의뢰서

■ 장애인복지법 시행규칙 [별지 제2호 서식]

(앞쪽)

제 호

장애진단 의뢰서

○ 성 명 :

(주민등록번호/외국인등록번호 또는 국내거소신고번호 :)

○ 성 별 :

○ 주 소 :

○ 장애유형 :

「장애인복지법 시행규칙」 제3조제2항에 따라 위 사람의 장애진단을 의뢰하오니
같은 법 시행규칙 제2조제2항 및 별표 1에 따른 장애등급 판정기준에 따라
진단하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장

직인

(의료기관장) 귀하

※ 첨부 : 장애진단서 서식 2부

(뒤쪽)

「장애진단기관(의료기관) 및 전문의 등」 기준

- ☐ 지체장애
 - 절단장애 : X-선 촬영시설이 있는 의료기관의 의사
 - 기타 지체장애 : X-선 촬영시설 등 검사장비가 있는 의료기관의 재활의학과정형외과신경외과 신경과 또는 내과(류마티스분과)전문의
- ☐ 뇌병변장애 : 의료기관의 재활의학과신경외과 또는 신경과 전문의
- ☐ 시각장애 : 시력 또는 시야결손정도의 측정이 가능한 의료기관의 안과 전문의
- ☐ 청각장애 : 청력검사실과 청력검사기(오디오미터)가 있는 의료기관의 이비인후과 전문의
- ☐ 언어장애 : 1. 의료기관의 재활의학과 전문의 또는 언어치료사가 배치되어 있는 의료기관의 이비인후과·정신과 또는 신경과 전문의
 - 2. 음성장애는 언어치료사가 없는 의료기관의 이비인후과 전문의 포함
 - 3. 의료기관의 치과(구강악안면외과)·치과 전속지도 전문의(구강악안면외과)
- ☐ 지적장애 : 의료기관의 정신과 또는 재활의학과 전문의
- ☐ 정신장애 : 1. 장애인등록 직전 1년 이상 지속적으로 진료한 의료기관의 정신과 전문의
 - 2. 1호에 해당하는 전문의가 없는 경우 장애인 등록 직전 3개월 이상 지속적으로 진료한 의료기관의 정신과 전문의가 판정할 수 있으나, 장애인 등록 직전 1년 이상의 지속적인 정신과 진료기록을 진단서 또는 소견서 등으로 확인하고 장애진단을 하여야 한다.
- ☐ 자폐성장애 : 의료기관의 정신과(소아정신과)전문의
- ☐ 신장장애 : 1. 장애인 등록 직전 3개월 이상 투석치료를 하고 있는 의료기관의 의사
 - 2. 1호에 해당하는 전문의가 없는 경우 장애인등록 직전 1개월이상 지속적으로 투석치료하고 있는 의료기관의 의사가 진단할 수 있으나 3개월 이상의 투석치료기록 등을 확인하여야 한다
 - 3. 신장이식을 시술하였거나 이식환자를 진료하는 의료기관의 외과 또는 내과전문의
- ☐ 심장장애 : 1. 장애인등록 직전 1년 이상 지속적으로 진료한 의료기관의 내과(순환기분과)소아청소년과 또는 흉부외과 전문의
 - 2. 1호에 해당하는 전문의가 없는 경우 의료기관의 내과(순환기분과)소아청소년과 또는 흉부외과 전문의가 판정할 수 있으나 장애인등록 직전 1년 이상의 지속적인 진료기록을 진단서 또는 소견서 등으로 확인하고 장애진단을 하여야 한다.
- ☐ 호흡기장애 : 장애인등록 직전 2개월 이상 진료한 의료기관의 내과(호흡기 분과)흉부외과소아청소년과·결핵과 또는 산업의학과 전문의
- ☐ 간 장애 : 장애인등록 직전 2개월 이상 진료한 의료기관의 내과(소화기분과)외과 또는 소아청소년과 전문의
- ☐ 안 면 장애 : 1. 의료기관의 성형외과피부과 또는 외과(화상의 경우)전문의
 - 2. 의료기관의 치과(구강악안면외과)치과전속지도 전문의(구강악안면외과)
- ☐ 장루요루장애 : 의료기관의 외과산부인과비뇨기과 또는 내과 전문의
- ☐ 간 질 장애 : 장애인등록 직전 6개월 이상 진료한 의료기관의 신경과신경외과정신과 또는 소아청소년과(소아청소년의 경우) 전문의

※ 해당 장애유형란에 ☒한 후에 장애진단을 의뢰하시기 바랍니다.

■ 장애인복지법 시행규칙[별지 제3호 서식]

장 애 진 단 서				
진단 대상자	성 명		성 별	
	주민등록번호			
	주 소	(전화번호:)		
장애상태	장애유형			
	장애 부위 또는 질환명			
	장애원인			
	장애 발생 시기			
진료기관 및 의사	. . . ~ . . .	의료기관명 (), 의사명 ()		
	. . . ~ . . .	의료기관명 (), 의사명 ()		
진단의사의 소견	※ 장애등급판정기준에 의거 검사항목검사결과장애정도를 구체적으로 기재			
재판정	필요사유		재판정할 시기	
「장애인복지법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제3조제3항에 따라 장애진단 결과를 통보합니다. 년 월 일 진단의사명 (서명 또는 인) (의사 면허번호) (전문의 자격번호) (전문의 과목) 진단기관명 직인 (시청·군수·구청장) 귀하				
※ 비 고 1. 장애진단 및 진단서 발행시 진단 받는 자가 본인임을 확인하여야 합니다. 2. 성명, 주민등록번호, 장애등급 등을 투명테이프 처리한 후에 장애진단의뢰기관에 송부함을 원칙으로 하되, 부득이 인편에 의한 경우 봉투의 봉합부분에 의료기관의 간인을 찍어 송부하여야 합니다. 3. 장애등급란은 장애인복지법시행규칙 제2조의 규정에 의한 장애유형과 등급을 기재합니다. 4. 진단의사의 소견란에 X-ray 촬영 여부 등 구체적인 사항을 기재하여야 하며, 장애등급판정기준(보건복지부 고시)에 부합하여야 합니다. 5. 장애심사와 관련하여 장애진단을 위한 진료기록 등을 사후에 확인 할 수 있습니다.				

210mm×297mm(보존용지(1종) 70g/m²)

4

장애인보조기구 교부사업 평가기록지

장애인보조기구 교부사업 평가 기록지¹⁾

□ 사용자 실태

① 사용 장소	☐ 가정 ☐ 병원 ☐ 학교(유치원 등) ☐ 시설(복지관 등) ☐ 기타()
② 자가 사용 정도	☐ 가능 ☐ 불가능(주 지원자:)
③ 사용 경험	☐ 있음 ☐ 없음
④ 교부받은 실적	☐ 신규 ☐ 기 보급(년, 교부기관 : , 종류 :)
⑥ 소득계층	☐ 기초생활수급권자 ☐ 차상위계층 ☐ 차차상위자 50%수준

□ 장애정보

①	장애원인	발생시기	세
②	장애원인	발생시기	세

▶ 장애 진행 정도 및 문제점
☐ 예(진행원인 및 이유 :) ☐ 아니오

<장애상태 기술>

□ 보조기구 지원의 적정성

항목	상담내용	← 보통 →				
		낮음 2	4	6	8	높음 10
교부 환경의 적정성	① 해당 보조기구의 설치 환경의 적정성					
장애상태와 적정성	② 보조기구 사용에 필요한 조작능력					
	③ 장애 정도 및 상태에 따른 보조기구의 적합성					
활용계획의 적정성	④ 활용계획과 신청한 보조기구와의 적합성					
사용의 효과성	⑤ 보조기구 사용을 통한 문제해결의 정도					
총 점						

1) (활용안내)교부사업 평가시 교부결정에 대한 참고자료로 활용될 수 있으며, 2p(대상정보~종합의견)는 시군구로 보내는 소견서 양식으로 활용

□ 대상자 정보

성 명		생년월일		성별	남() 여()
연락처	(일반전화) (휴대전화)	장애유형	장애/ 급		
주 소					
보호자	(성명)	(관계)	(연락처)		

□ 신청보조기구 및 활용계획

구 분			
제 품 명		제품 가격	
활용계획	신청자가 보조기구 수혜시 활용계획을 작성(주요욕구)		

□ 종합의견

☐ 보조기구 사용에 적합 ☐ 대체 보조기구 추천 ☐ 보조기구 사용에 부적합	
종 합 의 건	
추천보조기구	제품의 모델명
보조기구정보	가격., 업체정보, 추천보조기구의 특성 등 추천보조기구의 정보를 필요한 부분만 작성

평가자 정보

- ▶ 기 관 명 :
- ▶ 평가자명 :
- ▶ 평가일자 :

5

장애인보조기구 교부사업 평가기준표

장애	보조기구	기본 확인사항
지체, 뇌병변, 심장	욕창 예방용 방식 및 커버	- 보행 및 독립적인 체위 변환이 가능한가? - 수 · 전동휠체어 및 이너 등의 보조기구를 가지고 있는가?
	와상용 욕창예방 보조용구	- 욕창방지용 방식을 사용한 경험이 있는가? - 욕창이 발생한 경험이 있는가?
지체, 뇌병변	기립훈련기	- 골반, 무릎, 발목 등에 구축이 있는가? - 일부 보행이 가능한가? - 병원, 복지관 등 기립보조기구를 이용 경험이 있는가?
	양팔 조작형 보행기 보조기구	- 스스로 일어서고, 일부 보행(물체를 잡는 등)이 가능한가? - 외출 활동이 있는가?(하루 몇 회, 시간 등) - 지팡이, 유모차, 보행기 사용 경험이 있는가? - 주로 이동하는 지면의 상태는 어떠한가?
	음식 및 음료 섭취용 보조기구	- 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가? - 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가?
	식사도구(칼포크), 젓가락및빨대	
	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	
	접시 및 그릇	
	음식 보호대	
	목욕의자	- 착석시 신체적 균형유지가 가능한가? - 목욕의자를 이용한 경험이 있는가?
청각	시각신호표시기	- 진동 및 빛 등을 감지하는 능력에 이상이 없는가? - 제품을 설치할 수 있는 환경인가?
	진동시계	- 진동을 감지하는 능력에 이상이 없는가? - 시각적 문제는 없는가?
	헤드폰 (청취증폭기)	- 큰소리(TV, 라디오 소리 등)에는 반응을 하는가? - 보청기를 사용하는가?
시각	음성유도장치	- 진동 및 빛 등을 감지하는 능력에 이상이 없는가? - 제품을 설치할 수 있는 환경인가?
	음성시계	- 청각에 이상이 없는가?
	영상 확대 비디오 (독서확대기)	- 확대된 글자를 해독할 수 있는가? - 작은 버튼 등을 조작할 수 있는 손 기능이 원활한가? - 기기 조작이 가능한가? - 돋보기를 통해 글자를 볼 수 있는가?
	인쇄물 음성변환 출력기	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 물체의 위치 등을 파악 할 수 있는가? - 기기 조작이 가능한가? - 바코드를 알고 활용할 수 있는가?
	녹음 및 재생장치	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 기기조작이 가능한가? - 데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하거나 사용할 수 있습니까?

7 행복e음 사용법

1. 장애인보조기구교부 신청 처리절차 변경사항

1.1 장애인서비스신청

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청

- (1) ① 신청인 정보 입력
- (2) ② 신청 서비스 정보'에서 '장애인보조기구 교부신청' 선택 후, 장애인 정보 입력
- (3) ③ 장애인보조기구 교부신청 정보 입력
- (4) ④ 사전중복확인

- 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기구 중복조회' 팝업 호출

* 장애인보조기구 중복체크 대상 사업

순번	부처	운영기관	사업명
1	보건복지부	지자체	장애인보조기구교부

순번	부처	운영기관	사업명
2	보건복지부	지자체	의료급여장애훈보장구지원
3		건강보험공단	보험급여(건강보험장애훈보장구)
4			기타재가급여(장기요양보험복지용구)
5	고용노동부	장애인고용공단	보조공학기기지원
6		근로복지공단	요양급여(보조기)-산재보험급여
7	국가보훈처	보훈처	국가유공자보철구지급
8	행정안전부	정보화진흥원	정보통신보조기기보급

상단 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청 > 사전중복확인 “팝업”

장애인보조기구 중복조회

1. 지금 중복현황

지급일자	구입일자	기관명	기관사업명	기관종목 코드	기관종목명	지급제종명	내구연한 만료일자	표준종목 코드	표준종목명
------	------	-----	-------	---------	-------	-------	-----------	---------	-------

* 지금 중복현황이 있을 시 신청취소 해야 합니다. 단 예외지급 사유가 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유를 입력 후 신청 진행을 할 수 있습니다.

2. 신청 중복현황

신청일자	기관명	기관사업명	기관종목 코드	기관종목명	표준종목 코드	표준종목명
------	-----	-------	---------	-------	---------	-------

* 신청 중복현황이 있음에도 신청 진행을 할 경우 중복수급이 발생할 수 있습니다.

신청진행 신청취소

장애인보조기구 중복조회

1. 지금 중복현황

지급일자	구입일자	기관명	기관사업명	기관종목 코드	기관종목명	지급제종명	내구연한 만료일자	표준종목 코드	표준종목명
2019-02-01		복지부자립기관과	장애인보조기구교	043303	음향식 및 커버(독창여1111)		20240201	04330300	독창예방방식 및 커버

* 지금 중복현황이 있을 시 신청취소 해야 합니다. 단 예외지급 사유가 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유를 입력 후 신청 진행을 할 수 있습니다.

2. 신청 중복현황

신청일자	기관명	기관사업명	기관종목 코드	기관종목명	표준종목 코드	표준종목명
------	-----	-------	---------	-------	---------	-------

* 신청 중복현황이 있음에도 신청 진행을 할 경우 중복수급이 발생할 수 있습니다.

신청진행 신청취소

(5) ⑤ 신청진행 또는 신청취소

- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 장애인서비스신청 진행
- **중복 지급정보 존재 시**, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
- ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 지급된 정보 1건 확인
- ☞ 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
- **중복 신청정보 존재 시**, 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
- ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 신청된 정보 0건 확인
- ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
- 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시, '저장' 버튼 비활성화

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청

(6) ⑥ 신청인 정보 입력

- 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시, '예외지급코드' 입력 필수
- '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력
- ※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능

(7) 구비서류 입력

(8) ⑦ 장애인서비스 신청 저장

- 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
- 신청처리만 되며 잘못된 입력한 내역에 대해 수정 가능

(9) 장애인서비스 신청 접수

- 장애인서비스 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
- 접수 처리 이후 수정 불가능

※ 사후중복확인 화면은 3월 중 추가 예정

※ 시스템 사용과 관련하여 문의사항이 있을 시,

사회보장정보시스템(법정부) 상담센터 대표전화 ☎ 1670-1290로 문의 바랍니다.

2. 의료급여장애인보장구지원 신청 처리절차 변경사항

2.1 보장구급여신청

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 보장구급여신청

1 신청인 정보 (※ 외국인 : 사회복지전산관리번호부여자)

성명 [] 주민등록번호 [] 전화번호 선택 [] 휴대전화 010 [] [] []

주소 [] 세대주와 관계 선택 [] 전자우편 []

2 대상자 정보 (□ 신청인과 동일) ※ 사망처리로 인하여 신청하지 못하는 경우에만 체크하여 진행(등록)하시기 바랍니다. □ (사망자)직권등록

성명 [] 주민등록번호 [] 보장구분 [] 휴대전화 010 [] [] []

주소 [] 전화번호 선택 [] 전자우편 []

3 보장구 급여신청 정보

보장기관명 [] 경기도 성남시 (기호 : 3780000) 의료급여종별 1종 2종

신청보장구명 [] 종합장애등급 []

주장애명 [] 주장애등급 [] 부장애명 [] 부장애등급 []

예외지급코드 선택 []

예외지급사유 []

4 사전 중복확인

※ 신청상태관리 버튼을 사용하여 신청상태를 변경(신청 → 접수)할 수 있습니다.
 *신청 : 신청내역 변경가능(보장구지급관리 조회불가)
 *접수 : 신청내역 변경불가(보장구지급관리 조회가능)

상단등록 상단미등록 원스캔 신청서미리보기 초기화 신청상태관리 저장

- (1) ① 신청인 정보 입력
- (2) ② 신청인 추가정보 및 대상자 정보 입력
- (3) ③ 보장구 급여신청 정보 입력
- (4) ④ 사전중복확인

- 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기구 중복조회' 팝업 호출

* 장애인보조기구 중복체크 대상 사업

순번	부처	운영기관	사업명
1	보건복지부	지자체	장애인보조기구교부
2			의료급여장애인보장구지원
3		건강보험공단	보험급여(건강보험장애인보장구)
4			기타재가급여(장기요양보험복지용구)
5	고용노동부	장애인고용공단	보조공학기기지원
6		근로복지공단	요양급여(보조기)-산재보험급여
7	국가보훈처	보훈처	국가유공자보철구지급
8	행정안전부	정보화진흥원	정보통신보조기기보급

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 보장구급여신청 > 사전중복확인 “팝업”

장애인보조기구 중복조회

장애인보조기구 중복조회

① 지급 중복현황

지급일자	구입일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	지급제품명	내구연한 단위(월)	표준품목 코드	표준품목명
2013-02-10	2013-02-01	복지부기초의료보	의료급여장애인보	1704	전동휠체어	전동휠체어	20190201	12230000	전동휠체어

* 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 합니다. 단 예외지급 사유가 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유를 입력 후 신청 진행을 할 수 있습니다.

② 신청 중복현황

신청일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	표준품목 코드	표준품목명
2013-02-01	복지부기초의료보장과	의료급여장애인보장구지원	1704	전동휠체어	12230000	전동휠체어
2013-02-01	복지부기초의료보장과	의료급여장애인보장구지원	1704	전동휠체어	12230000	전동휠체어
2013-01-30	복지부기초의료보장과	의료급여장애인보장구지원	1705	전동스쿠터(Moped)	12230000	전동휠체어

* 신청 중복현황이 있음에도 신청 진행을 할 경우 중복수급이 발생할 수 있습니다.

신청진행 신청취소

5

(5) ⑤ 신청진행 또는 신청취소

- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 보장구 급여신청 진행
- 중복 지급정보 존재 시, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
- ※ 표준품목코드(전동휠체어) 기준으로 동일한 품목이 지급된 정보 1건 확인
- ☞ 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
- 중복 신청정보 존재 시, 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
- ※ 표준품목코드(전동휠체어) 기준으로 동일한 품목이 신청된 정보 3건 확인
- ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
- 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시, '저장' 버튼 비활성화

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 보장구급여신청

사회복지통합관리망

복지정보·My복지·내정보·발령사실·운영관리·My복지

복지대상자 통계 상담 신청 조사결정 급여 변동 사후 국로부업무지원 자료정보 한부모가족 기초생활보장 긴급복지

02 보장구급여신청

신청정보 (내국인 외국인 사회복지전산관리번호부여자)

성명 주민등록번호 전화번호 휴대전화 주소 세대주와 관계 선택 전자우편

보장구급여

신청인 추가정보

수급자와관계 본인 신청일자 2013-02-01 신청상태 신청중

대상자 정보 (신청인과 동일) ※ 사망처리로 인하여 신청하지 못하는경우에만 체크하여 진행(등록)하시기 바랍니다. (사망자)직권등록

성명 주민등록번호 보장구분 의로급여 전화번호 휴대전화 010-2792-7704

보장구 급여신청 정보

보장기관명 경기도 성남시 (기호: 3780000) 의료급여종별 1종 2종

신청보장구명 전월 월급여 -2,090,000원 종합장애등급 2급

주장애명 지체(하지기능) 주장예등급 2급 부장애명 부장애등급 등급외

예외지급코드 선택

예외지급사유 선택

※ 신청상태관리

+신청: 신청내역

+접수: 신청내역

신청서미리보기 초기화 신청상태관리 저장

(6) 예외지급코드 및 예외지급사유 입력

- 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시, '예외지급코드' 입력 필수
- '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력

※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능

(7) 보장구급여신청 저장

- 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
- 신청처리만 되며 잘못 입력한 내역에 대해 수정 가능

(8) 보장구급여신청 접수

- 보장구급여 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
- 접수 처리 이후 수정 불가능

※ 시스템 사용과 관련하여 문의사항이 있을 시,
사회보장정보시스템(범정부) 상담센터 대표전화 ☎ 1670-1290로 문의 바랍니다.



Chapter
06

자주묻는 질문 FAQ

2014 장애인보조기구 교부품목 정보안내

자주묻는 질문 FAQ

1. 보조기구 구입하고자 하는 것이었는데, 어디서 사야 하는지 모르겠어요. 어디로 가야 하나요?

- 1670-5529 콜센터로 문의 하시거나, 전국 보조기구 센터에 방문하시면 상담과 평가를 통해 사용하실 분에게 가장 적합한 보조기구에 대해 알려드리고 구입처 안내를 해드립니다.

2. 장애인보조기구 교부사업은 보조기구 센터에서 무상으로 주는 건가요?

- 해당 지자체 주민센터에서 신청하시고 지원받으시는 것입니다.
- 지원 받고자 하는 보조기구가 지원금액을 넘는 경우에는 초과 금액을 자부담하실 수 있습니다.

3. 사용 중인 보조기구가 고장이 났는데 보조기구 센터에 가면 무료로 수리 받을 수 있나요?

- 일단 제작사 또는 판매처에 연락을 해보시고 고칠 수 있는 제품인지, 부품이 있는지, 수리 비용은 얼마인지 확인하세요. (찾아봐도 알 수 없는 경우 해당 지자체 또는 보조기구센터에 문의)
- 사용자의 부주의로 인한 파손은 수리 대상이 안되며, 성장으로 인한 패드, 벨트 교체, 기타 높이나 조임 정도의 조정 등이 가능합니다.
- 수리 가능 여부, 부품 유무, 발생 비용 등에 대하여 정보를 갖고 있는 경우 인근 보조기구 센터에 문의해보세요. 수리가 가능한지 살펴보고 전문가가 의견을 드립니다.

4. 장애인보조기구 교부사업에서 한번 지원받으면 앞으로 다시는 못받나요?

- 본 사업에서 교부 및 지급 받은지 1년 이상이 된 경우 내구연한이 끝나고 기존에 받은 적 없는 다른 품목은 신청할 수 있습니다. (P.7 참조)
- 다른 사업에서 교부 및 지급 받은 내역이 조회되므로 해당년도에 지급 가능 조건이 충족되지 않을 경우 우선지원대상에서 탈락할 수 있습니다

5. 장애인보조기구에 대해 상담을 하고 싶은데 사무실 위치가 어디니까? 바로 찾아가도 되나요?

- 전국 보조기구 센터 및 보조기구 관련 문의처(P.104 참조)
- ☎ 1670-5529, <http://knat.go.kr>
- 예약없이 방문하셨다가 담당자가 부재 중이거나 다른 분의 상담과 서비스가 진행되고 있으면 장시간 기다려야 할 수도 있습니다. 전화 또는 내방하여 상담을 문의하고 접수하신 후 오는 것을 추천합니다.



발행일 2014년 4월

발행처 보건복지부 국립재활원 장애인보조기구 사례·품질관리사업

주 소 (142-070) 서울특별시 강북구 삼각산로 58
국립재활원 재활연구소 1층

T E L 1670-5529

F A X 02-6944-8212





2014 장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서

| 주요내용 |

- 장애인보조기구 교부사업 안내
- 장애인보조기구 교부사업 18품목
- 기타 교부품목
- 장애인보조기구 상담 및 정보제공처
- 참고서식
- 자주묻는 질문 FAQ



온라인 PDF파일 다운로드
www.knat.go.kr