

관 리 번 호	IS-14-14-15
발간등록번호	11-1352297-000116-10

2015

장애인보조기구 교부사업

품목 정보 안내서

중앙보조기구센터



 보건복지부
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

 국립재활원
NATIONAL REHABILITATION CENTER

CHAPTER 1 장애인보조기구 교부사업 5

1. 장애인보조기구의 정의와 필요성... 6
2. 장애인보조기구 교부사업 개요... 7
3. 장애인보조기구 교부절차... 14
4. 본 안내서의 목적 및 활용법... 17
5. 장애인보조기구 구매시 유의사항... 20
6. 보조금 교부신청 및 집행실적 보고... 22
7. 행정사항... 22
8. 사업 활성화 관련사항... 23

CHAPTER 2 장애인보조기구 교부사업 18 품목 25

- 욕창 예방용 방석 및 커버... 38
- 와상용 욕창예방 보조기구... 49
- 음식 및 음료 섭취용 보조기구... 57
- 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대... 58
- 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시... 65
- 접시 및 그릇... 70
- 음식 보호대... 71
- 기립훈련기... 73
- 양팔 조작형 보행용 보조기구... 83
- 목욕의자... 99
- 음성유도장치(음향신호기리모컨)... 110
- 음성시계... 111
- 영상확대 비디오(독서확대기)... 112

- 문자판독기(광학문자판독기)... 122
- 녹음 및 재생장치... 124
- 진동시계... 125
- 헤드폰(청취증폭기)... 128
- 시각신호표시기... 129

CHAPTER 3 장애인보조기구 상담 및 정보제공처 135

1. 보건복지부 보조기구 센터... 136
2. 정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처... 140
3. 보조기구 등록제 등록업체... 142

CHAPTER 4 참고서식 145

1. 장애인보조기구 교부신청 · 접수대장... 146
2. 장애인단 의뢰서... 147
3. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표... 148
4. 개인정보 수집 · 이용 동의서... 152
5. 행복e음 사용법... 154

CHAPTER 5 자주묻는 질문 FAQ 163



Chapter 01

장애인보조기구 교부사업



1. 장애인보조기구의 정의와 필요성
2. 장애인보조기구 교부사업 개요
3. 장애인보조기구 교부절차
4. 본 안내서의 목적 및 활용법
5. 장애인보조기구 구매시 유의사항
6. 보조금 교부신청 및 집행실적 보고
7. 행정사항
8. 사업 활성화 관련사항



▶ 2015년도 장애인보조기구 교부사업 개정의 주요 내용

- 교부품목의 변경 및 명칭 보완 : (기존) 인쇄물 음성변환 출력기→문자판독기(광학문자판독기) 품목 코드 22 30 21 부여, 지원기준 800천원/인, 내구연한 2년.
(기존) 음성유도장치(음향신호기리모컨)
- 품목별 교부 대상의 장애 등급 조정 - 양팔 조작형 보행용 보조기구, 목욕의자 : 지체, 뇌병변 장애(1~2급) → 지체, 뇌병변 장애(1~4급)
- 교부제한 中 보완 : 기존에 신청한 품목에 상환없이 지원기준 50천원 이하의 품목에 대하여 1개 제품 추가로 중복 지원 가능
- 교부절차 中 보완 : 상담 및 평가 → 상담 및 보조기구 적합성 평가
- 유의사항 中 보완 : 신청자의 장애유형 및 특성에 따라 등록되지 않은 제품의 지급이 필요하다고 판단되는 경우 지급가능
- 교부신청 및 집행 실적 보고, 예산 운용 관련 : 상반기 보고는 7월 31일(6월말 기준), 9월 말에 집행실적 확인해 잔액발생이 예상될 경우 자체 실정에 맞게 내부방침을 정해 기타품목에 대한 교부사업 추진
- 2015년 기준 전국보조기구센터 연락망 정보 현행화
- 평가기준(안) 서식 수정 등

1 장애인보조기구의 정의와 필요성

1. 장애인보조기구의 정의

“장애인보조기구”란 장애인이 장애의 예방·보완과 기능 향상을 위하여 사용하는 의지·보조기 및 그 밖에 보건복지부장관이 정하는 보장구와 일상생활의 편의 증진을 위하여 사용하는 생활용품을 말함(장애인복지법 제65조)

2. 장애인보조기구의 필요성

- (1) 의료적인 처치로는 극복하지 못하는 신체기능의 장애를 경감 또는 완화시켜 줌으로써 교육, 직업 활동을 가능하게 하고 사회심리 재활을 지원
- (2) 잠재된 가능성을 발굴해 궁극적으로 장애인이 최대한 자율적인 생활을 할 수 있게 하고 타인과 보다 의미있는 관계를 맺으면서 살 수 있도록 돕는 역할을 수행
- (3) 장애인 가족, 서비스 제공자 등 관련 인력의 신체적, 정신적 부담을 경감시키는 동시에 장애인과 가족들의 사회참여를 제고함

2 장애인보조기구 교부사업 개요

1. 장애인보조기구 교부사업의 목적

저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기구를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 도모

2. 교부대상자

- (1) 장애종별 : 장애인복지법 제32조의 규정에 따라 등록된 지체·뇌병변·시각·청각·심장 장애인
- (2) 소득수준 : 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위 장애인
※ 차상위 장애인 : 장애인연금 부가급여 차상위 및 장애수당 차상위 포함


3. 교부대상에 따른 교부품목 안내

장애유형	보조기구	품목코드	대상	지원기준	내구연한
지체, 뇌병변, 심장장애 (1~2급) 2품목	욕창 예방용 방석 및 커버	04 33 03	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아 있는 분	350천원/인	2년
	와상용 욕창예방 보조기구	04 33 06	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아 있는 분	350천원/인	2년
지체, 뇌병변 장애 (1~2급) 6품목	음식 및 음료 섭취용 보조기구	15 09 03	손의 근력이나 관절 가동 범위 및 쥐기 능력이 떨어져 일반 도구로는 식사가 어려운 분	50천원/인	1년
	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	15 09 13		50천원/인	1년
	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	15 09 16		50천원/인	1년
	접시 및 그릇	15 09 18		50천원/인	1년
	음식 보호대	15 09 21		50천원/인	1년
	기립훈련기	04 48 08		1,500천원/인	3년
지체, 뇌병변 장애 (1~4급) 2품목	양팔 조작형 보행용 보조기구	12 06	균형 문제 등으로 혼자 걷기가 어려운 분	200천원/인	5년
	목욕의자	09 33 03	목욕이나 샤워하는 동안 자세 유지가 어려운 분	600천원/인	3년
시각장애 (등급무관) 5품목	음성유도장치 (음향신호기리모컨)	12 39 09	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분	20천원/인	2년
	음성시계	22 27 12		20천원/인	2년
	문자판독기 (광학문자판독기)	22 30 21		800천원/인	2년
	녹음 및 재생장치	22 18 03		500천원/인	3년
	영상확대 비디오 (독서확대기)	22 03 18		사물 및 인쇄물의 배율, 색상, 밝기 등을 조절하면정보 인지가 가능한 분	800천원/인
청각장애 (등급무관) 3품목	진동시계	22 27 12	소리를 잘 듣지 못하는 분	30천원/인	2년
	헤드폰(청취증폭기)	22 06 24		120천원/인	2년
	시각신호표시기	22 27 03	빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통한 정보 인지가 가능한 분	150천원/인	2년

[참고 제4호 서식]

지원품목	기능	품목예시	
욕창 예방용 방석 및 커버 04 33 03	체압분산 및 습기를 경감하여 좌석면의 욕창 방지		
와상용 욕창 예방 보조기구 04 33 06	체압분산 및 습기를 경감하여 등받이면의 욕창 방지		
음성유도장치 (음향신호기 리모컨) 12 39 09	시각장애인용 음성 유도기 및 음향신호기를 무선으로 작동 시킴		
음성시계 22 27 12	버튼을 눌러 시간을 청각신호로 나타냄		
시각신호표시기 22 27 03	청각신호를 시각적신호(빛, 진동)로 변환하여 표시		

지원품목	기능	품목예시	
진동시계 22 27 12	청각신호를 대신하여 진동으로 알람 표시		
양팔 조작형 보행 용 보조기구 12 06	체간 균형능력이 저하 된 경우 보행 훈련용 혹은 일상생 활 보행 시 편의를 도모함		
음식 및 음료 섭취 용 보조기구 15 09 03	그립이 어려운 경우 팔의 움직임으로 독 립적인 식사 가능		
식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 15 09 13	팔의 굽힘이 어렵거 나 손의 움직임이 어 려운 경우 사용하며 독립적인 식사 및 음 료 섭취가능		
머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 15 09 16	쥐기 능력이 어려운 경우 사용하여 독립 적인 잡기가 가능		

지원품목	기능	품목예시	
접시 및 그릇 15 09 18	한손으로 음식을 모 으기 어려울 때 사용 하며, 흠이파져있어 음식담기가 편리함		
음식 보호대 15 09 21	수저에 음식담기를 편리하게 하기 위해 사용		
기립훈련기 04 48 08	기립자세 유지를 도와 기립근 근력을 강화하여 자세 변형 완화		
헤드폰(청취증폭기) 22 06 24	작은 소리를 크게 증폭시켜 청취		
영상 확대 비디오 (독서확대기) 22 03 18	시각정보를 확대 할 수 있는 보조기구		

지원품목	기능	품목예시
문자판독기 (광학문자판독기) 22 30 21	문자인식기능으로 인쇄물의 문자를 음성으로 출력	
목욕의자 09 33 03	신체적 균형능력 저하 및 기립자세유 지의 제한으로 인해 앉아서 목욕하는 것을 지원	
녹음 및 재생장치 22 18 03	MP3, DAISY와 같 은 파일로 저장된 책, 신문, 홍보물 등 을 음성으로 출력	



4. 교부 우선 순위

- (1) 장애등급이 상위인 자
- (2) 국민기초생활보장법상 수급자
- (3) 1가구에 2인 이상의 장애인이 거주하는 자
- (4) 재가장애인
- (5) 당해사업으로 교부받은지 더 오래된 자

5. 교부 제한

- (1) 2014년도에 동 사업지침에 따라 동일한 품목의 장애인보조기구를 교부받은 자 또는 이전에 받은 동일한 교부 품목이 내구연한에 이르지 아니한 자
 - ※ 전년도와 다른 품목으로 교부 가능
- (2) 2014년도 또는 금년도에 사회복지단체 등으로부터 금년도 교부품목의 장애인보조기구를 지방자치단체를 통하여 지원받은 자
 - ※ 파손 등으로 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에는 재교부 가능하나 본인의 과실에 의한 분실 시 재교부 불가
- (3) 타 교부사업에 의하여 지급 받고 교부 물품이 내구연한(재교부연한)에 이르지 아니한 자(단, 타 교부사업이란 보험급여, 기초의료수급, 요양보험, 산재보험, 고용보험, 국가유공자대상 보장구 교부사업, 정보통신보조기기 보급사업 등 동일 품목에 대한 교부사업을 말함)
 - ※ 장애인보조기구 신청시 행복e음을 통해 중복여부 확인
- (4) 당해연도 보조기구 신청시 1인 1제품 지원이 원칙(단, 기존에 신청한 품목에 상관없이 지원기준 50천원 이하의 품목에 대하여 1개 제품을 추가로 중복 지원 가능)

3 장애인보조기구 교부절차

1. 신청

장애인보조기구 교부를 희망하는 자는 장애인복지법 시행규칙 별지 제1호 서식에 의한 「장애인보조기구 교부신청서」를 읍·면·동사무소(동주민자치센터)에 제출

2. 자격기준 검토

읍·면·동장은 신청자의 장애종류 및 등급 등 교부대상 여부를 검토한 후 접수된 신청서를 별지 제2호 서식에 의한 「장애인보조기구교부신청·접수대장」에 기록한 후 시장·군수·구청장에게 제출

3. 검진(기립훈련기만 해당)

- (1) 시장·군수·구청장은 제출된 신청서의 내용을 확인한 후 별지 제2-1호 서식에 의한 진단의뢰서에 의하여 의료기관에 당해 장애인의 진단을 의뢰하고, 그 진단 결과에 따라 교부를 결정
- (2) 검진이 필요한 기립훈련기 품목에 한해서 의료기관의 진단 결과에 따라 교부를 결정하고, 검수는 검수의뢰 가능기관에 요청하여 검수 가능

4. 상담 및 보조기구 적합성 평가(해당 기관이 있는 경우)

시장·군수·구청장은 제출된 신청서의 내용을 확인한 후 참고 제1호 서식에 의한 상담·평가를 장애인보조기구센터 또는 보조공학 관련기관에 의뢰하여 그 결과를 제출받아 교부를 결정할 수 있음

5. 교부결정

- (1) 시장·군수·구청장은 제출된 신청서를 검토하여 교부여부를 결정하고, 희망 장애인보조기구를 교부
- (2) 신청자가 많은 경우 우선순위에 따라 교부대상자 결정

6. 교부절차

- (1) 시장·군수·구청장은 진단결과를 검토하여 장애인보조기구를 교부하기로 결정한 때에는 장애인복지법시행규칙 별지 제27호 서식에 의한 「장애인보조기구교부(수리)의뢰서」를 교부
- (2) 장애인보조기구를 교부받고자 하는 자는 장애인보조기구 제조업자에게 의뢰서를 제출할 때 장애인등록증 또는 본인임을 증명할 수 있는 서류를 내보여야 함.
- (3) 장애인보조기구의 교부를 의뢰받은 장애인보조기구 제조업자는 제출한 의뢰서에 따라 장애인보조기구를 제조하여 당해 장애인에게 교부하여야 함
- (4) 시장·군수·구청장은 교부품목을 검수해야한다. 검수는 아래 기관에 의뢰할 수 있다.
※ 의뢰가능 기관 : 의료기관, 장애인보조기구센터, 보조공학 관련기관 등 장애인보조기구를 검수 할 수 있는 기관

7. 교부비용 청구

- (1) 장애인보조기구 제조업자는 장애인복지법시행규칙 별지 제28호 서식의 「장애인보조기구교부(수리)비용청구서」를 시장·군수·구청장에게 제출(필요시 의료기관 등 확인서 첨부)
- (2) 필요하다고 인정되는 경우 추가지원 가능

교부절차



4 본 안내서의 목적 및 활용법

1. 교부사업 교부품목 정보안내서 목적

장애인보조기구 교부 업무의 효율성을 높이고 장애인 개개인에게 보다 적절한 장애인 보조기구를 교부하기 위함

2. 교부사업 안내서 활용은 이렇게!

- 그림과 설명을 참고하여 장애유형별 보조기구 선택·선별에 도움
 - 장애인보조기구 교부사업 18 품목 소개



- 교부품목 외 기타 장애인보조기구의 선택 및 정보제공
 - 기타 교부품목 지원안내



- 교부품목 지원을 위한 구입처 정보를 제공하기 위해 전문 상담 기관 정보제공
 - 장애인보조기구 상담 및 정보제공처



3. 보조기구 기본선택

다음의 이미지를 참고하여 장애유형에 맞는 보조기구를 선택 추천하도록 한다. 아래 교부 품목에 해당하지 않는 경우 기타 교부품목을 안내하여 준다.



욕창예방 보조기구 P38



식사 보조기구(5종) P57



영상확대 비디오(독서확대기) P112



문자판독기(광학문자판독기) P122




기립훈련기 P73



양팔 조작형 보행용 보조기구 P83



녹음 및 재생장치 P124



진동시계 P125



음성유도장치(음성신호기 리모컨) P110



음성시계 P111



시각신호표시기 P129

목욕의자 P99

헤드폰(청취증폭기) P128

5 장애인보조기구 구매시 유의사항

1. 국내의 장애인보조기구 산업을 육성하고 외화를 절약하기 위하여 가능한 한 국산품을 구매·교부하는 것을 원칙으로 함

2. 장애인보조기구 교부 품목은 국립재활원 장애인보조기구 품질관리사업에서 실시한 품목 등록제에 등록된 업소 및 품목을 이용하도록 함

※ 업소 및 품목에 대한 정보안내서는 별도 통보

※ 신청자의 장애유형 및 특성에 따라 등록되지 않은 제품의 지급이 필요하다고 판단되는 경우 지급가능

3. 교부 예정인 장애인보조기구별 특성을 고려하여 구매계약 체결

1) 시각신호표시기, 헤드폰(청취증폭기)

• 청각장애인이 스스로 기기를 설치·사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 작성된 사용설명서를 제공하고, 시각신호표시기의 경우 가능하면 방문하여 설치해 줄 수 있는 업체

2) 음성유도장치(음향신호기리모컨), 영상 확대 비디오(독서확대기), 문자판독기(광학문자판독기)

• 시각장애인의 편의를 고려하여 점자 또는 텍스트 등 시각장애인용 사용설명서를 제공
 • 시각장애인이 기기를 설치 사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 안내를 해주고, 직접 설치해 줄 수 있는 업체
 • 음성유도장치는 관내에 설치되어 있는 신호기와 공공기관 등에 설치 되어있는 음성안내장치에도 사용할 수 있도록 전파세기, 감도, 주파수, 프로토콜 등을 고려하여 선택

3) 기타 사후관리 보장 등 장애인 입장에서 업체 선정

• 교부업체 선정 시, 보조기구 설치(필요한 경우) 및 사용법 설명(모든 제품), 사후관리 제공 여부를 고려하여 선정
 • 교부 후 1년 이내에는 제품 불량 등으로 인한 교환 가능토록 업체 선정
 • A/S기간을 무상 1년으로 지정하여 사용 시 수리비용의 부담을 최소화, 동 기간 내에 수리가 가능한 업체 선정
 ※ 단, 고의로 인한 손상 시 본인 부담하여 교환 및 수리

4) 기준금액 대비 저가 보조기구 납품 규제

• 선정 업체는 결과지에 추천된 보조기구이거나 동일사양의 보조기구 교부(보조기구센터 등 전문기관은 지원한도 내에서 최대한 고품질이거나 사용자의 욕구에 부합하는 사양의 보조기구를 받을 수 있도록 추천)
 • 제품의 사양과 관련해 사용자의 민원이 있을 시에는 교환이 가능토록 업체 선정
 • 계약 물품과 다를 경우 향후 납품 제외

4. 교부 예정인 장애인보조기구의 품질기준을 준수하여 교부

1) 장애인보조기구 사용의 안정성 및 질 높은 품질의 교부 향상을 위해 품질기준에 적합한 보조기구를 검수하여 선택

2) 장애인보조기구 18종 품질기준 사항

• 최적의 보조기구 사용을 위해 장애인보조기구 18종에 대한 품질기준을 준수하여 질 높은 보조기구 교부사업을 운영(별지 제3호)

3) 이 교부품목 보조기구 정보는 업체에서 장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 제출한 자료로써 중앙보조기구센터에서 모든 효과를 보증하는 것은 아닙니다.

6 보조금 교부신청 및 집행실적 보고

1. 장애인보조기구 교부사업에 소요되는 비용에 대한 보조금은 분기별 집행계획을 포함하여 년1회 신청하며 분기별 계획에 따라 분기별 교부(별지 제4호 및 제4-1호 서식).
2. 2015년도 장애인 장애인보조기구 국고보조사업 수행실적은 별지 제5호 서식에 의거 상반기 보고는 2015년 7월 31일(6월말기준), 최종 정산보고는 2016년 1월 31일까지 보건복지부에 보고
3. 시·도에서는 1월중에 동 지침에 의거 수요조사를 실시하고, 동 조사결과 및 지원실적 등에 기초하여 시·군·구 및 읍·면·동별 목표 사업량을 할당
 - 반기별 1회 이상 교부실적을 파악하여 과부족 예산에 대하여는 조정배정 등 탄력적으로 관리·운영

7 행정사항

1. 시장·군수·구청장(읍·면·동장)은 장애인보조기구 교부사업에 관한 사항에 대하여 홍보를 철저히 하여야 함
2. 장애인의 교통편의 등을 고려하여 대상자가 교부신청부터 수령시까지 최대한 간편한 절차로 단시일에 지급받을 수 있도록 조치
 - 사업비가 상반기에 일괄 교부되므로 상반기부터 적극적으로 지급 가능하도록 하며, 신청자가 많아 기한 내에 교부할 수 없는 때에는 하반기에 즉시 교부됨을 알려 미교부로 인한 민원이 발생하지 않도록 조치
3. 장애인보조기구 교부 및 중복조회를 위한 개인정보 동의서를 받아야 함
 - ※ 참고서식 2(개인정보 수집·이용 동의서)

8 사업 활성화 관련사항

1. 지정된 교부품목을 교부한 후 9월말 기준 집행실적을 확인하여 잔액발생이 예상될 경우 시·군·구에서 자체 실정에 맞게 내부방침을 정하여 기타 품목에 대한 교부사업 추진단, 보조기구를 지원하는 타 사업의 지원품목(휠체어, 정보통신기기 등)에 대하여는 타 사업에서 우선 지원받을 수 있도록 안내
2. 각 시·도는 9월말 기준 집행실적을 확인하여 집행잔액 발생이 예상되는 시·군·구에서는 기타품목 교부 내부방침을 작성하도록 하여 교부사업 추진
3. 기타품목에 사용되는 예산은 해당 지자체에 대한 지원예산 총액의 20% 범위 이내로 하고, 형평성 등을 고려하여 기타 장애인보조기구의 가격은 당해 연도의 지정 교부품목 중 최고가격을 넘지 않도록 함.
4. 지정된 품목을 우선적으로 교부하도록 노력하여야 하며, 기타 품목의 교부는 지정된 품목의 추가적인 수요가 존재하지 않아 집행잔액 발생이 예상될 경우 가능
5. 교부한 기타품목에 대해서는 품목명, 금액, 계약업체를 최종실적과 함께 제출하여야 함.





Chapter
02

장애인보조기구 교부사업 18 품목



욕창 예방용 방석 및 커버
 외상용 욕창예방 보조기구
 음식 및 음료 섭취용 보조기구
 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
 접시 및 그릇
 음식 보호대
 기립훈련기
 양팔 조작형 보행용 보조기구

목욕의자
 음성유도장치(음향신호기 리모컨)
 음성시계
 영상확대 비디오(독서확대기)
 문자판독기(광학문자판독기)
 진동시계
 헤드폰(청취증폭기)
 녹음 및 재생장치
 시각신호표시기

이 교부품목 보조기구 정보는 업체에서 장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 제출한 자료로써 중앙보조기구센터에서 모든 효과를 보증하는 것은 아닙니다.

장애인보조기구 품질관리사업 등록제 등록품목

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
1	ES바이오 메디칼	02-300-1276	ES8970	043303002800015	욕창예방용 방식 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩382,000	수입
2	한리텍	02-400-3172	음성손목시계 (TK-8835)	222712003000015	음성시계	시각장애	₩35,000	수입
			음성탁상시계 (TK-901)	222712003000025	음성시계	시각장애	₩20,000	
			반디	220315003000010	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩800,000	국내
			페블 3.5	220315003000025	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩800,000	수입
			페블 4.3	220315003000035	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩850,000	
			페블 미니	220315003000045	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩550,000	
3	함께하는 사람들	031-745-0025	스마트 엘이디 스탠드	222703003100010	시각신호표시기	청각장애	₩270,000	국내
			소리신호기	222703003100020	시각신호표시기	청각장애	₩190,000	
			소리알리미	222703003100030	시각신호표시기	청각장애	₩870,000	
4	힘스인터 내셔널	042-864-4460	라이프스타일 캔디그림 → 캔디 5 HD	222703003200010	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩795,000	국내
			라이프스타일 HD 24"	220315003200030	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,880,000	
			라이프스타일 HD 22"	220315003200040	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,780,000	
			책마루2 OCR EZ	223008003200010	문자판독기 (광학문자판독기)	시각장애	₩860,000	
			캔디 4 HD	220315003200050	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩665,000	
5	클리어뷰 헬스케어	031-312-3791	욕창예방매트 리스(SA2002)	043306003300010	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩150,000	국내
			욕창예방매트 리스(RC402C)	043306003300020	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩380,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
5	클리어뷰 헬스케어	031-312-3791	욕창예방매트리 스(RC202W PU)	043306003300030	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩240,000	국내
			욕창예방방식 (1R98-06)	043303003300010	욕창예방용 방식 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩300,000	
			욕창예방방식 (AGC1616)	043303003300020	욕창예방용 방식 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩322,000	
			욕창예방매트 리스(OC-270T)	043306003300040	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩270,000	
			욕창예방매트 리스(OC-200)	043306003300050	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩250,000	
			쿠션에어 (2R99-06(CB))	043303003300030	욕창예방용 방식 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩243,000	
			목욕의자 (SC-4000)	093303003300010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩243,000	
6	건용아이 비씨	02-563-5260	진동알람손목시 계(VIBRATO)	222712003400015	진동시계	청각장애	₩100,000	수입
			진동알람시계 (VIBRATO 2)	222712003400025	진동시계	청각장애	₩35,000	
			휴대용무선신호 기(CARE-DEAF)	222703003400015	시각신호표시기	청각장애	₩190,000	
			휴대용무선신호 기(CARE-DEAF PLUS)	222703003400025	시각신호표시기	청각장애	₩320,000	
			소리증폭기 (H-AHA)	220624003400010	헤드폰(청취증폭기)	청각장애	₩350,000	
			와우(WOW)	220624003400020	헤드폰(청취증폭기)	청각장애	₩120,000	
7	핸디인터네 셔널월드	02-725-2190	루비	220315003500015	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩1,100,000	수입
			스마트뷰시너지 HD Si 22	220315003500025	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,700,000	
			스마트뷰 360	220315003500035	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,500,000	
			컴팩 4 HD	220315003500045	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩1,100,000	
			컴팩 5 HD	220315003500055	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩1,500,000	
			컴팩 7 HD	220315003500065	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩1,900,000	

1 장애인보조기구
2 장애인보조기구
3 장애인보조기구
4 참고서식
5 자주 묻는 질문
FAQ

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
7	핸디인터네셔널	02-725-2190	토파즈 XL HD 22	220315003500075	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,700,000	수입
			토파즈 XL HD 24	220315003500085	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩3,900,000	
8	오토복코리아	02-6206-7739	라이트스텝 티니 W	120600001400015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩260,000	수입
			로호(QUADTRO SELECTION CUSHION)	043303001400015	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩480,000	
			모자익	043303001400025	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩250,000	
			로호 컨트롤러 셀렉트 쿠션	043303001400035	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩500,000	
			소플렉스 2 매트릭스 오버레이	043306001400015	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩1,448,000	
9	"에이블 라이프 (前코지 라이프)"	1544-5399 (070-8255-5963)	코지프론 스탠더-수동	044808003600010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩950,000 ~ 1,150,000	국내
			코지프론 스탠더-전동	044808003600020	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,440,000 ~ 1,950,000	
			코지수파인 스탠더-수동	044808003600030	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩990,000 ~ 1,200,000	
			휴대용진동알람시계(화이트-SBP100)	222712003600015	진동시계	청각장애	₩50,000	수입
			진동디지털알람시계셋트(싱글-SB200ss)	222712003600025	진동시계	청각장애	₩80,000	
			진동디지털알람시계셋트(듀얼-SBD375ss)	222712003600035	진동시계	청각장애	₩100,000	
			컨폼 공기방석	043303003600015	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩450,000	
코지오퍼 목욕의자	093303003600015	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩450,000 ~ 650,000				
10	남양전자기공	031-968-8436	의료용압력분산 매트리스(CNR)	043303003700010	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩300,000	국내

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
11	휴먼케어	031-486-9016	무선호출기 (HUMC-50C, HCM-700)	222703003800010	시각신호표시기	청각장애	₩620,000	국내
			시각장애인용 공용리모컨 (HUMC-3000R)	123909003800010	음성유도장치	시각장애	₩30,000	
12	영원메디칼	1588-0844	AD-1200,DL.V	043306003900010	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩310,000	국내
			AD-1300TUBE	043306003900020	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩550,000	
			AD-1400	043306003900030	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩1,450,000	
			AD-HIFABRIC	043306003900040	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩250,000	
			AD-HIL,VTPU	043306003900050	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩340,000	
			FOREVER 4040	043303003900010	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩360,000	
			FOREVER 4044	043303003900020	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩370,000	
			FOREVER CUSHION	043303003900030	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩390,000	
			SILICON AIR CUSHION 4040	043303003900040	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩390,000	
			SM-DUB-004	043303004000010	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩359,000	
13	셀테크	031-431-7915	SMC-608-1	043303004000020	욕창예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩435,000	국내
14	아이미르	02-404-8322	X-TEND	044808001300015	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩5,650,000	수입
			유니버설커 프-NC35333	150903001300015	음식 및 음료 취수용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩119,000	
			유니버설커 프-NC35334	150903001300025	음식 및 음료 취수용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩119,000	
			유니버설커 프-NC35337	150903001300035	음식 및 음료 취수용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩32,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
14	아이미르	02-404-8322	유니버설커피-NC35339	150903001300045	음식 및 음료 취수용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩32,000	수입
			유니버설커피-NC35344	150903001300055	음식 및 음료 취수용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩26,000	
			스쿠프 플레이트-F745270000	150918001300015	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩21,000	
			스쿠퍼 보울-F745340000	150918001300025	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩20,000	
			스쿠프 디샤-NC32514	150918001300035	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩18,000	
			스쿠프 디샤-NC35699	150918001300045	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩22,000	
			접시 가이드-NC35213	150921001300015	음식보호대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩20,000	
			멜러웨어 나이프-NC36041	150913001300015	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	
			컴포트 그립 웨이트 포크-NC65560	150913001300025	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩31,000	
			컴포트 그립 웨이트 유텐실(5SET)-NC65560(S)	150913001300035	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩133,000	
			굿 그립 웨이트 티스푼-NC65561	150313001300045	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩31,000	
			굿 그립 웨이트 테이블스푼-NC65562	150913001300055	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩31,000	
			굿 그립 웨이트 수퍼스푼-NC65564	150913001300065	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩35,000	
			굿 그립 웨이트 록커 나이프-NC65565	150913001300075	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	
			컴포트 그립 포크-NC65571	150913001300085	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
14	아이미르	02-404-8322	컴포트 그립 나이프-NC65572	150913001300095	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	수입
			컴포트 그립 티스푼-NC65573	150913001300105	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	
			컴포트 그립 테이블스푼-NC65574	150913001300115	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩36,000	
			컴포트 그립 라지스푼-NC65575	150913001300125	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩78,000	
			컴포트 그립 스푼-NC65576	150913001300135	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩78,000	
			컴포트 그립 포크-NC65577	150913001300145	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩78,000	
			노팁컵-F745940000	150916001300015	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩26,000	
			드링크링 에이드-H745810000	150916001300025	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩217,000	
			핸디컵-H745930007	150916001300035	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩42,000	
			디스파지아컵-NC35269	150916001300045	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩83,000	
			플렉시컵-NC35275	150916001300055	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩42,000	
			텀프스업 컵(NC35282)	150916001300065	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩52,000	
			전방지지 기립경사대(Robin)	044808001300025	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩3,300,000	
			3가지 자세 기립훈련기(SHIFU)	044808001300035	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩4,300,000	
			아동용 구부러진 포크&스푼(F746330000)	150913001300155	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩19,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
14	아이미르	02-404-8322	각이진 포크 (NC36056)	150913001300165	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩59,000	수입
			록킹 티 나이프 (NC28237)	150913001300175	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩73,000	
			스위블 티스푼 (NC36350)	150913001300185	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩72,000	
			무게가 있는 티스푼(NC36031)	150913001300195	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩30,000	
			무게가 있는 스푼(NC36032)	150913001300205	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩30,000	
			플라스틱 접시가이드(NC35213-OR)	150921001300025	음식보호대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩20,000	
			푸드 범퍼 (F745260002)	150921001300035	음식보호대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩19,000	
			스탠리스 접시 가이드(31047)	150921001300045	음식보호대	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩54,000	
			씨리얼 볼 (H745040003)	150918001300055	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩56,000	
			이너&섹션 립 플레이트(NC35230)	150918001300065	접시 및 그릇	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩81,000	
			플로-트롤 컵 (F745850000)	150916001300075	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩50,000	
			노이지 컵 (H745930005)	150916001300085	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩38,000	
			할로 컵 (F745940025)	150916001300095	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩15,000	
			플로-트롤 컵 (F745880000)	150916001300105	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩11,000	
			클리어 컵 (NC361455)	150916001300115	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩30,000	
			케네디 컵 (NC35224)	150916001300125	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩29,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
14	아이미르	02-404-8322	노이지 컵 (60-1040)	150916001300135	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩16,000	수입
			스타 목욕의자	093303001300010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩920,000	국내
15	명진	02-3789-5355	케어어	120600000500010	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩188,000	국내
			백두	120600000500030	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩258,000	
			디럭스-K	120600000500040	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩288,000	
			솔바람	126000000500050	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩218,000	
16	태양 메디텍	02-363-9462	A2018	120600002300015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	수입
			F-189	120600002300025	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	
			F-198	120600002300035	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	
			F-208	120600002300045	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	
			F-238	120600002300055	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	
			F-625	120600002300065	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩148,000	
17	씨엔에스 테크	031-720-5101	Legacy	120600001200015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩190,000	수입
			Banjo	120600001200025	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩260,000	
18	월씨 코리아	031-903-9043	ENB-011	120600001500015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩225,000	수입
			YX-500	120600001500025	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩180,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
18	웰씨 코리아	031-903-9043	ICH-10	120600001500035	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩180,000	수입
			SX-1B	120600001500045	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩180,000	
19	삼주 유니콘	031-988-4363	KS-120	120600001000010	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩250,000	국내
			KS 1000	120600001000020	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩280,000	
			KS 130	120600001000030	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩225,000	
20	진성메디	032-506-1937	MR-1000	120600001900010	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩180,000	국내
			MR-4000	120600001900020	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩270,000	
			BC-200	093303001900010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩141,000	
			BC-2000	093303001900020	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩930,000	
21	대세엠케어	053-584-5651	F-248A	120600000200015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩160,000	수입
22	나이스텍	053-961-6568	4E	120600000100010	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩264,000	국내
			4SE	120600000100020	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩313,000	
23	케어맥스 코리아	031-901-9163	ST003L	120600002000050	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩211,000	국내
			300	120600002000060	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩170,000	
			M04 → STU02	120600002000180	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩170,000	
24	희망메디칼	031-999-6801	프론스텐드	044808002600010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩850,000 ~ 950,000	국내

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
25	삼마메디칼	031-576-0373	스파인보드	044808000800010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,900,000	국내
			프론스탠더	044808000800020	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,600,000	
			스탠딩테이블	044808000800030	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩800,000	
26	유진헬스케어	02-2236-6966	프론스탠더	044808001700010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩100,000	국내
27	대안의료기	02-3437-8275	슈마DA-7800	044808000300010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,600,000	국내
28	포트	053-768-8397	RT 스탠딩테이블	044808002400010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩770,000 ~ 1,200,000	국내
29	미음드레	055-863-3440	슈파인보드 (SB2011)	044808000600010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩880,000	국내
			프론스텐드 (PS2010)	044808000600020	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩880,000	
30	이지무브	031-689-3100	EMP-3000	044808001800010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,850,000	국내
			EMP-2000	044808001800020	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,500,000 ~ 1,720,000	
			전동후방스탠더 (EZ Stander SE)	044808001800030	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,750,000	
31	위드알앤 에이	041-583-3052	목욕의자 (OT2000)	093303001800015	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩450,000 ~ 650,000	수입
			알앤에이 Prone stander	044808001600010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,200,000 ~ 1,500,000	
32	엠씨텍	055-323-5195	알앤에이 Supine stander	044808001600010	기립훈련기	뇌병변 장애, 지체장애 1~2급	₩1,200,000 ~ 1,500,000	국내
			바퀴형 목욕의자	093303000700015	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩210,000	
32	엠씨텍	055-323-5195	일반형 목욕의자	093303000700025	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩675,000	수입

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
33	보필	031-677-9924	보필-1	093303000900010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩263,000	국내
			보필-2	093303000900020	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩250,000	
			보필-3	093303000900030	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩233,000	
			보필-S	093303000900040	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩248,000	
			보필-U	093303000900050	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩248,000	
34	네오 액세스	02-6959-2250	리니오 포켓	221803002100015	녹음 및 재생장치	시각장애	₩650,000	수입
			스노우	220315002100015	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩790,000	
			스노우 7 HD	220315002100025	영상확대비디오 (독서확대기)	시각장애	₩1,650,000	
35	휠로피아	02-2607-8655	WH004-B	120600041000015	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩141,000	수입
			보행차(4-Light)	126000041000025	양팔 조작형 보행용 보조기구	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩220,000	
			스타락쿠션	043303004100015	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩450,000 ~ 500,000	
			갤럭시쿠션	043303004100025	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩450,000 ~ 500,000	
			컨투어쿠션	043303004100035	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩450,000 ~ 500,000	
36	미키 코리아	053-562-6500	의료용압력분산 매트리스 (MK-ASC-5B)	043303004200010	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩345,000	국내
			목욕의자 (MK-BC-3)	093303004200010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩490,000	
			목욕의자 (MK-PT-3)	093303004200020	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩590,000	

번호	업체명	연락처	제품명	코드번호	품목분류	장애유형	가격	비고
37	민택산업	02-564-9610	목욕의자 (SHOWER CHAIR)	093303004300010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩792,000	국내
38	에프 에스텍	032-875-2295	소리안 센터	223008004400010	문자판독기 (광학문자판독기)	시각장애	₩4,500,000	국내
			소리안 카메라	223008004400020	문자판독기 (광학문자판독기)	시각장애	₩2,800,000	
39	영화 의료기	02-337-4707	YB-1104A	043306004500010	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩317,000	국내
			YH-0302	043306004500020	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩350,000	
			YH-0305	043306004500030	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩570,000	
			YH-CG01	043303004500010	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩251,000	
			YH-CR01	043303004500020	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩280,000	
			YH-CR02	043303004500030	욕창 예방용 방석 및 커버	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩290,000	
40	동해상사	031-782-5455	Shower Chair (HS-128)	093303004600010	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩137,000	국내
			Shower Chair (HS-168A)	093303004600020	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩183,000	
			Shower Chair (HS-4346)	093303004600030	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩228,000	
			Shower Chair (HS-6003)	093303004600040	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩831,000	
			Shower Chair (HS-6601S)	093303004600050	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩616,000	
			Shower Chair (HS-6623)	093303004600060	목욕의자	뇌병변 장애, 지체장애 1~4급	₩1,904,000	
41	은혜 메디칼	02-884-1911	욕창예방 매트리스 (MD-300 TPU3)	043303004700010	와상용 욕창예방 보조기구	1~2급의 지체, 뇌병변, 심장장애	₩450,000	국내

제품명 **ES8970**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303002800015
업체명 ES 바이오메디칼

- * 사용자의 둔부 욕창 및 궤양을 줄이고자 돌출된 뼈부분의 피부에 가하는 압박을 줄이려고 사용하는 보호대 및 피부 보호만을 목적으로 하는 기구

* 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)70
무게	1.2kg
재질	CR(Chloroprene Rubber/Neoprene) Latex 잠수복 소재
구조	팔각모양의 공기주머니(Cell) 72ea
제조(수입)구분	국내제조



₩ 382,000

제품명 **1R98-06(CR)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003300010
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 에어셀 쿠션으로 압력분산
- * 커버재질을 스판원단으로 사용하여 욕창예방효과가 있음
- * 미끄럼 방지용 특수 원단사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)375×(높이)60
무게	1.1kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 300,000

제품명 **AGC1616**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003300020
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 독특한 형태의 공기방과 폴리우레탄 젤의 조합으로 압력분산 효과 및 안정감을 제공하며 부드러움을 강화하였으며 사용자의 상태나 필요에 따라 적절하게 공기량을 조절
- * 커버재질을 스판원단으로 사용하여 욕창예방효과가 있음
- * 커버 바닥재료를 미끄럼 방지용 특수원단사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)410×(높이)50
무게	1.34kg
재질	폴리우레탄
제조(수입)구분	국내제조



₩ 322,000

제품명 **쿠션에어(2R99-06(CB))**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 043303003300030
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 지체장애인, 환자, 노약자 등의 장시간 휠체어 및 좌식생활 시 엉덩이 부분이 체압에 의한 영향으로 발생하는 피부의 욕창을 사전에 방지하는 기능
- * 인체에 무해한 천연고무 소재로써 내구성을 강화
- * 장애 부위에 따라 압력을 좌/우로 나누어 조절 주입할 수 있어 욕창을 예방

* 제품사양

크기(mm)	(가로)440×(세로)440×(높이)60
무게	1.4kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 243,000

제품명 **컨투어 셀렉트 쿠션**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303001400035
업체명 오토북코리아헬스케어

- * 각 셀 내부 공기가 대류작용을 함으로써 연약한 피부의 높은 체온을 외부 온도와 동일하게 유지시켜 세균의 침입을 차단
- * 쿠션의 셀부분과 바닥부분 사이, 공기 이동 부분 등에 압축고무판을 사용하여 서로 붙는 현상 최소화
- * 인체공학적 설계로 사용자에게 편안함을 제공
- * 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)330~510×(세로)330~510×(높이)50, 75, 100
무게	1.6kg
구성방식	휠체어의 폭에 맞추는 방식으로 4구획으로 나누어진 내부와 구획 조절 전방 벨브로 구성됨
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 500,000

제품명 **로호(QUADTRO SELECT CUSHION)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303001400025
업체명 오토북코리아헬스케어

- * 간단한 방법으로 일상생활을 위한 자세교정이 가능하며, 형상 기억기능의 제공으로 사용자에게 따른 개별적인 압력분배 설정이 가능(쿼드로, 컨투어만 해당)
- * 4개 구간 공기압 조절로 인해, 특정 압력이 한 부분에 고정되지 않도록 고른 분배 가능(쿼드로, 컨투어만 해당)
- * 인체공학적 설계로 사용자에게 편안함을 제공
- * 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)330~510×(세로)330~510×(높이)50, 75, 100
무게	1.6kg (7.5cm) 기준
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 480,000

제품명 **모자이크**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303001400025
업체명 오토북코리아헬스케어

- * 모자이크의 큰 사이즈의 셀 크기는 사용자에게 편안함과 동시에 안정감을 제공
- * 세탁과 수리가 용이하게 설계
- * 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)410×(높이)75
무게	0.4kg
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 250,000

제품명 **컨폼 공기방석**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 043303003600015
업체명 에이블라이프

- * 합성고무가 아닌 천연고무로 제조한 친환경제품
- * 천연고무로 추운 날씨에도 유연성을 유지하며, 욕창완화효과
- * 아교 등 유독성 접착제를 사용하지 않고, 특수열처리로 제작
- * 구성물은 미국 FDA와 독일 BFR, 품질은 EU기준과 RoHS규정에 맞춤
- * 알류럼규격 CE 인증제품

* 제품사양

크기(mm)	(가로)430×(세로)380×(높이)50, 75, 100
무게	1.6kg
재질	천연고무
제조(수입)구분	수입(독일)조



₩ 450,000

제품명 **의료용압력분산메트리스(CNR)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003700010
업체명 남양전자기공

- * 합성고무로 제작하여 긴 수명과 날카로운 물건에 의한 손상에 강함.
- * 상하판을 고온, 고압으로 압착하여 공기압에 의해 상하판이 분리되지 않음
- * 방염 처리된 폴리에스테르 스펀천을 이용한 커버를 제작하여 앉은 상태에서 신체이동이 용이하고 바닥면에 우레탄 코팅을 하여 미끄러운 곳에서도 안전성을 유지하고 휠체어에 고정할 수 있는 고정 장치가 설치되어 있음

* 제품사양

크기(mm)	(가로)390×(세로)390×(높이)60
무게	1.0kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 300,000

제품명 **Silicon air suchion 4040**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003900010
업체명 영원메디칼

- * TPU 표면 안에 실리콘으로 인해 바람이 빠지더라도 미끄러짐 현상을 방지 할 수 있으며, 실리콘이 상온에서 1~2℃ 정도 낮춰 줌.
- * 폴리우레탄 & 우레탄 겔 제품으로 분산과 고압력에 견디는 겔형 구조설계로 제작

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)375×(높이)60
무게	1.2kg
적정하중	120kg
재질	TPU + Silicon
제조(수입)구분	국내제조



₩ 390,000

제품명 **FOREVER 4040**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003900020
업체명 영원메디칼

- * 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 360,000

제품명 **FOREVER 4044**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003900030
업체명 영원메디칼

- * 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×9
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 370,000

제품명 **FOREVER CUSHION**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303003900040
업체명 영원메디칼

* 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조



₩ 390,000

제품명 **SM-DUB-004**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303004000010
업체명 실플테크

* 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍이 가능
* 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조
* 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅
* 쿠션 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조

* 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
무게	1.0kg
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입)구분	국내제조



₩ 359,000

제품명 **SMC-608-1**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043303004000020
업체명 실플테크

* 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍이 가능
* 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조
* 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅
* 선 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조

* 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
무게	1.0kg
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입)구분	국내제조



₩ 435,000

제품명 **MK-ASC-5B**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 043303004200010
업체명 미키코리아

* 6개의 굴곡면으로 이루어진 셀디자인으로 형태의 변형없이 무게를 분산시켜주므로 한곳에 과도한 압력이 집중되는 현상을 방지
* 한 곳에 집중되는 압력을 분산시켜 피부보호 및 욕창방지 및 진행완화 치료개선 효과

* 제품사양

크기(mm)	(가로)400×(세로)400×(높이)65
무게	890g
재질	천연고무(NR=EPPM)
제조(수입)구분	국내제조



₩ 345,000

제품명 **YH-CG01**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004500010
업체명 영화의료기

- * 수동 공기 주입기를 사용하여 공기 주입용 주입구에 공기를 주입하면 젤이 들어있는 각 공기방(셀)에 공기가 공급되어 사용시 젤과 공기압의 작용으로 사용자 둔부의 뼈와 피부에 가해지는 접촉압력을 줄여 줌으로써 욕창을 예방할 목적으로 사용하는 방석

₩ 251,000

명칭	기능 설명
방석	공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분으로 총 42개의 셀(공기방)으로 구성된다.
공기 주입기	공기를 방석에 주입하는 기구
방석 커버	윗면 : 신축성좋은 난연천 밑면 : 미끄럼방지



* 제품사양

치수(W X D X H)(mm)	400 X 460 X 40
중량 (커버 포함)	1420g
제조(수입)구분	국내제조

제품명 **YH-CR01**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004500020
업체명 영화의료기

- * 수동 공기 주입기를 사용하여 공기 주입용 주입구에 공기를 주입하고, 각 공기방(셀)에 공기가 공급되는 것으로서 공기방간 공기의 이동 및 합성고무재질의 연성물질이 사용자 둔부의 뼈와 피부에 가해지는 접촉압력을 줄여 줌으로써 욕창을 예방할 목적으로 사용하는 방석

₩ 280,000

명칭	기능 설명
방석	공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분으로 총 64개(8x8열)의 셀(공기방)으로 구성된다.
공기 주입기	공기를 방석에 주입하는 기구
방석 커버	윗면 : 신축성좋은 난연천 밑면 : 미끄럼방지



* 제품사양

치수(W X D X H)(mm)	400 X 400 X 65 ± 5%
중량 (커버 포함)	1250g ± 5%
제조(수입)구분	국내제조


제품명 **YH-CR02**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004500030
업체명 영화의료기

- * 수동 공기 주입기를 사용하여 공기 주입용 주입구에 공기를 주입하고, 각 공기방(셀)에 공기가 공급되는 것으로서 공기방간 공기의 이동 및 합성고무재질의 연성물질이 사용자 둔부의 뼈와 피부에 가해지는 접촉압력을 줄여 줌으로써 욕창을 예방할 목적으로 사용하는 방석

₩ 290,000

명칭	기능 설명
방석	공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분으로 총 90개(9x10열)의 셀(공기방)으로 구성된다.
공기 주입기	공기를 방석에 주입하는 기구
방석 커버	윗면 : 신축성좋은 난연천 밑면 : 미끄럼방지



* 제품사양

치수(W X D X H)(mm)	410 X 380 X 55 ± 5%
중량 (커버 포함)	950g ± 5%
제조(수입)구분	국내제조

제품명 **스타락쿠션**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004100015
업체명 헬로피아

- * 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포시켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품
- * 체중에 의하여 균등한 압력분포를 제공하여 욕창을 예방하도록 제작
- * 각 셀들의 공기 유입 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에서 셀의 공기 양을 조절 할 수 있음

₩ 450,000~500,000

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533×(높이)50, 75, 100, 125
무게	1.2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 **갤럭시쿠션**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004100025
업체명 힐로피아

- * 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포시켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품
- * 체중에 의하여 균등한 압력분포를 제공하여 욕창을 예방하도록 제작
- * 인체공학적 설계로 사용자의 편안함과 안정성이 뛰어난 제품

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533×(높이)50, 75, 100, 125
무게	1.2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 450,000~500,000



제품명 **컨투어쿠션**


등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004100035
업체명 힐로피아

- * 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포시켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품
- * 체중에 의하여 하중을 지지하는 공기격자의 공기가 인접한 공기격자들로 이동하면서 균등한 압력 분포를 제공하여 욕창을 예방하도록 제작

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533×(높이)50, 75, 100, 125
무게	1.2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)

₩ 450,000~500,000



제품명 **SA2002**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003300010
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 공기량 조절기능이 있으며 분리형 튜브 타입으로 튜브 교환이 매우 쉬워 A/S발생시 손쉽게 직접 수리가 가능
- * 나일론으로 코팅 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)50
무게	메트리스 1.9kg, 에어펌프 : 1.4kg
재질	Polyurethane
제조(수입)구분	국내제조

₩ 150,000



제품명 **RC402C**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003300020
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 무독성 재질인 폴리우레탄을 사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)900×(세로)2000×(높이)90
무게	메트리스 4.0kg, 펌프 1.4kg
재질	PVC / NYLON
제조(수입)구분	국내제조

₩ 380,000



제품명 **RC202W PU**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003300030
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 매트리스 두 장으로 욕창 예방
- * 한 장에 이상이 생길 경우 나머지 한 장으로 사용의 중단 없이 지속적으로 사용가능
- * 나일론으로 코팅 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)100
무게	매트리스 1.9kg, 에어펌프 : 1.4kg
재질	Polyurethane
제조(수입)구분	국내제조



₩240,000

제품명 **OC-270T**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 043306003300040
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사하도록 기능을 추가하여 신체에 통풍을 강화하여 욕창 예방
- * 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1800×(높이)60
무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
재질	PVC
제조(수입)구분	국내제조



₩270,000

제품명 **OC-200**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 043306003300050
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사하도록 기능을 추가하여 신체에 통풍을 강화하여 욕창을 예방
- * 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1820×(높이)50
무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
재질	PVC
제조(수입)구분	국내제조



₩250,000

제품명 **소플렉스 2 매트릭스 오버레이**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306001500015
업체명 오토북코리아헬스케어

- * 압력과 마찰을 줄임.
- * 3색선으로 이루어져 있고 개당 900g으로 경량
- * 비 전력, 외부 전원을 필요로 하지 않음
- * 배수 구멍이 있어 쉽게 물기를 배출
- * 폴리우레탄 소재를 사용하여 난연성이 뛰어나고 쉽게 비누와 물로 세척 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)830×(세로)2000×(높이)90
무게	2.9kg
제조(수입)구분	수입(미국)



₩1,448,000


제품명 **AD-1200DLV**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003900010
업체명 영원메디칼

- * 이중 매트리스 구조
- * 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능
- * 공기 압/량을 조절 할 수 있는 펌프가 있음

* 제품사양

정격전압	220V, 60Hz
소비전력	6W
크기(mm)	(가로)1900×(세로)860×(높이)120
무게	5.7kg
재질	Polyurethane, PVC
제조(수입)구분	국내제조



₩310,000

제품명 **AD-1300TUBE**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003900020
업체명 영원메디칼

- * 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능
- * 셀이 천으로 코팅
- * 펌프 단계조절이 LED 램프로 확인 가능

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2000×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)273×(세로)136×(높이)84
무게	매트리스 5.5kg, 펌프 1.5kg
재질	Fabric+Polyurethane, PVC
제조(수입)구분	국내제조



₩550,000

제품명 **AD-1400**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003900030
업체명 영원메디칼

- * 환자의 체중에 따른 공기압력조절이 가능
- * 교대부양 순환시간 설정이 가능
- * 3중 공기순환기능
- * 공기압력 비상 알람 기능
- * Soft기능(압력이 300mmHg로 설정)

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)100
펌프크기(mm)	(가로)150×(세로)250×(높이)400
무게	매트리스 10kg, 펌프 1.4kg
재질	무독성 TPU(친환경소재) + Fabric
제조(수입)구분	국내제조



₩1,450,000


제품명 **AD-II FABRIC**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003900040
업체명 영원메디칼

- * 일반 매트리스 위에 천으로 한번 더 코팅
- * 환자의 피부 마찰력을 감소
- * 펌프는 압력단계조절을 하여 환자분이 편안함을 느끼실 수 있도록 조절가능

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
무게	매트리스 2kg, 펌프 2kg
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입)구분	국내제조



₩250,000

제품명 **AD-II L/VTPU**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 043306003900050
업체명 영원메디칼

* Anti-Mold(미생물번식억제) 기능

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
폼프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
무게	매트리스 2kg, 폼프 2kg
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입)구분	국내제조



₩340,000

제품명 **YB-1104A**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 04330600450001
업체명 영화의료기

* 상하 이중의 매트리스채용, 상부는 전후교대부양 하부는 좌우교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방
* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

명칭	기능 설명
매트리스	이중 매트리스로서 상부는 교대부양방식, 하부 좌우틸팅방식
연결호스	컨트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스
컨트롤박스	매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창수축시키기 위하여 가압 및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(길이)1850×(폭)880×(높이)120
컨트롤박스(mm)	(길이)270×(폭)165×(높이)120
무게	매트리스 4kg, 컨트롤박스 1.8kg
재질	매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS
제조(수입)구분	국내제조



₩317,000

제품명 **YH-0302**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043306004500020
업체명 영화의료기

* 독립된 두 계통의 기울어진 공기튜브가 교대로 팽창수축하여 전후좌우 교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방
* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

명칭	기능 설명
매트리스	각각 독립된 2계통의 기울어진 공기튜브를 배치하여 교대로 팽창과 수축을 되풀이하며 동시에 좌우 기울어짐
연결호스	컨트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스
컨트롤박스	매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창수축시키기 위하여 가압 및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.

* 제품사양

매트리스크기(mm)	길이)1950±100×(폭)860±20×(재질두께)1.1t ±0.1
컨트롤박스(mm)	(길이)165×(폭)120×(높이)270
무게	매트리스 2kg, 컨트롤박스 1.8kg
재질	매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS
제조(수입)구분	국내제조



₩350,000

제품명 **YH-0305**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043306004500030
업체명 영화의료기

* 상하 이중의 매트리스채용, 상부는 전후교대부양 하부는 좌우교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방
* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

명칭	기능 설명
매트리스	이중 매트리스로서 상부는 교대부양방식, 하부 좌우틸팅방식
연결호스	컨트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스
컨트롤박스	매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창수축시키기 위하여 가압 및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.

* 제품사양

매트리스크기(mm)	길이)1850×(폭)880×(재질두께)1.1t ±0.1
컨트롤박스(mm)	(길이)165×(폭)120×(높이)270
무게	매트리스 4kg, 컨트롤박스 1.8kg
재질	매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS
제조(수입)구분	국내제조



₩570,000

제품명 **MD-300 TPU3**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 043303004700010
업체명 은혜메디칼

- * 신체에 가해지는 압력에 의해 발생할 수 있는 욕창을 5분주기로 교대부양함으로써 신체에 가해지는 압력분포의 위치를 바꾸어 줌으로써 욕창을 예방할 수 있는 제품
- * TPU재질로 이루어진 tube형 매트리스로 tube는 20개의 셀로 이루어져 있어 사후관리시 cell만 교체할 수 있음. TPU매트리스는 3년이상의 내구성을 보증할 수 있는 제품이며, 보호덮개는 매트리스 본체를 이물질로 보호할 수 있으며 스판 재질로 이루어져 있음.

* 제품사양

- 기기

크기(mm)	(가로)330×(세로)1450×(높이)100
무게	1.4kg
재질	ABS
배출공기량	130mmHg이하, 6Liter이하
순환주기	5분(1/10 rpm)
제조(수입)구분	국내제조

- 매트리스

크기(mm)	(가로)800×(세로)1800×(높이)80 (공기 충전후)
무게	3.2kg
재질	TPU(tHERMALPLASTIC Polyurethane)
셀수	20개 (셀만 분리 교체가능)
제조(수입)구분	국내제조

₩450,000



제품명 **유니버설커프(NC35333, NC35334)**


등록일 2013년(상반기)
코드번호 150903001300015,
150903001300025
업체명 아이미르

- * 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽃이
- * 왼손용 or 오른손용

* 제품사양

길이	19cm
폭	8.9~10cm

₩119,000



제품명 **유니버설커프(NC35337, NC35339)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150903001300035,
150903001300045
업체명 아이미르

- * 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽃이
- * Small 사이즈(Small, Large)

* 제품사양

포켓깊이	10cm
사이즈	Small(폭 7.6 ~ 8.9cm), Large(폭 10 ~ 11cm)

₩32,000



지체, 뇌병변 장애 / 음식 및 음료 섭취용 보조기구

제품명 **유니버설커프(NC35344)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150903001300055
업체명 아이미르

* 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽃이

* 제품사양

손바닥 둘레	18 ~ 20cm
포켓깊이	7.6cm



₩ 26,000

지체, 뇌병변 장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 **멜러웨어 나이프(NC36041)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300015
업체명 아이미르

* 가벼운 중량의 나이프로 손잡이를 쥐기 쉬움

* 제품사양

핸들	2.5cm
tapper	1.9cm



₩ 36,000

제품명 **컴포트 그립 웨이트 포크(NC65560)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300025
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량	170g
--------	------



₩ 31,000

지체, 뇌병변 장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 **컴포트 그립 웨이트 유텐실(5SET)(NC65560(S))**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300035
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

5개 세트	포크 1개, 티스푼 1개, 테이블스푼 1개, 스프 스푼 1개, 나이프 1개
각손잡이 중량	170g



₩ 133,000

제품명 **굿 그립 웨이트 티스푼(NC65561)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300045
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량	170g
--------	------



₩ 31,000

제품명 **굿 그립 웨이트 테이블스푼(NC65562)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300055
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량	170g
--------	------



₩ 31,000

제품명 **굿그립 웨이트 수퍼스푼(NC65563)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300065
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량 170g



₩35,000

제품명 **굿그립 웨이트 록커 나이프(NC65565)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300075
업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량 170g



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 포크(NC65571)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300085
업체명 아이미르

* 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 나이프(NC65572)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300095
업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 티스푼(NC65573)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300105
업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 테이블스푼(NC65574)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300115
업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 라지스푼(NC65575)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300125
업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩78,000

제품명 **컴포트 그립 스몰스푼(NC65576)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300135
업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩78,000

제품명 **컴포트 그립 포크(NC65577)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150913001300145
업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm



₩78,000

제품명 **이동용 구부러진 포크&스푼(F746330000)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300155
업체명 아이미르

* 구부러진 손잡이로 아동에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

크기 7" X 6" X 1"



₩19,000

제품명 **각이진 포크(NC36056)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300165
업체명 아이미르

* 각이진 손잡이로 손목의 사용이 제한된 사용자에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 13cm
지름 3.2cm



₩59,000

제품명 **록킹 티 나이프(NC28237)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300175
업체명 아이미르

* 쥐기 편한 T자형의 손잡이와 끝부분이 안전처리되어 있음

* 제품사양

칼날 11cm



₩73,000

제품명 **스위블 티스푼(NC36350)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300185
업체명 아이미르

* 손목과 손가락의 사용이 제한된 사용자에게 스푼이 회전하여 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	19mm
무게	28g



₩72,000

제품명 **무게가 있는 티스푼(NC36031)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300195
업체명 아이미르

* 손의 사용능력이 제한되거나 파킨슨병, 강직이 있는 사용자에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	2.5cm
무게	227g



₩30,000

제품명 **무게가 있는 스푼(NC36032)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150913001300205
업체명 아이미르

* 손의 사용능력이 제한되거나 파킨슨병, 강직이 있는 사용자에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	2.5cm
무게	227g



₩30,000

제품명 **노팁컵(F745940000)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300015
업체명 아이미르

* 양쪽 핸들이 있고 마개가 있어 액체의 흘러짐을 방지하며 무게가 있어 안정감을 주며 주는 컵

* 제품사양

용량	192ml
종류	컵 1개, 마개 1개



₩26,000

제품명 **드링킹 에이드(H745810000)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300025
업체명 아이미르

* 구강의 움직임이 제한적인 사람들에게 음료의 섭취량을 29.6ml까지 조절로 분할 조절하여 음료를 섭취가능

* 제품사양

용량	237ml
----	-------



₩217,000

제품명 **핸디컵(H745930007)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300035
업체명 아이미르

* 두 개의 손잡이가 있고 컵에 경사가 있어서 용이하게 음료를 섭취

* 제품사양

용량	237ml
크기	6.125" X 4.25" X 4"



₩42,000

제품명 **디스파지아컵(NC35269)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300045
업체명 아이미르

* 큰 손잡이와 코와 맞닿는 부분이 제거되어 있어 음료를 용이하게 섭취

* 제품사양

용량	237ml
----	-------



₩83,000

제품명 **플렉시컵(NC35275)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300055
업체명 아이미르

* 코와 맞닿는 부분에 홈이 파여 있어 음료의 용이하게 섭취

* 제품사양

용량	59ml
----	------



₩42,000

제품명 **텀프스업 컵(NC35282)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150916001300065
업체명 아이미르

* 두 개의 손잡이와 엄지손가락 받침대가 있어 안정적으로 음료를 섭취

* 제품사양

용량	273ml
----	-------



₩52,000

제품명 **플로-트롤 컵(F745850000)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300075
업체명 아이미르

* 마개가 있어 흐름을 방지하는 컵, 마개로 공기량 조절

* 제품사양

크기	10.5" X 7.5" X 3"
----	-------------------



₩50,000

제품명 **노이지 컵(H745930005)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300085
업체명 아이미르

* 코부위가 잘린 컵의 형태로 제작되어 내용물을 섭취시 불편함을 제거

* 제품사양

크기	10" X 8" X 3"
----	---------------



₩38,000

제품명 **할로 컵(F745940025)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300095
업체명 아이미르

* 안정성과 내용물의 엷지러짐을 방지

* 제품사양

크기	4.375" X 4.125" X 4"
----	----------------------



₩15,000

지체, 뇌병변 장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

제품명 **플로-트롤 컵(F745880000)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300105
업체명 아이미르

* 마개가 있어 흐름을 방지하는 컵, 마개로 공기량 조절

* 제품사양

크기 11" X 8" X 3"



₩ 11,000

제품명 **클리어 컵(NC361455)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300115
업체명 아이미르

* 두 개의 다른 마개를 적용하여 각각의 방법으로 내용물을 섭취

* 제품사양

크기 10fl.oz , 1/16" dia



₩ 30,000

제품명 **케네디 컵(NC35224)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300125
업체명 아이미르

* 스트로가 있는 마개로 덮어 사용자가 섭취할 때를 제외하고는 내용물이 옆질러지거나 흐르지 않음

* 제품사양

크기 7fl.oz



₩ 29,000

지체, 뇌병변 장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

제품명 **노이지 컵(60-1040)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150916001300135
업체명 아이미르

* 코부위 제거한 컵으로 사용시 머리와 목의 사용을 최소화하여 편안함

* 제품사양

크기 3" X 2" X 3"
4oz



₩ 16,000

지체, 뇌병변 장애 / 접시 및 그릇

제품명 **스쿠프 플레이트(F745270000)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150918001300015
업체명 아이미르

* 제품사양

용량 200ml
크기 3.81cm dia



₩ 21,000

제품명 **스쿠퍼 보울(F745340000)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150918001300025
업체명 아이미르

* 제품사양

크기 11.4cm dia



₩ 20,000

지체, 뇌병변 장애 / 접시 및 그릇

제품명 **스쿠프 디시(NC32514)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150918001300035
업체명 아이미르

* 접시에 한쪽면에 턱을 제거하여 식기도구의 사용이 용이

* 제품사양

접시지름	20cm
------	------



₩18,000

제품명 **스쿠프 디시(NC35699)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150918001300045
업체명 아이미르

* 3가지 음식을 분류하여 담을 수 있고 여러 가지 음식물의 혼합을 방지

* 제품사양

용량	작은부분 용량 118ml 큰부분 용량 237ml
접시지름	22cm



₩22,000

제품명 **씨리얼 볼(H745040003)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150918001300055
업체명 아이미르

* 그릇이 기울어진 상태에서도 그릇 중간에 방지링이 있어 내용물을 흐름을 방지

* 제품사양

크기	8" X 8" X 2.5"
----	----------------



₩56,000

지체, 뇌병변 장애 / 접시 및 그릇

제품명 **이너&석션 립 플레이트(NC35230)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150918001300085
업체명 아이미르

* 특이한 Lip 디자인으로 내용물이 밖으로 밀어 끝부분에서 스푼이나 포크의 사용을 용이하게 한 접시

* 제품사양

깊이	13mm
지름	23cm



₩81,000

지체, 뇌병변 장애 / 음식보호대

제품명 **접시 가이드(NC35213)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150921001300015
업체명 아이미르

* 음식 섭취시 음식물이 접시 밖으로 떨어지는 것을 방지

* 제품사양

접시지름	20~27cm까지 사용가능
------	----------------



₩20,000

제품명 **플라스틱 접시가이드(NC35213-OR)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 150921001300025
업체명 아이미르

* 접시위에 내용물 이탈을 방지

* 제품사양

크기	높이 32cm 지름 27cm
----	--------------------



₩20,000

제품명 **푸드 범퍼(F745260002)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150921001300035
업체명 아이미르

* 접시 크기가 23 ~ 28 cm에 적용이 가능하며 내용물, 제한된 내용물의 섭취를 분류

* 제품사양

크기	9" X 5.75" X 1.125"
----	---------------------



₩19,000

제품명 **스탠리스 접시 가이드(31047)**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 150921001300045
업체명 아이미르

* 접시위에 내용물 이탈 방지

* 제품사양

크기	8" ~ 10"
----	----------



₩54,000

제품명 **슈마 DA-7800**

등록일 2012년
코드번호 044808000300010
업체명 대안의료기

- * 기립훈련과 보행훈련 가능
- * 보조 자켓 착용으로 체중을 줄인 상태에서 기립훈련 가능
- * 보조 자켓을 착용하면 발달장애 아동, 편마비 환자 및 오랜 병상생활로 하체가 약하신 분들의 보행 훈련 용이
- * 무릎패드를 제거하고 중심이동 훈련 가능
- * 사용자의 키에 따라 팔 받침대 책상의 높낮이 조절 가능.
- * 척추건강운동 가능
- * 하중을 줄여주는 탈부하 운동 가능
- * 상부의 탄력밴드 작용으로 보행훈련 시 보행패턴이 안정적
- * 걸음걸이와 균형잡기가 불안정한 분에게 보행훈련 가능
- * 보조 자켓은 무릎이 약하신 분의 체중 부하를 줄여주는 효과

* 제품사양

크기(mm)	(가로)730×(세로)850×(높이)2150
무게	27kg
재질	철재, 스텐레스, 레자
높이	책상높이 : 900~1,380mm, 목재 철봉높이 : 1,950~2,150mm, 스텐레스
제조(수입)구분	국내제조

₩1,600,000



제품명 **슈파인보드**

등록일 2012년
코드번호 044808000600010
업체명 미음드레

* 친환경 핸드메이드 재활기구

제작자와 이용자 간의 긴밀한 상담 후 제작되어지며 모든 작업은 수작업으로 진행

* 제품사양

크기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700
무게	26kg
재질	목재 : 가구용 자작나무 합판(유럽) 스펀지 : 고탄력스펀지(국산)
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)
원단	메쉬원단(국산)
제조(수입)구분	국내제조

₩880,000



지체, 뇌병변 장애 / 기립훈련기

제품명 **프론보드**

등록일 2012년
코드번호 044808000600020
업체명 미음드레

* 친환경 핸드메이드 재활기구

제작자와 이용자 간의 긴밀한 상담 후 제작되어지며 모든 작업은 수작업으로 진행

* 제품사양

크기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700
무게	26kg
재질	목재 : 가구용 자작나무 합판(유럽) 스펀지 : 고탄력스펀지(국산)
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)
제조(수입)구분	국내제조

₩880,000



제품명 **스탠딩테이블**

등록일 2012년
코드번호 044808000800030
업체명 삼마메디칼

- * 제품을 자작나무 합판을 사용하여 제작
- * 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 15kg, 중 18kg, 대 21kg, 특대 24kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)560 중 (가로)640×(세로)800×(높이)660 대 (가로)660×(세로)850×(높이)760 특대 (가로)660×(세로)850×(높이)860
제조(수입)구분	국내제조

₩800,000



제품명 **스파인보드**


등록일 2012년
코드번호 044808000800010
업체명 삼마메디칼

- * 자작나무 합판을 사용하여 제작
- * 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 32kg, 중 35kg, 대 38kg, 특대 40kg
크기(mm)	소 (가로)660×(세로)960×(높이)1,210 중 (가로)680×(세로)1,060×(높이)1,410 대 (가로)700×(세로)1,210×(높이)1,610 특대 (가로)720×(세로)1,210×(높이)1,810
제조(수입)구분	국내제조

₩1,900,000



제품명 **프론스텐더**

등록일 2012년
코드번호 044808000800020
업체명 삼마메디칼

- * 자작나무 합판을 사용하여 제작
- * 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 25kg, 중 28kg, 대 31kg, 특대 34kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)660 중 (가로)660×(세로)920×(높이)760 대 (가로)660×(세로)920×(높이)860 특대 (가로)680×(세로)960×(높이)960
제조(수입)구분	국내제조

₩1,600,000



지체, 뇌병변 장애 / 기립훈련기

제품명 X-TEND

등록일 2012년
코드번호 044808001300015
업체명 아이미르

- * 3~14세까지 사용 가능한 2가지 사이즈
- * 고관절 탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 기립을 도움
- * 넓은 상판은 다양한 활동영역을 제공하며 다양한 각도로 조절이 가능
- * 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이
- * 측면의 골반 지지대와 스트랩을 이용하여 엉덩이 및 골반지지
- * 반원 궤적발판의 높낮이는 쉽게 조절이 가능하며, 각도 및 깊이 등을 조절 가능
- * 샌달과 스트랩을 이용하여 발 모양과 관계없이 발을 고정

* 제품사양

무게	18kg
크기(mm)	(가로)1,070×(세로)610×(높이)1,100
제조(수입)구분	수입

₩5,650,000



제품명 전방지지 기립 경사대(Robin)

등록일 2013년(하반기)
코드번호 044808001300025
업체명 아이미르

- * 3~12세까지 사용 가능한 2가지 사이즈
- * 고관절 아탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 기립을 도움
- * 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이

* 제품사양

길이	Size1: 93	Size2: 106
폭	Size1: 59.5	Size2: 66
가슴 높이	Size1: 62~92	Size2: 85~114
발판높이	Size1: 7	Size2: 7
기울기	Size1: 0~30도	Size2: 0~30도
발판 기울기	Size1: 90~75도	Size2: 90~75도
제조(수입)구분	국내제조	

₩3,300,000



제품명 3가지 자세 기립훈련기(SHIFU)

등록일 2013년(하반기)
코드번호 044808001300035
업체명 아이미르

- * 5세부터 성인까지 사용 가능한 3가지 사이즈
- * 한 개의 제품으로 세가지 자세로 기립훈련 가능
- * 발로 페달을 밟는 유압식 구조로 기립훈련기의 각도를 0도에서 180도까지 조절 가능

* 제품사양

총 길이(전방지지)	85~105	100~126	125~155
총 길이(후방지지)	102~125	120~155	150~195
길이(전방지지)	65~87.5	79.5~105	101~129
길이(후방지지)	82~103	101~131	128~165
최대하중(kg)	70	90	135
제조(수입)구분	국내제조		

₩4,300,000



제품명 전방지지형 A타입

등록일 2012년
코드번호 044808001600010
업체명 위드알앤에이

- * 서기 훈련이 잘되지 않는 아동에게 서기 훈련을 통해 보행이 될 수 있도록 근력 및 감각을 살릴 수 있도록 자세유지
- * 사용자 키에 맞게 높낮이 조절 가능
- * 부위별 벨트를 통해 안정성 증가
- * 바퀴가 부착되어 있어서 이동이 편리
- * 전체 기울기 조절을 유압 조절

* 제품사양

재질	자작나무				
제조(수입)구분	국내제조				
* 크기(mm)					
구분	사용자 키	명치 높이	밀판 사이즈	랩보드 크기	기울기 각도
소	800 ~ 1,200	550 ~ 950	530×830	620×560	0~35°
대	1,100 ~ 1,400	900 ~ 1,100	550×950	620×650	0~35°

₩1,200,000~1,500,000



제품명 **후방지지형 E타입**

등록일 2012년
코드번호 044808001600020
업체명 위드알앤에이

- * 장애아동 스스로의 힘으로 체중을 지지 할 수 있도록 훈련 가능
- * 다리와 무릎의 굴곡근을 펴주는 훈련이 가능
- * 기립한 상태에서 바른 자세를 유지
- * 학습 및 기타 활동을 할 수 있도록 도움을 줌
- * 특히 양측마비, 반신마비, 뇌성마비 장애아동에게 사용

* 제품사양

재질	자작나무
제조(수입)구분	국내제조

* 크기(mm)

구분	사용자 키	가슴 너비	기울기 각도
소	900 ~ 1,200	350	90~175°
중	1,100 ~ 1,400	380	90~175°
대	1,300 ~ 1,600	420	90~175°

₩1,200,000~1,500,000



제품명 **프론스탠더**

등록일 2012년
코드번호 044808001700010
업체명 유진헬스케어

- * 사용자의 키에 맞춰 장기간 사용가능
- * 고급 자작나무 합판 사용
- * 가슴/허리 지지패드와 엉덩이 지지패드, 무릎 패드로 안정된 위치 조절 가능
- * 무릎 패드의 길이를 조절하여 무릎의 구축 또는 신전에 따른 기립 자세 유지 가능
- * 미케니컬 쇼바로 간편하게 각도를 조절(60~90°)
- * 사용자의 시선에 맞춰 테이블 각도 조절 장치 장착
- * 이동형 바퀴 부착, 고정 가능
- * 샌달을 장착하여 족부 지지 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)610×(세로)1,050×(높이)965~1,535
무게	약 29kg
재질	자작나무 목재(frame부), 미케니컬 쇼바(경사조절부), 우레탄바퀴, 레자(부품 외피), 스펀지(부품패드), 벨크로, 버클, ABS
사용 연령 및 키	만 3~14세/80~150cm
제조(수입)구분	국내제조

₩1,000,000



제품명 **프론스탠더(EMP-3000)**

등록일 2012년
코드번호 044808001800010
업체명 이지무브

- * 자작나무를 사용
- * 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능
- * 전자파 및 기구적 시험 등 다양한 시험을 거친 제품

* 제품사양

무게	8.7kg
크기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
기타	전동기능 있음
제조(수입)구분	국내제조

₩1,800,000



제품명 **프론스탠더(EMP-2000)**

등록일 2012년
코드번호 044808001800020
업체명 이지무브

- * 자작나무를 사용
- * 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능
- * 전자파 및 기구적 시험 등 다양한 시험을 거친 제품

* 제품사양

무게	8.7kg
크기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
기타	전동기능 있음
제조(수입)구분	국내제조

₩1,500,000 ~ 1,720,000



지체, 뇌병변 장애 / 기립훈련기

제품명 **EZ Stander SE**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 044808001800030
업체명 이지무브

- * 머리 가누기가 어렵거나 상지에 힘이 미약한 장애인의 경우 누운 자세에서 기립할 수 있도록 도와주며, 기립자세유지 및 하지 근력을 향상
- * 전동방식의 작동으로 보호자가 편리하게 기립각도 조절 가능
- * 안정적인 라운드형 프레임

* 제품사양

무게	16kg
크기(mm)	중간 사이즈 (가로)640×(세로)800×(높이)780~960
재질	다리부분과 받침대 부분은 각각 철제와 나무 신체 접촉 부분은 인조가죽
제조(수입)구분	국내제조



₩ 1,750,000

제품명 **프론스텐드**

등록일 2012년
코드번호 044808002600010
업체명 희망메디칼

- * 여러 종류의 크기가 있음
- * 다리에 무리가 가해지는 것을 보며 각도 조절기를 사용하여 조절 가능
- * 상판의 각도를 자유롭게 조작할 수 있어 서있는 동안 지루하지 않게 상판 위에서 여러 가지 행동을 취할 수 있음
- * 바퀴가 달려있어 방향전환을 하거나 밖으로 나갈 수 있음
- * 직접 국내에서 제품을 제작하는 회사로써 장애 상태에 따라 맞춤으로 제작 가능
- * 이 제품은 하지 근력이 약하여 똑바로 설 수 없는 장애아동이 사용하는 기구로써 기능의 조절을 통하여 기립 가능

* 제품사양

무게	35kg
크기(mm)	(가로)550×(세로)650×(높이)1,050
재질	목재, 철
종류	전방지지형, 소아용(2~7세)
최대사용하중	60kg
제조(수입)구분	국내제조



₩ 850,000 ~ 950,000

지체, 뇌병변 장애 / 기립훈련기

제품명 **코지수파인스텐더(수동형)**

등록일 2012년
코드번호 044808003600030
업체명 에이블라이프

- * 100% 자작나무 합판 사용
- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

* 크기(mm)

사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80



₩ 990,000~1,200,000

제품명 **코지프론스텐더(수동형)**

등록일 2012년
코드번호 044808003600010
업체명 에이블라이프

- * 100% 자작나무 합판 사용
- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

* 크기(mm)

사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80



₩ 950,000~1,150,000

제품명 **코지프론스텐더(전동형)**

등록일 2012년
코드번호 044808003600020
업체명 에이블라이프

- * 100% 자작나무 합판 사용
- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

* 크기(mm)

사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80

₩ 1,440,000~1,950,000



제품명 **RT 스탠딩테이블**

등록일 2012년
코드번호 044808002400010
업체명 포트

- * 서기 자세를 지지하여 근력 강화를 지원.
- * 하지의 올바른 정렬과 근육 강화를 도와주어, 상체의 움직임이 원활할 수 있도록 지원
- * 대상자의 성장에 맞게 길이를 조절할 수 있고, 신체 기능에 맞게 각도 조절 가능

* 제품사양

무게	소 15kg, 중 17kg, 대 19kg, 특대 22kg
크기(mm)	소 (가로)750×(세로)630×(높이)660 중 (가로)790×(세로)660×(높이)760 대 (가로)850×(세로)680×(높이)860 맞춤(최대) (가로)950×(세로)700×(높이)1,100
재질	자작나무, 스테인레스
작동방식	수동
색상	연두색, 파랑색, 갈색, 키즈핑크, 키즈그린 중 선택 가능
제조(수입)구분	국내제조

₩ 770,000~1,200,000



제품명 **4E**

등록일 2011년
코드번호 120600000100010
업체명 나이스텍

- * 4바퀴의 안정적 차체구조
- * 좌우 접이 방식으로 좁은 통로도 통과 할 수 있으며 운반과 보관이 편리
- * 20cm 바퀴의 사용
- * 의자가 있어 보행 중 휴식을 취할 수 있으며 장바구니가 있어 짐도 쉽게 실을 수 있음

* 제품사양

크기(mm)	(폭)610×(깊이)715×(높이)750~900
무게	8.6kg
최대사용체중	100kg
재질	철, 스테인레스, 알미늄, 합성수지
몸체접이방식	좌우 접이식
색상	연두색, 파랑색, 갈색, 키즈핑크, 키즈그린 중 선택 가능
제조(수입)구분	국내제조

₩ 264,000



제품명 **4SE**

등록일 2011년
코드번호 120600000100020
업체명 나이스텍

- * 4바퀴의 안정적 차체구조
- * 4전자식 자동 브레이크 기능과 후진 속도 저감장치 부착
- * 좌우 접이 방식으로 좁은 통로도 통과 할 수 있으며 운반과 보관이 편리
- * 20cm 바퀴의 사용
- * 원터치 주차 브레이크 사용으로 주차가 편리
- * 의자가 있어 보행 중 휴식을 취할 수 있으며 장바구니가 있어 짐도 쉽게 실을 수 있음

* 제품사양

크기(mm)	(폭)610×(깊이)715×(높이)750~900
무게	9.5kg
최대사용체중	100kg
재질	철, 스테인레스, 알미늄, 합성수지
몸체접이방식	좌우 접이식
자동 브레이크	전자식(발전제동)
후진 속도저감장치	전자식(발전제동)
제조(수입)구분	국내제조

₩ 313,000



제품명 **F-248A**

등록일 2011년
코드번호 120600000200015
업체명 대세엠케어

- * 다용도 수납주머니 장착
- * 보행 중 휴식을 위한 의자로 활용
- * 사용자의 신장에 맞게 핸들 높낮이 조절
- * 쉽게 접고 펼 수 있어 좁은 공간 수납 용이

* 제품사양

크기(mm)	(폭)410×(깊이)530×(높이)780~875
무게	4.5kg
재질	프레임(알루미늄), 시트(PVC)
색상	프레임(실버), 시트(체크무늬)
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 160,000

제품명 **디럭스-K**

등록일 2012년
코드번호 120600000500040
업체명 명진

- * 사용자가 의자 사용 시 사용할 수 있는 팔 지지대 장착
- * 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- * 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- * 야간 반사각이 바뀌어 본체에 10부분 장착되어 야간 운행 가능
- * 생활방수 가방을 사용

* 제품사양

크기(mm)	(폭)520×(깊이)660×(높이)850~930
무게	6.2~6.6kg
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)320×(깊이)170×(높이)350
가방 소재	나일론 OX 1680D(생활방수 기능)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 45cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 288,000

제품명 **백두**

등록일 2012년
코드번호 0433030028020015
업체명 명진

- * 사용자가 의자 사용 시 사용할 수 있는 팔 지지대 장착
- * 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- * 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- * 야간 반사각이 바뀌어 본체에 10부분 장착되어 야간 운행 가능
- * 생활방수 가방을 사용

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)630×(높이)845~925
무게	5.5~5.8kg
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)360×(깊이)300×(높이)425
가방 소재	폴리에스테롤(생활방수 기능)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 45cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 258,000

제품명 **캐리어**

등록일 2011년
코드번호 120600000500010
업체명 명진

- * 알루미늄파이프 사용
- * 장시간 사용 후 브레이크의 원활한 작동을 위하여 브레이크 간격 조정장치 장착
- * 간편하게 접고 펼 수 있고, 보관 시 작은 공간에도 충분히 보관 가능
- * 야간 반사각이 바뀌어 본체에 10부분 장착되어 야간 운행 가능
- * 원터치 접이 장치

* 제품사양

크기(mm)	(폭)470×(깊이)500×(높이)860~910
무게	4.5~4.7kg
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, PP, 나일론
가방 크기(mm)	(폭)280×(깊이)325×(높이)300
가방 소재	인조가죽(폴리우레탄)
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 47cm
제조(수입)구분	국내제조



₩ 188,000

제품명 **솔바람**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 126000000500030
업체명 명진

- * 3Way 캐스터 제품(고정, 45도, 360도)
- * 원터치 접이 장치
- * 4단계 높이조정
- * 알루미늄 본체
- * 접이식 구조
- * 반사스티커 및 바퀴에 반사각이 제작된 야간 운전 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)450×(깊이)525×(높이)825~920
무게	4.2kg
소재	알루미늄, 스틸, EVA수지, ABS수지, 나일론수지
가방 크기(mm)	(폭)210×(깊이)250×(높이)230
가방 소재	폴리에스테롤
기타	가방적재량 10kg, 최대사용자 체중 100kg, 의자높이 44cm
제조(수입)구분	국내제조



₩218,000

제품명 **KS-120**

등록일 2011년
코드번호 120600001000010
업체명 삼주유니콘

- * 원터치 3단 높이조정 장치
- * 핸들커버 교체 가능
- * 이동 시 브레이크의 사용이 용이하도록 브레이크 조절부위 위치 조정
- * 순수 국내산 통고무 바퀴 사용

* 제품사양

무게	4.8(+0.2kg 변동 가능)
사용시 크기(mm)	(폭)430×(높이)860, 900, 940
보관시 크기(mm)	(폭)440×(깊이)320×(높이)920
소재	본체(알루미늄, 철 일부), 가방(폴리에스테롤)
제조(수입)구분	국내제조



₩250,000

제품명 **KS-1000**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 120600001000020
업체명 삼주유니콘

- * 2중 알루미늄 파이프를 사용
- * 화사한 꽃무늬 전사 및 가방 사용
- * 사용자의 체형에 대비한 3중 높이조절 가능한 본체
- * 접이가능
- * 천연통고무 바퀴 사용

* 제품사양

무게	4.8kg
사용시 크기(mm)	(폭)440×(넓이)540×(높이)860/900/940
보관시 크기(mm)	(폭)440×(넓이)320×(높이)920
제조(수입)구분	국내제조



₩280,000

제품명 **KS-130**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 120600001000030
업체명 삼주유니콘

- * 2중 알루미늄 파이프를 사용
- * 핸들커버 교체 가능
- * 원터치 3단 높이 조절 장치
- * 순수 국내산 통고무 바퀴 사용

* 제품사양

무게	5kg
사용시 크기(mm)	(폭)470×(넓이)550×(높이)820/860/900
보관시 크기(mm)	(폭)490×(넓이)330×(높이)880
제조(수입)구분	국내제조



₩225,000

제품명 **Legacy**

등록일 2012년
코드번호 120600001200015
업체명 씨엔에스테크

- * 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능
- * 20cm 바퀴로 360° 회전 가능
- * 접이식 보관 가능
- * 최대 사용하중 125kg
- * 주정차 브레이크 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)600×(깊이)650×(높이)760~850
무게	7.2kg
소재	알루미늄 합금
색상	블루
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



₩ 190,000

제품명 **Banjo**

등록일 2012년
코드번호 120600001200025
업체명 씨엔에스테크

- * 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능
- * 19cm 바퀴로 360° 회전 가능
- * 접이식 보관 가능
- * 최대 사용하중 130kg
- * 주정차 브레이크 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)600×(깊이)690×(높이)710~980
무게	9kg
소재	알루미늄 합금
색상	연회색
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



₩ 260,000

제품명 **라이트스텝 티니**

등록일 2011년
코드번호 120600001400015
업체명 오토북코리아헬스케어

- * 주행 조절 앞바퀴 조절
- * 원터치형 브레이크 잠금 및 해제
- * 브레이크 강도 조절

* 제품사양

크기(mm)	(폭)3900×(깊이)650×(높이)800 (높이 조절가능 825, 850, 880, 910, 940)
무게	4kg
소재	플라스틱
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 260,000

제품명 **ENB-011**

등록일 2011년
코드번호 120600001500015
업체명 웰씨코리아

- * 국제 ISO9001 / 14001 인증
- * 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- * 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- * 다양하게 수납 가능(좌석 밑 및 후면 장착)
- * 핸들 높이 조절 가능
- * 의자면 및 팔걸이 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)510×(깊이)625×(높이)800~900
무게	6.5kg
소재	알루미늄
색상	블루플라워(ENB-011H) 옐로우플라워(ENB-011C) 네이비체크(ENB-011G)
제조(수입)구분	수입(중국)

업체에서 가격정보 미제출



제품명 **YX-500**

등록일 2011년
코드번호 120600001500025
업체명 월씨코리아

- * 국제 ISO9001 / 14001 인증
- * 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- * 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- * 일반 쇼핑카트로 사용 가능 : 의자 젖힘 기능(일본 특허)
- * 핸들 높이 조절 가능 : 3단계 조절

* 제품사양

크기(mm)	(폭)480×(깊이)540×(높이)810~910
무게	4.2kg
소재	알루미늄
색상	플라워베이지(XY-500WF) 체크블루(XY-500RB)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 180,000

제품명 **ICHI-10**

등록일 2011년
코드번호 120600001500035
업체명 월씨코리아

- * 국제 ISO9001 / 14001 인증
- * 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- * 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- * 주차용 브레이크
- * 핸들 높이 조절 가능 : 3단계 조절
- * 4색상 디자인

* 제품사양

크기(mm)	(폭)445×(깊이)560×(높이)835~915
무게	4.3kg
소재	알루미늄
색상	네이버(ICHI-10ND) 체크(ICHI-10RB)
제조(수입)구분	수입(타이완)



₩ 180,000

제품명 **SX-1B**

등록일 2011년
코드번호 120600001500045
업체명 월씨코리아

- * 국제 ISO9001 / 14001 인증
- * 일본 SG(Safety Good)인증 / 한국 자율안전확인 합격
- * 2중 앞바퀴 : 고정/90도/360도 편의에 맞게 셋팅 가능
- * 브레이크 좌 또는 우 장착 가능
- * 핸들 높이 조절 가능 : 4단계 조절

* 제품사양

크기(mm)	(폭)400×(깊이)515×(높이)765~910
무게	4.2kg
소재	알루미늄
색상	다크브라운(SX-1BR) 플라워블루(SX-1BF) 블루(SX-1BL)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 180,000

제품명 **MR-1000**

등록일 2011년
코드번호 120600001900010
업체명 진성메디

- * 높이조절 가능
- * 바구니 탈부착 가능
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)500×(높이)800~950
무게	5.6kg
소재	알루미늄 합금, ABS
색상	5kg 이하
최대하중	100kg 이하
제조(수입)구분	국내제조



₩ 180,000

제품명 **MR-4000**

등록일 2011년
코드번호 120600001900020
업체명 진성메디

- * 높이조절 가능
- * 바구니 탈부착 가능
- * 접이식 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)500×(높이)800~950
무게	6.1kg
소재	알루미늄 합금, ABS
수납공간	5kg 이하
최대하중	100kg 이하
제조(수입)구분	국내제조



제품명 **300**

등록일 2011년
코드번호 120600002000065
업체명 케어맥스코리아

- * 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- * 앞바퀴쪽 캐스터(직진, 90도, 360도 회전 가능)
- * 사접이식 가능
- * 바구니 있음

* 제품사양

크기(mm)	(폭)505×(깊이)660×(높이)830~895
무게	6.4kg
소재	PVC
색상	라벤다
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 **STU02**

등록일 2011년
코드번호 120600002000185
업체명 케어맥스코리아

- * 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- * 접이식 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)450×(깊이)540×(높이)835~900
무게	4.9kg
소재	본체-알루미늄, 바퀴-폴리프로필렌 EVA
색상	블랙, 브라운
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 **ST003L**

등록일 2011년
코드번호 120600002000055
업체명 케어맥스코리아

- * 보행시 브레이크 기능 및 사이드브레이크 기능
- * 앞바퀴쪽 캐스터(직진 90도, 360도 회전가능)

* 제품사양

크기(mm)	(폭)535×(깊이)575×(높이)905~1050
무게	6kg
재질	시트 / 바구니 : 알루미늄, 합성섬유 외
색상	네이비 + 라이트 그린
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 **A2018**

등록일 2012년
코드번호 120600002300015
업체명 태양메디텍

- * 스틸과 넓은 의자등으로 고중량의 몸무게를 가진 사용자들도 사용할 수 있도록 계획된 제품
- * 앞바퀴들이 연결되어 있어 보행시 방향전환 할 때 앞바퀴 들이 따로 돌아 방향전환이 뜻대로 되지 않는 것을 방지
- * 서로 연결된 앞바퀴에 스프링 처리함으로써 방향 전환 후 자동으로 앞을 향함.

* 제품사양

크기(mm)	(폭)530×(깊이)630×(높이)830~920
무게	8.5kg
소재	본체-스틸/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	15kg
최대 사용자 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **F-189**

등록일 2012년
코드번호 120600002300025
업체명 태양메디텍

- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 주차브레이크가 뒷면 페달형식으로 되어 있어 이동 중 주차브레이크 조작 가능
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)420×(깊이)470×(높이)840~910
무게	5.2kg
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	46cm
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **F-198**

등록일 2012년
코드번호 120600002300035
업체명 태양메디텍

- * 차체재질이 경량스틸
- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)480×(깊이)640×(높이)855~915
무게	6.2kg
소재	본체-스틸/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	15kg
최대 사용자 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **F-208**

등록일 2012년
코드번호 120600002300045
업체명 태양메디텍

- * 차체재질이 경량스틸
- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)435×(깊이)515×(높이)860~930
무게	6.9kg
소재	본체-스틸/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	10kg
최대 사용자 중량	100kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩ 148,000

제품명 **F-238**

등록일 2012년
코드번호 120600002300055
업체명 태양메디텍

- * 차체재질이 강화 알루미늄
- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)435×(깊이)515×(높이)860~930
무게	6kg
소재	본체-알루미늄/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	10kg
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩148,000

제품명 **F-625**

등록일 2012년
코드번호 120600002300065
업체명 태양메디텍

- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)380×(깊이)510×(높이)810~895
무게	4.9kg
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	44cm
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩148,000

제품명 **F-680**

등록일 2012년
코드번호 120600002300075
업체명 태양메디텍

- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 앉은 후 등받이에 등을 기대면 주차브레이크 작동
- * 접이식 기능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)450×(깊이)510×(높이)830~890
무게	5.9kg
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
쇼핑백 적재량	5kg
의자높이	46cm
최대 사용자 중량	80kg
제조(수입)구분	수입(대만)



₩148,000

제품명 **WH004-B**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 120600041000015
업체명 헬로피아

- * 접이식 기능
- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 가방을 장착
- * 손잡이 핸들에 브레이크를 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)520×(깊이)430×(높이)850~940
무게	4.25kg
재질	본체 알루미늄 프레임, 코팅 및 PP코팅 바퀴 - VAHARD SPARK 휠, 가방 - 체크브라운/비닐레자, 검정/나이론
제조(수입)구분	수입(중국)



₩141,000

제품명 **4-Light**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 126000004100025
업체명 힐로피아

- * 접이식 기능
- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 가방을 장착
- * 등받이 받침대
- * 8인치 대형 바퀴 적용

* 제품사양

크기(mm)	(폭)750×(깊이)570×(높이)795~1015
무게	9.45kg
제조(수입)구분	수입(중국)



KOREA
AT

제품명 **코지 오터 목욕의자**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303003600015
업체명 에이블라이프

- * 욕조에서 목욕시킬 때 사용자를 잘 지지해주는 역할
- * 등받이 각도가 조절
- * 시트, 등받이, 다리 부분이 전부 조절 가능

* 제품사양

구분	사용자 키	시트 폭	시트 깊이	등받이 높이	시트 높이	전체 폭	받침대 길이
소	~91.4	36.8	33	45.7	5~18	43.2	76.2
중	81~127	36.8	33	63.5	5~18	43.2	76.2
대	117~173	36.8	41.9	81.3	5~18	43.2	76.2
제조(수입)구분	수입(영국)						

₩450,000~650,000



제품명 **OT2000**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303001800015
업체명 이지무브

- * 플라스틱 프레임으로 물 속에 장시간 사용 가능
- * 시트커버는 탈부착이 가능하여 세척하기 편리.
- * 시트와 등받이의 각도가 5단계로 손쉽게 조절
- * 각종 옵션품이 있어 개인의 성향에 맞춰 별도 구입이 가능

* 제품사양

제조(수입)구분 수입(영국)

₩450,000 ~ 650,000



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 SC-4000

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303003300010
업체명 클리어뷰헬스케어

- * 머리 받침대를 부착
- * 접이식 기능
- * 높낮이 조절이 6단층 조절

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)600×(높이)740
무게	7.9kg
재질	본체-알루미늄, 팔걸이-EVA, 등받이, 좌면, 머리받침대-PU, 고무캡-합성고무, 높이조절-6단조절
최대 사용자 중량	95kg
색상	블루
제조(수입)구분	국내제작



제품명 BC-200

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303001900010
업체명 진성메디

- * 접이식 보관
- * 높낮이 조절이 가능
- * 미끄럼이 적은 조재의 장착(발)과 설계

* 제품사양

크기(mm)	(폭)510×(깊이)620×(좌면높이)420~530
무게	4.5kg
재질	알루미늄, PVC
최대하중	100kg
제조(수입)구분	국내제작



제품명 BC-2000

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303001900020
업체명 진성메디

- * 바퀴장착
- * 바퀴에 안전브레이크를 장착
- * 쇼바 장착으로 뒤로 30도까지 기울일 수 있음
- * 팔걸이, 시트, 발판의 탈/부착이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)1100×(좌면높이)510~610
무게	45kg
재질	알루미늄, PU Cushion, Castor
최대하중	100kg
제조(수입)구분	국내제작



제품명 SC-9210

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000700015
업체명 엠씨텍

- * 하나의 파이프로 벤딩하여 제작
- * 목욕(샤워) 중 용변이 마려울 시 목욕의자 자체를 번기로 후진하여 바로 용변을 볼 수 있음
- * 강화 플라스틱에 부식처리

* 제품사양

크기(mm)	폭)510×(깊이)560, (좌면높이)490
무게	6.9kg
재질	스틸과 강화 플라스틱
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 **MSC-201**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000700025
업체명 엠씨텍

- * 접이식 기능
- * 알루미늄과 강화플라스틱 재질
- * 강화 플라스틱에 부식처리

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)720~800
무게	6kg
재질	알루미늄, 강화 플라스틱
좌석판까지의 높이	360~440
제조(수입)구분	수입(스웨덴)

₩210,000



제품명 **보필-1**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000900010
업체명 보필

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * U자형 좌면으로 앉아서 국부세척이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)660~770
무게	5.1kg
좌면의 높이 (mm)	350~420
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

₩263,000



제품명 **보필-2**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000900020
업체명 보필

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)670~770
무게	4.9kg
좌면의 높이 (mm)	350~420, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

₩250,000



제품명 **보필-3**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000900030
업체명 보필

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * U자형 타입으로 세척이 용이

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)670~770
무게	4.9kg
좌면의 높이 (mm)	350~420, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작

₩233,000



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 **보필-S**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000900040
업체명 보필

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720
무게	4.8kg
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



제품명 **보필-U**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 093303000900050
업체명 보필

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * U자형 타입으로 세척이 용이
- * 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720
무게	4.8kg
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절
소재	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴 : EVA연질 발포
재질	좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



제품명 **목욕의자(MK-BC-3)**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 093303004200010
업체명 미키코리아

- * 리클라이닝기능 장착(틸팅각도 40도)
- * 안전손잡이 부착
- * 머리받침대 높낮이기능
- * 팔받이 스윙기능 채택
- * 트랙형 우레탄 좌변대 채택
- * 의자 높이 3단 조절기능
- * 안전손잡이기능 채택

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)690×(높이)900~1030
무게	7.5kg
방석 크기 (mm)	(높이)420~460×(넓이)400
재질	프레임-7003-T5 고강도알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



제품명 **목욕의자(MK-PT-3)**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 093303004200020
업체명 미키코리아

- * 리클라이닝기능 장착(틸팅각도 40도)
- * 안전손잡이 부착
- * 머리받침대 높낮이기능
- * 4륜구동 바퀴장착
- * 변기통 별매시 이동변기로도 사용가능
- * 팔받이 스윙기능 채택
- * 원터치방식으로 바퀴제동
- * 트랙형 우레탄 좌변대 채택
- * 안전손잡이기능 채택

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)890×(높이)900~1030
무게	9.9kg
방석 크기 (mm)	(높이)420×(넓이)400
재질	프레임-7003-T5 고강도알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 **목욕의자(MTCA)**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 093303004300010
업체명 민택산업

- * 배면 각도조정
- * 시트 장력조절가능
- * 헤드레스트 부착
- * 4륜 회전으로 360도 회전이 가능
- * 발포메쉬를 사용
- * 배면 5단 각도조정(5단은 PULL FLAT)

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)680×(높이)1200
무게	약 13kg
사용하중	100kg
재질	본체 - 스테인레스틸(STS304) 분체도장 시트 - 발포메쉬(PER)
제조(수입)구분	국내제작

₩792,000



제품명 **스타목욕의자**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 093303001300010
업체명 아이미르

- * 다리 및 등받이 등의 각도 및 높이 조절이 가능

* 제품사양

사용하중	72kg
재질	알루미늄
제조(수입)구분	수입(미국)

* 크기(mm)

구분(mm)	사이즈 1	사이즈 2	사이즈 3	사이즈 4
헤드	150	150	215	215
백	350	400	460	550
시트깊이	225	275	335	400
시트너비	400	400	400	400
다리	260	260	340	340
전체길이	975	1050	1312.5	1487.5
시트높이	50~425	50~425	50~425	50~425

₩920,000



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 **HS-128**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600010
업체명 동해상사

- * 등받이 탈/부착
- * 알루미늄 재질로 5단 높이 조절
- * 문어발 흡압착 고무패킹 사용
- * 손잡이 존재
- * EVA 재질
- * 등받이와 다리 부분의 버튼으로 조립 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)300×(높이)700~750
무게	2.8kg
재질	알루미늄프레임, EVA
색상	파랑/빨강
제조(수입)구분	국내제작

₩137,000



제품명 **HS-168A**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600020
업체명 동해상사

- * 알루미늄 프레임 및 EVA 재질
- * 등받이 일체형 접이식 목욕의자
- * 체형별 높낮이 조절(다리 높낮이 4단계 조절)
- * 미끄럼 방지 고무 팁 사용
- * 시트 분리 가능
- * 접이식 기능
- * 손잡이 존재

* 제품사양

크기(mm)	(폭)400×(깊이)360×(높이)680~720
무게	3.5kg
색상	빨강
제조(수입)구분	국내제작

₩183,000



지체, 뇌병변 장애 / 목욕의자

제품명 **HS-4346**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600030
업체명 동해상사

- * 알루미늄과 EVA 재질의 매트
- * 미끄럼방지 고무압착
- * 팔걸이 유동
- * 높낮이 조절식
- * 조작 시 공구 불필요

* 제품사양

크기(mm)	(폭)410×(깊이)340×(높이)700~800
무게	약 3.6kg
재질	알루미늄프레임, EVA
제조(수입)구분	국내제작

₩228,000



제품명 **HS-6003**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600040
업체명 동해상사

- * 바퀴가 달려있어 이동이 가능
- * 등받이 각도 조절 가능
- * 전도방지 기능을 갖는 발판으로 전복 방지

* 제품사양

크기(mm)	(폭)580×(깊이)770×(높이)1050
무게	약 13.6kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
제조(수입)구분	국내제작

₩831,000



제품명 **HS-6601S**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600050
업체명 동해상사

- * 4륜구동으로 앞바퀴 360°회전이 용이
- * 앞바퀴 브레이크 장치로 고정 가능
- * 안전벨트 및 발판 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)720×(깊이)800×(높이)930
무게	약 13kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
색상	살구/보라/녹색/파랑
제조(수입)구분	국내제작

₩616,000



제품명 **HS-6623**

등록일 2014년(하반기)
코드번호 093303004600060
업체명 동해상사

- * 높이 조절식 휠체어 발판
- * 150° 6단 각도조절 등받이
- * 360° 회전 네 바퀴 굴림형
- * 네 바퀴 브레이크 및 안전벨트
- * 높이 조절 가능
- * 원터치 접이식 팔걸이

* 제품사양

크기(mm)	(폭)720×(깊이)960×(높이)1000
무게	약 17.8kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
색상	보라
제조(수입)구분	국내제작

₩1,094,000



제품명 **시각장애이용 공용리모컨**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 123909003800010
업체명 휴먼케어

* 음향신호기와 음성유도기를 호환하여 무선 동작시키기 위한 제품이며, 전파연구소무선설비규칙, 한국정보통신표준 KICS, KO-06.0046/R3, TTA적합성시험규격, 경찰청 규격(개정, 2004.10.29.) 등을 준수하여 설계, 인증

* 제품사양

크기(mm)	(가로)620×(세로)400×(높이)136
제조(수입)구분	국내제작



₩30,000



KOREA
AT

제품명 **음성손목시계**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003000015
업체명 한리텍

- * 한국어 지원
- * 아날로그(분침, 시침, 초침), 디지털(음성) 타임의 듀얼 타임 모드
- * 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌
- * 알람 설정
- * 날짜 알람 기능
- * 은장크롬도금, 스테인레스 커버, 인조가죽 밴드
- * 2개의 버튼으로 모든 기능 작동이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)43
밴드 장착시 크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)243
제조(수입)구분	수입(중국)



₩35,000

제품명 **음성탁상시계**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003000025
업체명 한리텍

- * 한국어 지원
- * LCD 창 디스플레이
- * 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌
- * 현재의 온도를 알려줌
- * 알람 설정
- * AA배터리(2개) 사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)100×(세로)45×(높이)50
제조(수입)구분	수입(중국)



₩20,000

1 장애인보조기구
교부사업 18 품목
2 장애인보조기구
교부사업 18 품목
3 장애인보조기구
사양 및 정보제공처
4 참고서식
5 자주 묻는 질문
FAQ

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **반디**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003000010
업체명 한리텍

- * 아날로그 카메라 채용
- * 색상지원 모드 : 풀컬러, 흑백, 고대비, 고대비 역상, 특수색상 2가지
- * 약 2시간의 배터리 사용시간
- * 3단계 조명 밝기 조절

* 제품사양

크기(mm)	(가로)165.1×(세로)88.9×(높이)25.4
무게	285g
확대비율	3~11x
LCD 화면 크기	4인치
제조(수입)구분	국내제조

₩800,000



제품명 **페블 3.5**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003000025
업체명 한리텍

- * 3단계 화면 밝기 조절 가능
- * 0~200°로 조절이 가능한 손잡이
- * 축지형 조절 스위치
- * 28가지 특수색상 보기 모드
- * 화면캡처 : 정지된 영상의 확대/축소 가능
- * 주변의 밝기에 따라 조명 밝기 자동 조절 및 끄기 기능
- * 최대 3시간의 배터리 사용시간

* 제품사양

크기(mm)	(가로)111×(세로)78×(높이)35
무게	220g
확대비율	2~10x
LCD 화면 크기	3.5인치
제조(수입)구분	수입(미국)

₩800,000



제품명 **페블 HD**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003000035
업체명 한리텍

- * 4.3" LCD의 Full HD 카메라
- * 3단계 화면 밝기 조절 가능
- * 0~200°로 조절이 가능한 손잡이
- * 축지형 조절 스위치
- * 28가지 특수색상 보기 모드
- * 음성지원(영어) 시계 및 달력 기능
- * 화면캡처 : 정지된 영상의 확대/축소 가능
- * 주변의 밝기에 따라 조명 밝기 자동 조절 및 끄기 기능
- * 최대 3시간의 배터리 사용시간

* 제품사양

크기(mm)	(가로)139×(세로)78×(높이)35
무게	255g
확대비율	1.25~13.5x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)

₩850,000



제품명 **페블 미니**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003000045
업체명 한리텍

- * 고화질 TFT 3인치 LCD, 해상도 320×240
- * 화면 캡처 및 저장기능(컴퓨터와 저장 이미지 공유가능)
- * 미니 USB 충전단자 장착(컴퓨터 USB 단자로 충전 가능)
- * 32색상 보기 모드
- * LED 램프부착(ON/OFF 가능)
- * 최대 3시간의 배터리 사용시간

* 제품사양

크기(mm)	(가로)113×(세로)64×(높이)19
무게	220g
확대비율	2~10x(스탠드 사용시 : 3.1, 4.1, 5.9, 10x)
LCD 화면 크기	3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)

₩550,000



시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **캔디 5 HD**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222703003200010
업체명 힘스인터내셔널

- * 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이하며, HD급 고화질, 자동초점 기능 장착
- * HD급 고해상도 선명한 화질과 5인치 크기의 화면 제공
- * 인체공학적으로 설계된 3각도 회전식 손잡이 적용
- * 최저배율에서 최대배율까지 단계 구분없이 확대되는 Continuous Zoom 적용
- * 초점거리가 짧은 저시력 시각장애인을 위한 거울 기능 추가



* 제품사양

확대비율	2.8~22x	크기(mm)	(가로)145×(세로)85×(높이)33.5
무게	280g	카메라	2M pixel, 자동초점지원
밝기조절	3단계	인체공학적인 손잡이	3가지 각도조절 모드
LCD 화면 크기	5인치(와이드)	색상변환	5가지 색상모드
제조(수입)구분	국내제조	배터리	충전식 배터리(리튬폴리머, 3시간 충전, 4.5시간 연속사용)

제품명 **라이프스타일 HD 24**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003200030
업체명 힘스인터내셔널

- * 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이
- * HD급 22인치 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공
- * 모니터 높이 및 각도조절
- * 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- * 모니터 공유 기능 : PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- * 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- * 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공
- * 매립형 레일구조의 X-Y 테이블 장착

₩3,880,000



* 제품사양

크기(mm)	(가로)570×(세로)530×(높이)540
무게	18kg
확대비율	3.4~105x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 독서확대기 모니터를 PC 모니터로 사용 가능
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
제조(수입)구분	국내제조

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **라이프스타일 HD 22**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003200040
업체명 힘스인터내셔널

- * 순수 국내 기술개발 제품으로 A/S가 용이
- * HD급 22인치 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공
- * 모니터 높이 및 각도조절
- * 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- * 모니터 공유 기능 : PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- * 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- * 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공
- * 매립형 레일구조의 X-Y 테이블 장착

₩3,780,000



* 제품사양

크기(mm)	(가로)520×(세로)520×(높이)520
무게	17.2kg
확대비율	3.1~95x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 확대기 모니터를 PC 모니터로 사용
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
제조(수입)구분	국내제조

제품명 **캔디 4 HD**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 220315003200050
업체명 힘스인터내셔널

- * HD급 고해상도 선명한 화질과 4.3인치 크기의 화면
- * Auto Focus 기능 : 사물 거리에 관계없이 모든 사물에 자동 초점
- * 화면정지 및 이미지 저장 기능(5장까지 저장)
- * 받침대 제공
- * 시계 보기 기능
- * A/S 및 교육 지원

₩665,000



* 제품사양

크기(mm)	(가로)135×(세로)80×(높이)37
무게	240g
확대비율	1~20x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
카메라	HD카메라, 자동초점
밝기조절	3단계
색상변환	5가지 색상모드
배터리	리튬폴리머(내장형, 충전식)
제조(수입)구분	국내제조

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **루비**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 20315003500015
업체명 헨디인터내셔널월드

- * 손잡이를 펼쳐서 사용 가능
- * 5종류의 화면모드로 변환가능하고 15장의 이미지 저장기능이 있음
- * AAA건전지를 사용하여 시중에서 배터리를 손쉽게 교체가가능함

* 제품사양

크기(mm)	(가로)125×(세로)75×(높이)34
무게	218g(동제품중 초경량)
확대비율	2~14x(3단계)
LCD 화면 크기	4.3인치
화면모드	5단계
배터리	AAA충전 건전지(4개), 2시간 연속 사용
제조(수입)구분	수입(미국)



₩1,100,000

제품명 **스마트뷰시너지 HD SI 22**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500025
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD카메라가 장착되어 밝고 선명한 해상도를 제공

* 제품사양

크기(mm)	(가로)508×(세로)533×(높이)533
무게	15.7kg(모니터 포함)
확대비율	2.4~75x
화면모드	16종류(칼라, 흑백, 고대비)
LCD 화면 크기	22인치
제조(수입)구분	수입(캐나다)



₩3,700,000

제품명 **스마트뷰 360**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500035
업체명 헨디인터내셔널월드

* 제품사양

LCD 화면 크기	19인치
무게	8kg(모니터 포함)
확대비율	근거리(책읽기) 2.6~57x 원거리(질판보기) 0.6~27x 중거리(얼굴보기) 1.0~4x
카메라	New Sony Camera(탁월한 해상도)
리모컨	전기능 조절
제조(수입)구분	수입(미국)



₩3,500,000

제품명 **컴팩 4 HD**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500045
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD카메라 휴대용 확대기
- * 독서스탠드 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)129×(세로)81×(높이)28
무게	247g
확대비율	1.7~12x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
화면모드	5가지 색상모드(30종) HD 고화질 자동초점 카메라 LED조명으로 편안한 영상제공 스냅사진기능
표준사용시간	3시간
제조(수입)구분	수입(네덜란드)



₩1,100,000

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **컴팩 5 HD**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500055
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD카메라 장착
- * 5인치 화면

* 제품사양

크기(mm)	(가로)137×(세로)88×(높이)23
무게	294g
확대비율	1.5~18x
LCD 화면 크기	5인치(와이드)
화면모드	16가지 색상모드 연속사용시간 : 3시간 근거리 및 중거리 사용(1.2미터) HD 카메라(High Definition) 인체공학적인 화면설계 자동 초점기능
제조(수입)구분	수입(네덜란드)



₩ 1,500,000

제품명 **컴팩 7 HD**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500065
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD카메라 장착
- * 7인치 화면

* 제품사양

크기(mm)	(가로)190×(세로)130×(높이)26
무게	640g
확대비율	2~24x
표준사용시간	4.5시간
LCD 화면 크기	7인치
화면모드	탁월한 해상도(HD Camera 장착)
다양한 기능	자동초점, 소리알림, Li-ion Battery
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 1,900,000

제품명 **토파즈 XL HD 22**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500075
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD급 카메라
- * 22인치 와이드 모니터를 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
무게	19.1kg
확대비율	1.8~66x
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
화면모드	30종
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 3,700,000

제품명 **토파즈 XL HD 24**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220315003500085
업체명 헨디인터내셔널월드

- * HD급 카메라
- * 24인치 와이드 모니터를 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
무게	19.1kg
확대비율	1.8~67x
화면모드	30종
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)



₩ 3,900,000

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **마노**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 220315003600015
업체명 코지라이프

- * 작은 이미지도 크게 확대 가능
- * 세 개의 이미지를 저장할 수 있는 기능이 있어 전화번호, 출발 시간, 가격 등 기억해야 할 정보를 즉시 이미지로 저장해서 볼 수 있음

* 제품사양

크기(mm)	(가로)89×(세로)74×(높이)21
무게	139g
화면 크기	3.5인치 TFT 화면
제조(수입)구분	수입(독일)



₩ 900,000

제품명 **스노우**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 220315002100015
업체명 네오엑세스

- * 선호 색상 모드 : 다양한 색상 모드 중에 가장 선호하는 색상을 선택하여 원터치로 빠른 화면변환이 가능
- * 자동 초점
- * 화면정지
- * 필기용 지지대
- * 절전 기능 : 불필요한 배터리의 소모를 최소화하기 위하여 3분 간 사용이 없으면 자동으로 절전 기능 동작하여 전원이 꺼짐

* 제품사양

크기(mm)	(가로)160×(세로)80×(높이)24
무게	240g
확대비율	2~16x
재질	플라스틱
화면 크기	4.3인치 TFT LCD
인터페이스	미니 USB 포트
색상변환	10가지
배터리	연속 3.5시간 사용(1500mAh)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 790,000

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **스노우 7 HD**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 220315002100025
업체명 네오엑세스

- * 원거리 모드 : 최대 5m 거리의 물체까지 확대(글씨는 4m까지 식별 가능)
- * 선호 색상모드 : 다양한 색상 모드 중에 가장 선호하는 색상을 선택하여 원터치로 빠른 화면변환 가능
- * 자동 초점
- * 화면정지
- * TV/모니터 연결 : HDMI를 이용한 TV 연결이 가능
- * 절전 기능 : 불필요한 배터리 소모를 최소화하기 위해 3분 간 사용이 없으면 자동으로 절전기능이 작동하여 전원이 꺼짐

* 제품사양

크기(mm)	(가로)195×(세로)1395×(높이)25
무게	480g
확대비율	2.2~16x
카메라	500만 화소
화면 크기	7인치 TFT LCD
인터페이스	USB 포트, HDMI 포트
색상변환	12가지
배터리	연속 5시간 사용(5200mAh)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 1,650,000



KOREA
AT

시각 장애 / 문자판독기(광학문자판독기)

제품명 **책마루2 OCR EZ**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 223008003200010
업체명 힘스인터내셔널

- * OCR(문자인식) 기능
- * OCR 저장 기능 : 텍스트 파일로 저장
- * OCR 이동 모드 : 판독된 문자를 문단, 문장, 줄, 단어, 글자, 음소, 처음 또는 끝 등의 이동 단위를 선택하여 읽기 지원
- * 음성 시계 기능 : 현재 시간과 날짜를 음성으로 안내
- * 음성 독서 기능
 - 지원 데이터 포맷 : DAISY2.0 이상, XML DAISY, ANSI/NISO, NIMAS1.1
 - 지원 텍스트 포맷 : txt, rtf, doc, docx, hwp, html, htm, epub, xml
- * 오디오 재생 기능 : mp3, mp4, wav, ogg, flac, cda

- * **제품사양**
 - 무게 : 110g
 - 크기(mm) : (가로)58.9×(세로)116.7×(높이)16.3
 - 음성출력 : 내장 스피커, 헤드폰 잭
 - 네트워크 : Wi-Fi, 블루투스
 - 내장 메모리 : 16GB
 - 음성합성엔진 : Voice ware
 - FM 라디오 내장
 - 인터페이스 : Micro USB, SD Card
 - 카메라 : HD카메라 내장
 - 녹음 파일 형식 : mp3, wav
 - 배터리 : 리튬이온(분리형)
 - 제조(수입)구분 : 국내제조

₩ 860,000



제품명 **소리안 썬더**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 223008004400010
업체명 에프에스텍

- * 문자판독기능으로 독립적으로 도서, 우편물, 고지서, 학습교재, 신문 등 접근 가능
- * 영어, 한자, 숫자, 특수기호, 한글을 음성+Text문서로 자동저장 및 출력 가능
- * 스크린리더 NVDA의 탑재
- * 이동식 배터리를 탑재
- * 사용자 정의 시스템(G.U.)에서의 음성명령 기능으로 이동, 접속, 종료 및 기본동작 구현 가능
- * Window에서의 인터넷검색, 녹음, 영상, TV(DMB), mp3, 라디오 등 멀티미디어 파일 재생 가능
- * LAN포트(유선), WIFI(무선)의 사용으로 내·외부에서의 사용자 환경 강조
- * 스크린 및 텍스트문서의 확대/축소 기능으로 저시력(1~6급) 사용자의 사용 가능

- * **제품사양**
 - 무게 : 1kg(카메라 탑재 시 : +0.5kg)
 - 크기(mm) : (가로)360×(세로)250×(높이)25
 - CPU : 인텔모바일5 / RAM:4G / HDD:500G
 - 배터리 : 탈부착식(사용시간:5시간, 충전시간:1시간30분) / 키보드:103키보드
 - 카메라 : 500만화소(탈부착식 접이식)
 - I/O포트 : USB 3개, HDMI, VGA, LAN / 헤드폰 잭, 마이크폰 잭, 전원 잭
 - 무선LAN : WIFI / 기타:Built in MIC / 블루투스
 - Window7, NVDA(스크린리더), 소리안, 음성명령(음선)(Voice-Order)
 - 제조(수입)구분 : 국내제조

₩ 4,500,000



시각 장애 / 문자판독기(광학문자판독기)

제품명 **소리안 카메라**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 223008004400020
업체명 에프에스텍

- * 일반 활자문서의 한 번의 스캔으로 텍스트파일 파일 생성
- * 한글, 영문, 한자(기본4888자) 인식
- * 각종 공문서(등초본, 가족확인증명서, 인감증명서) 인식 가능
- * 각종 고지서, 영수증, 통장 내역 인식 가능
- * 일괄 스캔 방식
- * 인터넷 인증 방식

* **제품사양**

크기(mm)	(높이)320
무게	650g
카메라	500만 화소
LED 조명	on/off 스위치(음성지원)
사용가능한 OS	win7, winxp
인터페이스	별도의 전원 없이 USB타입으로 컴퓨터에 연결하여 사용
제조(수입)구분	국내제조

₩ 2,800,000



KOREA
AT

제품명 **리니오 포켓**

등록일 2013년(하반기)
코드번호 221803002100015
업체명 네오엑세스

- * Wifi 기능 탑재(디지털 도서를 다운로드 또는 실시간 스트리밍 독서 가능)
- * 전주변 잡음 조절기능
- * 다양한 포맷을 지원
 - 디지털형식: DAISY 2.0, DAISY 2.02, DAISY 3.0
 - 문서 파일: PDF, DOC, DOCX, TET, HTML, ePUB (HWP 지원 예정)
 - 오디오 파일: MP3, OGG, WMA, WAV, 오디오 CD(별로 CD-ROM필요)
- * 약 28,000개 한자 인식이 가능
- * 음성 재생 10시간, 녹음 8시간, 온라인 책 및 웹 라디오 스트리밍 4시간 사용이 가능
- * 생활방수

* 제품사양

크기(mm)	(가로)112×(세로)55×(높이)16
무게	110g
SD카드 슬롯	SD/SDHC 카드 최대 32GB 지원
배터리	1230mAh
호환성	Windows 8, 7, Vista, XP, 2000
인터페이스	USB 2.0지원, 마이크 및 스피커 내장, 직경 3.5mm오디오 단자 지원
제조(수입)구분	수입(일본)

₩ 650,000



제품명 **진동알람시계(VIBRATO 2)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003400025
업체명 건용아이비씨

- * 원하는 시간에 강력한 진동으로 시간을 알려주는 휴대용 진동 시계.
- * 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상시간 또는 약속시간에 진동으로 시간을 알려주어 인지시키는 진동 알람 시계
- * 이는 여행 시 등에 휴대가 가능하며 취침시 베개 밑이나 이불 밑에 넣어둘 수 있는 형태로서 매우 강력한 진동 알람기능
- * 일반 건전지와 전원 어댑터를 필요에 따라 함께 사용 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)118×(세로)71×(높이)27
무게	136g(건전지 제외), 210g(건전지 포함)
재질	ABS
건전지	AA알카라인 건전지(3개)
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 (알람) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 (기능선택) 진동+소리, 진동알람, 소리알람, 알람꺼짐, 타이머 기능 (온도) 섭씨(°C)/화씨(°F)
제조(수입)구분	수입(중국)



₩ 100,000

제품명 **진동알람손목시계(VIBRATO)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003400015
업체명 건용아이비씨

- * 진동 알람기능을 가진 청각 장애인용 손목시계
- * 지정한 시간에 시간을 진동으로 알려주는 진동알람손목시계
- * 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상 또는 약속 시간에 진동으로 시간을 알려 주어 인지시키는 진동 알람 손목시계
- * 일반 디지털 손목시계에 진동 알람기능을 결합시킨 제품

* 제품사양

크기(mm)	(가로)45×(세로)250×(높이)17
무게	45g
재질	ABS&고무, 방수 기능
건전지	리튬 코인 전지(CR2032)
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) (알람) 12시간(AM/PM) (일자) 자동 일자(월~일요일)
화면발광	LED
제조(수입)구분	수입(중국)

₩ 35,000



청각 장애 / 진동시계

제품명 휴대용진동알람시계(화이트)SBP100

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003600015
업체명 에이블라이프

- * 휴대가 가능한 진동알람시계
- * 화이트 색상, 원형으로 디자인
- * 알람은 1분간 지속되며 자동으로 꺼짐

* 제품사양

크기(mm)	원형 지름 94, 두께 33
무게	120g(건전지 제외)
건전지	AA건전지(2개), AAA건전지(1개)
	90db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 진동디지털알람시계세트(싱글-SB200ss)

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003500025
업체명 에이블라이프

- * 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털알람시계
- * 진동 알람뿐만 아니라 소리 알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)155×(세로)86×(높이)54
무게	180g
건전지	DC 9V 650mA(Adapter)
	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



청각 장애 / 진동시계

제품명 진동디지털알람시계세트(듀얼-SBD375ss)

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222712003500035
업체명 에이블라이프

- * 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털 알람시계
- * 진동 알람뿐만 아니라 소리알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)232×(세로)128×(높이)51
무게	380g
건전지	DC 9V 650mA(Adapter), 필요시 DC 9V 배터리 장착가능(제품에는 미포함)
	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



KOREA
AT

청각 장애 / 헤드폰(증폭기)

제품명 **소리증폭기 HAHA**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 220624003400010
업체명 건용아이비씨

- * 귓속에 넣지 않고 사용이 가능한 디지털 음성증폭기
- * 충전 배터리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능
- * UV살균기능
- * 자기유도신호변환장치를 내장하여 일반보청기 착용자도 사용 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)54×(세로)143×(높이)44.5
무게	750g
음원처리	디지털처리(DSP)채택
최대증폭도	40dB 이상
동작전원	리튬 이온 배터리(충전용 : 3.7V)
충전방식	전용충전기(거치형)
연속사용시간	10시간 이상
일반보청기와의 호환(HAC)	보청기 T-모드에서 사용가능
재질	ABS & 고무
제조(수입)구분	국내제조

₩ 350,000



제품명 **와우(WOW)**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 222712003500025
업체명 건용아이비씨

- * 양이 걸이형 소리 증폭기
- * 노이즈 캔슬링 기술
- * 양이 좌우 밸런스 조절
- * 충전형

* 제품사양

크기(mm)	(가로)130×(세로)235×(높이)24
무게	65g(받침대 : 118g)
충전 받침대	(가로)135×(세로)95×(높이)30
	스트레오 양이 청취 볼륨 레벨 컨트롤 양이 밸런스 조절 니켈 카드늄 충전 배터리
제조(수입)구분	수입(중국)

₩ 120,000



청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 **무선호출기 HUMC-50C, HCM-700**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222703003800010
업체명 휴먼케어

₩ 620,000



- * 무선으로 동작되며, 본 제품은 관공서 및 공공시설물(철도, 지하철역사, 공원, 복지관 등), 주출입문, 후문, 경사로, 화장실, 장애인 주차장, 종합안내촉지도 등에 도움벨 스위치가 설치되어, 장애인이 방문하여 도움벨을 누르면, 어느 위치에서 안내를 요청하는지를 안내데스크 또는 당직실 등에 설치된 수신부의 위치별 번호표시와 음성 안내를 통하여 도우미(당직자)가 정확한 위치를 인식할 수 있도록 도와주고, 안내하기 위한 장치
- * 가정집이나 작업장 등에 설치 시 손님의 방문과 도움 요청 등을 음성안내와 디지털 화면으로 표시해줌으로써 호출 즉시 무선호출 위치를 파악하고 안내

* 제품사양 : 무선호출수신기(HUMC-50C)

크기(mm)	(가로)80×(세로)120×(높이)40
주파수 대역	FSK 447.7250MHz
표시단위	1~99
고정방식	벽걸이 타입
표시방법	고휘도 LED 문자표시(절전형)
음향종류	각 위치별 음성안내 75가지
소비전력	수신대기 100mA 최대 500mA
사용전원	DV 12V / 1A 어댑터
수신감도	-105dBm
표시장치	16×16dot 256EA ×2dot, LED 2MODULE

* 제품사양 : 무선호출송신기(HCM-50B)

크기(mm)	(가로)127×(세로)35×(높이)175
고정방식	일반 벽 또는 기둥 등에 노출, 대림용 박스로 다양하게 고정
사용전원	DV 9V 또는 12V 알카라인 건전지
제조(수입)구분	국내제조

청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 **스마트 엘이디 스탠드**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222703003100010
업체명 함께하는 사람들

- * 스마트 LED 스탠드 위에 USB 충전포트를 이용하여 편리하게 충전을 함과 동시에 외부에서 전화가 올 경우 빛과 진동으로 알려 줌
- * 주변 소리의 크기를 주파수에 따라 시각적인 조명으로 표시함(7가지 색상)
- * 스마트 폰 충전 기능 : USB 충전 포트 2개
- * 알람 기능 : 동시 2개 지원(빛과 진동)
- * LED 시계

* 제품사양

크기(mm)	(상부)211.5×(하부)173×(높이)240
무게	1.3kg
재질	플라스틱, 알루미늄, 철, 바이브레이터, 극세사
사용 전원	DC 12V 1.5A
제조(수입)구분	국내제조

₩ 270,000



제품명 **소리알리미**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 222703003100030
업체명 함께하는 사람들

- * 방문객호출 및 소리(진동) 감지 기능
- * 무선 중계표시기 기능
- * 무선 리모컨 기능
- * 소리에 반응하여 조명과 진동으로 알려주는 기능
- * 스마트 폰 충전 기능 및 거치 기능
- * 조명/시계/알람 기능

* 제품사양

- TP-SH3000(무선 LED스탠드)
제품의 크기 : 211.5mm(상부)×173mm(하부)×240mm(높이)
제품의 무게 : 1.3 Kg
제품의 재질 : 플라스틱, 알루미늄, 철, 바이브레이터, 극세사
- TP-SV3000(무선중계 표시기)
제품의 크기 : 90mm(가로)×130mm(세로)×28mm(높이)
제품의 무게 : 110g
제품의 재질 : 플라스틱

* 제조(수입)구분 : 국내제조

₩ 870,000



- TP-SR3000(무선 리모컨)
제품의 크기 : 30mm(가로)×53mm(세로)×11mm(높이)
제품의 무게 : 11g
제품의 재질 : 플라스틱

청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 **소리신호기**

등록일 2014년(상반기)
코드번호 222703003100020
업체명 함께하는 사람들

- * 무선 리모컨 기능
- * 소리에 반응하여 조명으로 알려주는 기능
- * 스마트 폰 충전 기능 및 거치 기능
- * 조명 기능(7가지 색상, 2단계 밝기 조절)

* 제품사양

TP-SH300R (소리신호기)	제품의 크기 : 90mm(상부)×172mm(하부)×130mm(높이) 제품의 무게 : 180g 제품의 재질 : 플라스틱
TP-SR3000 (무선 리모컨)	제품의 크기 : 30mm(가로)×53mm(세로)×11mm(높이) 제품의 무게 : 11g 제품의 재질 : 플라스틱
제조(수입)구분	국내제조

₩ 190,000



제품명 **청각장애이용 휴대용 무선신호기(CARE-DEAF)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222703003400015
업체명 건용아이비씨

- * 소리를 듣지 못하는 청각 장애인을 위하여 방문객 및 침입자 인지, 전화(영상 전화)/팩스 소리, 아기 울음소리, 초인종 소리 등을 무선으로 점멸하는 빛이나 진동으로 알려주는 편의기구
- * 필요시 이동과 휴대가 간편하도록 모든 장치가 건전지로 사용 가능
- * 제품에 채널 변경 기능이 있어 이웃 등과의 혼선을 방지할 수 있음
- * 제품에 ON/OFF 기능이 내장되어 불필요한 건전지의 소모를 예방할 수 있음

* 제품사양

	전동수신기	램프수신기	전화/팩스발신기	소리감지발신기	초인종발신기
송수신거리(직선)	30m				
크기(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x20	40x82x25
무게(g)	1,040				
재질	ABS				
제조(수입)구분	수입(중국)				

₩ 190,000



청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 **청각장애이용 휴대용 무선신호기(CARE-DEAF PLUS)**

등록일 2013년(상반기)
코드번호 222703003400025
업체명 건용아이비씨

₩320,000



- * 소리를 듣지 못하는 청각 장애인을 위하여 방문객 및 침입자 인지, 전화(영상전화)/팩스 소리, 아기 울음소리, 초인종 소리 등을 무선으로 점멸하는 빛이나 진동으로 알려주는 편의기구
- * 건전지와 어댑터(전기) 겸용으로 휴대 및 이동이 용이함
- * 제품에 채널 변경 기능이 있어 이웃 등과의 혼선을 방지할 수 있음
- * 제품에 ON/OFF 기능이 내장되어 불필요한 건전지의 소모를 예방할 수 있음
- * 각 구성품에는 전용 어댑터가 포함되어 있어 건전지 교체에 따른 불편함과 경제적 부담을 덜 수 있음

* 제품사양

	전동수신기	램프수신기	전화/팩스발신기	소리감지발신기	초인종발신기	적외선 방향감지기
송수신거리(직선)	30m					
크기(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x22	40x82x25	90x63x68
무게(g)	1,430					
재질	ABS					
제조(수입)구분	수입(중국)					



Chapter
03

장애인보조기구 상담 및 정보제공처

1. 보건복지부 보조기구 센터
2. 정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처
3. 보조기구 등록제 등록업체



1 보건복지부 보조기구센터

- 장애인보조기구 마련 방법 상담, 장애인보조기구 적합성 평가·구매 전 체험, 지속적인 장애인보조기구 사후관리, 장애인보조기구 견학·교육·홍보
- 장애인보조기구 콜센터 ☎ 1670-5529(보조기구)



센터명	수행기관	주 소	전화번호	홈페이지
중앙 보조기구센터	국립재활원	(142-070) 서울특별시 강북구 삼각산로 58 국립재활원 재활연구소 1층	02-901-1953	http://knat.go.kr/
경기도 보조기구센터	경기도재활공학서비스 연구지원센터	(441-440) 경기도 수원시 권선구 호매실로 46-16 경기종합노동복지회관 별관 3층 (480-836) 경기도 의정부시 충의로 73 밀레니엄프라자 302호	031-295-7363 031-852-7363	http://atrac.or.kr/
경상남도 보조기구센터	경상남도 장애인 종합복지관	(641-823) 경상남도 창원시 의창구 봉곡로 97번길 85	055-270-7576~8	http://gnatc.or.kr/
광주광역시 보조기구센터	호남권역재활병원	(500-210) 광주 북구 하서로 590 호남권역재활병원 L층	062-613-9365~6	http://rtc.chosun.ac.kr/
대구광역시 보조기구센터	대구대학교	(705-714) 대구광역시 남구 성당로50길 33 대구대학교 1층	053-650-8340~1	http://datc.daegu.ac.kr/
대전광역시 보조기구센터	대전충청권역 의료재활센터	(301-721) 대전 중구 문화로 266 대전충청권역의료재활센터 지하1층	042-338-2980~2	http://www.yeswecan.or.kr/
부산광역시 보조기구센터	부산광역시 장애인 종합복지관	(611-820) 부산 연제구 중앙대로 1150번길 15 부산광역시 장애인종합복지관	051-790-6192~6	http://bratc.or.kr/
인천광역시 보조기구센터	재단법인 노틀담 수녀회 노틀담복지관	(407-050) 인천광역시 계양구 계양산로 35번길 12-37	032-540-8945~8	http://icatc.or.kr
충청북도 보조기구센터	청주교구천주교회 유지재단	(361-839) 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 438번길 39-17 충북재활의원 3층	070-7209-3260~2	http://cbat.or.kr/
전라북도 보조기구센터	전주대학교	(560-759) 전라북도 전주시 완산구 천장로 303번지 전주대학교	063-220-3257	http://www.jj.ac.kr/
제주도 보조기구센터	사회복지법인 삼다	(690-130) 제주특별자치도 제주시 아봉로 제주시각장애인복지관	064-726-9669	http://www.jifb.or.kr/

※전라북도 보조기구센터와 제주도 보조기구센터는 2015년중 개소 예정

2 정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처

사업명(소관부처)	신청대상자	지급품목	신청기관
장애인 보조기구 교부사업 (보건복지부 장애인 자립기반과)	기초생활수급자 또는 차상위 이면서 장애인 시각, 청각장애는 등급무관, 지체, 뇌병변, 심장장애 (품목별 등급 확인 필)	▶ 18종 • 지체, 뇌병변, 심장 -욕창 예방용 방석, 외상용 욕창예방 보조기구 • 지체, 뇌병변 -양팔 조작형 보행용 보조기구, 음식 및 음료 섭취용 보조기구, 식사도구(칼-포크) 젓가락 및 빨대, 머그컵 유리컵 컵 및 받침접시, 접시 및 그릇, 음식 보호대, 기립훈련기(의사의 진단 필요), 목욕의자 • 시각 -음성유도장치, 음성시계, 영상확대비디오(독서 확대기), 문자판독기(광학문자판독기) • 청각 -시각신호표시기, 진동시계, 헤드폰(청취증폭기)	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면사무소)에 문의
장애인보장구 지원사업 (의료급여 : 보건복지부 기초의료 보장과)	장애인 (시각, 청각, 지체, 언어장애 등)	의료급여 수급자 (기초생활 수급자) ▶ 78개 품목 • 의지 보조기- 팔/다리/골반 등 • 휠체어, 전동휠체어/스쿠터, 전동스쿠터용 전지 • 지팡이, 목발, 정형외과용 구두 • 보청기, 체외용 인공후두, 저시력 보조안경, 콘택트 렌즈, 돋보기, 망원경, 의안 등	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면사무소에 문의)
장애인보장구 지원사업 (건강보험급여 : 보건복지부 보험 급여과)	차상위 또는 국민건강 보험 가입자		국민건강보험공단 1577-1000
노인장기 요양보험 복지용구 지원사업 (기타재가급여: 요양보험제도과)	65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질병을 가진자로 장기요양등급 5등급 이상인 자	• 구입품목 : 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기, 안전 손잡이, 미끄럼 방지용품(미끄럼 방지매트, 미끄럼 방지역, 미끄럼 방지양말), 간이변기(간이대변기·소변기), 지팡이, 욕창예방 방석, 자세변환용구 • 대여품목 : 수동휠체어, 전동침대, 수동침대, 욕창예방 매트리스, 이동욕조, 목욕리프트, 배회감지기, 경사로 • 급여비용 본인 부담률 : 일반대상자 15%, 경감대상자 7.5%, 기초생활수급자 본인부담금 없음	국민건강보험공단 노인장기요양보험 1577-1000
정보통신 보조기기 보급사업 (미래창조과학부 정보문화과)	등록장애인, 기초생활수급자, 아동복지법에 의거한 요보호아동, 국가유공자등	▶ 77종(시각 43종, 지체/뇌병변 8종, 청각/언어 26종) • 화면낭독 소프트웨어, 독서확대기, 점자정보 단말기, 점자 출력기, 데이지 플레이어, 광학문자판독기, 화면확대 소프트웨어, 점자 라벨기, 특수키보드, 특수마우스, 터치 모니터, 영상전화기, 의사소통보조기기, 언어훈련 소프트웨어, 무선신호기, 음성증폭기 등 • 본인 부담금 : 일반대상자 20%, 기초생활수급자 및 차상위 계층 10%	한국정보화진흥원 02-1588-2670

사업명(소관부처)	신청대상자	지급품목	신청기관
산재보험급여 재활보조기구 지급사업 (고용노동부산재)	산재보험 가입자 산업재해 장애인	▶ 192종 • 국민건강보험공단의 장애인보장구 품목(상단의 표 내용 참고) 및 근로복지공단의 산재보험 급여품목 • 산재보험 급여품목 : 의지/보조기/욕창예방용구/소변집뇨기/이동기기(수동휠체어, 전동휠체어, 전동스쿠터, 활동형 휠체어, 이동식 리프트) 등 • 전액지원	1588-0075 <상담 및 서류> 근로복지공단 <지급> 직영병원 또는 재활공학연구소(불가피하고 부득이한 경우 거주지 관내 의료기관)
국가유공자 보철구지급사업 (보훈처 보훈의료과)	전산군경, 공상군경 4,19혁명부상자 공상공무원, 특별공로 상이자로써 신체장애인	▶ 269종 • 상지의지-어깨관절, 팔, 손의지 등 • 하지의지-엉덩이관절, 넓적다리, 무릎관절의지 등 • 기타-전자의수, 목발, 인공후두, 독서확대기, 등 • 전액지원	1577-0606 <상담> 보훈상담센터 <처방전>중앙지방보훈병원 <제작및수납>보훈병원 보장구센터 <접수>보훈병원 보장구센터
보조공학기기 지원사업 (고용노동부 장애인고용과)	등록장애인 중 근로자 직업훈련생 또는 장애인 고용 사업주	▶ 161종 • 사업주(단체의 장)가 사용자를 지정하여 신청하고, 고용해제 시 기기는 공단에 반납 • 품목 : ①정보접근-점자프린터, 확대독서기 등 ②작업기구-테이블, 특수작업의자 등 ③의사소통-신호장치, 골도전화기 등 ④사무보조-음성메모기, 수화기출력 등 • 상용보조공학기기 시험사용지원 및 무상임대·지원 • 맞춤형보조공학기기 무상지원 • 무상임대는 1인당 1,000만원(중중 1,500만원) 한도 • 무상지원은 1인당 300만원(중중 500만원) 한도	1588-1519 한국장애인고용공단

※ 장애인보조기구 지원품목은 사업별로 신청대상, 품목, 신청·접수하는 기관 등에 차이가 있습니다. 또한 해마다 기관별, 사업별로 지급되는 품목과 관련 세부 지침 등에 변동사항이 있을 수 있으니 반드시 해당 신청기관에 확인·문의하시기 바랍니다.

3 보조기구 등록제 등록업체

번호	업체명	전화번호	E-MAIL
1	ES바이오메디칼	02-300-1276	gkfl120@nate.com
2	건용아이비씨	02-563-5260	kunyoong@kita.net
3	나이스텍	053-856-0291	nice-tech@hanmail.net
4	남양전자기공	031-968-8436	md208@naver.com
5	네오엑세스	02-6959-2250	sales@neoacc.com
6	대세엠케어	053-584-5651	yourtear@daese.com
7	대안의료기	02-3437-8275	daean1494@hanmail.net
8	명진	02-3789-5355	mj_rolly@naver.com
9	미움드레	055-863-3440	miumdre@naver.com
10	보이스아이	02-2028-2300	lotteria56@voiceye.com
11	보필	1544-8065	ssarada@msgas.co.kr
12	삼마메디칼	031-576-0373	daeho0948@hanmail.net
13	삼주유니콘	031-988-4363	samjococo@daum.net
14	솔고바이오메디칼	02-2082-7700	jinhoi1010@naver.com
15	씨엔에스테크	031-720-5101	qudrb0249@nate.com
16	셀테크	031-431-7915	bsyun@esealtech.com
17	아이미르	02-404-8322	imir4u@empas.com
18	엠씨텍	055-323-5195	mctec@naver.com
19	영원메디칼	1588-0844	youngwon@youngwonmd.co.kr
20	오토복 코리아	02-6206-7739	jongsoo.jeong@ottobock.com
21	웰씨코리아	031-903-9043	choi@wellc.kr
22	위드알엔에이	041-583-3052	sonrna@hanmail.net
23	유진헬스케어	02-2236-6966	eugenehc@ecount.co.kr

번호	업체명	전화번호	E-MAIL
24	이지무브	031-689-3100	akfkhj@easymove.co.kr
25	진성메디	032-506-1937	webmaster@jsmedi.com
26	케어맥스코리아	031-901-9163	dwkim@caremaxkorea.com
27	코지라이프	070-8255-5963	art1977@cozylife.com
28	클리어뷰 헬스케어	031-312-3791	kej@bedsorefree.com
29	태양메디텍	02-363-9462	taeyangcolor@nate.com
30	포트	053-768-8397	fort@fort.or.kr
31	한리텍	02-400-3172	info@hanleetech.com
32	함께하는 사람들	031-745-0025	anada69@naver.com
33	핸디인터네셔널	02-725-2190	hendis@naver.com
34	휠로피아	02-2607-8655	hs628@nate.com
35	휴먼케어	031-486-9016	humancare@humancare.co.kr
36	희망메디칼	031-999-6801	lkh4457@hanmail.net
37	힘스인터네셔널	042-864-4460	hichon@himsintl.com



Chapter
04

장애인보조기구 참고서식



1. 장애인보조기구 교부신청 · 접수대장
2. 장애진단 의뢰서
3. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표
4. 개인정보 수집 · 이용 동의서
5. 행복e음 사용법



1 장애인보조기구 교부신청 · 접수대장

[별지 제2호 서식]

장애인보조기구 교부신청 · 접수대장

접수 번호	접수 일자	성 명	주민등록 번호	주 소	장애 등급	소득 수준	희망 장애인 보조기구	인수 확인	사용자사후관리		비고
									3개월	9개월	

2 장애인 진단의뢰서

[별지 제2-1호 서식]

진 단 의 료 서

성 명	주민등록번호
주 소	
장애명 및 장애등급 (중복장애명)	희망 장애인보조기구

상기인은 장애인보조기구 교부사업 대상자로 선정되었기에 장애인복지법시행규칙 제46조의 규정에 의거 진단을 의뢰하니 다음 각 호의 사항이 기재된 진단서를 20 까지 당 ()에 제출하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 원래의 장애명
2. 현재의 증상
3. 재활의료가 필요한 경우 그 의료의 방법
4. 장애인보조기구가 필요한 경우 그 종류 · 처방 및 제작상의 소견

20
(인)

(시장 · 군수 · 구청장) 또는
(읍장 · 면장 · 동장)

(의료기관장) 귀하

3 장애인보조기구 교부사업 평가기준표

[참고 제1호 서식]

장애인보조기구 교부사업 평가기준표¹⁾

■ 사용자 실태

① 사용 장소	<input type="checkbox"/> 가정 <input type="checkbox"/> 병원 <input type="checkbox"/> 학교(유치원 등) <input type="checkbox"/> 시설(복지관 등) <input type="checkbox"/> 기타()
② 자가 사용 정도	<input type="checkbox"/> 가능 <input type="checkbox"/> 불가능(주 지원자 :)
③ 사용 경험	<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
④ 교부받은 실적	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기 보급(년, 교부기관 : , 종류 :)
⑥ 소득계층	<input type="checkbox"/> 기초생활수급권자 <input type="checkbox"/> 차상위계층 <input type="checkbox"/> 차차상위자 50%수준

■ 장애정보

①	장애원인	발생시기	세
②	장애원인	발생시기	세

장애 진행 정도 및 문제점
 예(진행원인 및 이유 :) 아니오

〈장애상태 기술〉

1) (활용안내) 교부사업 평가시 교부결정에 대한 참고자료로 활용될 수 있으며, 2p(대상정보~종합 의견)는 시·군·구로 보내는 소견서 양식으로 활용

■ 보조기구 지원의 적정성

항 목	상담내용	낮음 ← 보통 → 높은				
		2	4	6	8	10
교부 환경의 적정성	① 해당 보조기구의 설치 환경의 적정성					
장애상태와 적정성	② 보조기구 사용에 필요한 조작능력					
	③ 장애 정도 및 상태에 따른 보조기구의 적합성					
활용계획의 적정성	④ 활용계획과 신청한 보조기구와의 적합성					
사용의 효과성	⑤ 보조기구 사용을 통한 문제해결의 정도					
총 점						

■ 대상자 정보

성 명	생년월일	성별	남() 여()
연락처 (일반전화) (휴대전화)	장애유형	장애/ 급	
주 소			
보호자 (성명)	(관계)	(연락처)	

■ 신청보조기구 및 활용계획

구 분	
제 품 명	제품 가격
활용계획	신청자가 보조기구 수혜시 활용계획을 작성(주요육구)

■ 종합의견

<input type="checkbox"/> 보조기구 사용에 적합 <input type="checkbox"/> 대체 보조기구 추천 <input type="checkbox"/> 보조기구 사용에 부적합	
종합의견	
추천보조기구	제품의 모델명
보조기구정보	가격, 업체정보, 추천보조기구의 특성 등 추천보조기구의 정보를 필요한 부분만 작성

평가자 정보

- 기관명 :
- 평가자명 :
- 평가일자 :

■ 평가기준(안)

※ 교부품목별 제공시 확인사항

장애	보조기구	기본 확인사항
지체, 뇌병변, 심장	욕창 예방용 방식 및 커버	- 보행 및 독립적인 체위 변환이 가능한가? - 수·전동휠체어 및 이너 등의 보조기구를 가지고 있는가? - 욕창방지용 방식을 사용한 경험이 있는가? - 욕창이 발생한 경험이 있는가?
	와상용 욕창예방 보조용구	- 보행 및 독립적인 체위 변환이 가능한가? - 수·전동휠체어 및 이너 등의 보조기구를 가지고 있는가? - 욕창방지용 방식을 사용한 경험이 있는가? - 욕창이 발생한 경험이 있는가?
	기립훈련기	- 골반, 무릎, 발목 등에 구속이 있는가? - 일부 보행이 가능한가? - 병원, 복지관 등 기립보조기구를 이용 경험이 있는가?
	양팔 조작형 보행기 보조기구	- 스스로 일어서고, 일부 보행(물체를 잡는 등)이 가능한가? - 외출 활동이 있는가?(하루 몇 회, 시간 등) - 지팡이, 유모차, 보행기 사용 경험이 있는가? - 주로 이동하는 지면의 상태는 어떠한가?

지체, 뇌병변, 심장	음식 및 음료 섭취용 보조기구	- 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가?
	식사도구 (칼-포크), 젓가락 및 빨대	- 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가? - 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가?
	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	- 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가? - 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가?
	접시 및 그릇	- 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가? - 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가?
	음식 보호대	- 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가? - 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가? - 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가?
	목욕의자	- 착석시 신체적 균형유지가 가능한가? - 목욕의자를 이용한 경험이 있는가?
청각	시각신호표시기	- 진동 및 빛 등을 감지하는 능력이 이상이 없는가? - 제품을 설치할 수 있는 환경인가?
	진동시계	- 진동을 감지하는 능력이 이상이 없는가? - 시각적 문제는 없는가?
	헤드폰 (청취증폭기)	- 큰소리(TV, 라디오 소리 등)에는 반응을 하는가? - 보청기를 사용하는가?
시각	음성유도장치 (음향신호기 리모컨)	- 청각에 이상이 없는가? - 음향신호기 리모컨 조작이 가능한가?
	음성시계	- 청각에 이상이 없는가?
	영상 확대 비디오 (독서확대기)	- 확대된 글자를 해독할 수 있는가? - 작은 버튼 등을 조작할 수 있는 손 기능이 원활한가? - 기기 조작이 가능한가? - 돋보기를 통해 글자를 볼 수 있는가?
	문자판독기 (광학문자판독기)	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 물체의 위치 등을 파악 할 수 있는가? - 기기 조작이 가능한가?
	녹음 및 재생장치	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 기기조작이 가능한가? - 데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하거나 사용할 수 있습니까?

4 개인정보 수집 · 이용 동의서

[참고 제2호 서식]

개인정보 수집 · 이용 동의서

■ 기본 개인정보 수집 · 이용

개인정보의 수집 및 이용목적	장애인보조기구 교부
개인정보의 보유 및 이용기간	5년
수집하는 기본 개인정보 항목	성명, 주민번호, 전화번호, 주소 등
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

기본 개인정보 수집 및 이용에 동의함

■ 민감정보 수집 · 이용

민감정보 수집 및 이용 목적	장애인보조기구 교부
민감정보의 보유 및 이용기간	5년
수집하는 민감정보 항목	장애 상태 등
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

민감정보 수집 및 이용에 동의함

■ 개인정보 제3자 제공

개인정보를 제공받는 자	행복e음 등 공공기관 교부사업 시스템
--------------	----------------------

개인정보를 제공 받는 자의 개인정보 이용목적	장애인보조기구 교부 중복조회
제공되는 개인정보 항목	성명, 주민번호, 교부받은 품목 등
개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간	5년
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

개인정보 제3자 제공에 동의함

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

※ 만 14세 미만 아동인 경우 반드시 법적대리인의 동의가 필요함

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함

201 년 월 일

성 명 : (인)

시 · 군 · 구청장 귀하

5 행복e음 사용법

1. 장애인보조기구교부 신청 처리절차 변경사항

1.1 장애인서비스신청

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청

- (1) 1 신청인 정보 입력
- (2) 2 신청 서비스 정보에서 '장애인보조기구 교부신청' 선택 후, 장애인 정보 입력
- (3) 3 장애인보조기구 교부신청 정보 입력
- (4) 4 사전중복확인
 - 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기구 중복조회' 팝업 호출

장애인보조기구 중복체크 대상 사업

순번	부처	운영기관	사업명
1	보건복지부	지자체	장애인보조기구교부
2			의료급여장애인보장구지원
3		건강보험공단	보험급여(건강보험장애인보장구)
4	고용노동부	건강보험공단	기타재가급여(장기요양보험복지용구)
5			보조공학기기지원
6	국가보훈처	장애인고용공단	요양급여(보조기)-산재보험급여
7		근로복지공단	국가유공자보철구지급
8	행정안전부	정보화진흥원	정보통신보조기기보급

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청 > 사전중복확인 "팝업"

- (5) ⑤ 신청진행 또는 신청취소
- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 장애인 서비스신청 진행
 - 중복 지급정보 존재 시, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(육창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 지급된 정보 1건 확인
 - ☞ 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
 - 중복 신청정보 존재 시, 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(육창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 신청된 정보 0건 확인
 - ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
 - 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
 - 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시, '저장' 버튼 비활성화
- (6) ⑥ 예외지급코드 및 예외지급사유 입력
- 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시, '예외지급코드' 입력 필수
 - '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력
 - ※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능
- (7) 구비서류 입력
- (8) ⑦ 장애인서비스 신청 저장
- 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
 - 신청처리만 되며 잘못 입력한 내역에 대해 수정 가능
- (9) 장애인서비스 신청 접수
- 장애인서비스 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
 - 접수 처리 이후 수정 불가능



※ 시스템 사용과 관련하여 문의사항이 있을 시, 사회보장정보시스템(범정부) 상담센터 대표전화 ☎ 1670-1290로 문의 바랍니다.

2. 의료급여장애인보장구지원 신청 처리절차 변경사항

2.1 보장구급여신청

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 보장구급여신청

- (1) ① 신청인 정보 입력
- (2) ② 신청인 추가정보 및 대상자 정보 입력
- (3) ③ 보장구 급여신청 정보 입력
- (4) ④ 사전중복확인
 - 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기구 중복조회' 팝업 호출

장애인보조기구 중복체크 대상 사업

순번	부처	운영기관	사업명
1	보건복지부	지자체	장애인보조기구교부사업
2			의료급여장애인보장구지원
3		건강보험공단	보험급여(건강보험장애인보장구)
4	고용노동부	장애인고용공단	기타제가급여(장기요양보험복지용구)
5		근로복지공단	보조공학기기지원
6	국가보훈처	보훈처	요양급여(보조기)-산재보험급여
7			국가유공자보철구지급
8	미래창조과학부	정보화진흥원	정보통신보조기기보급

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 보장구급여신청 > 사전중복확인 "팝업"

- (5) ⑤ 신청진행 또는 신청취소
 - 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 보장구 급여신청 진행
 - 중복 지급정보 존재 시, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(전동휠체어) 기준으로 동일한 품목이 지급된 정보 1건 확인
 - ☞ 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
 - 중복 신청정보 존재 시, 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(전동휠체어) 기준으로 동일한 품목이 신청된 정보 3건 확인
 - ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
 - 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
 - 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시, '저장' 버튼 비활성화
- (6) ⑥ 예외지급코드 및 예외지급사유 입력
 - 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시, '예외지급코드' 입력 필수
 - '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력
 - ※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능
- (7) ⑦ 보장구급여신청 저장
 - 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
 - 신청처리만 되며 잘못 입력한 내역에 대해 수정 가능
- (8) 보장구급여신청 접수
 - 보장구급여 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
 - 접수 처리 이후 수정 불가능



※ 시스템 사용과 관련하여 문의사항이 있을 시, 사회복지정보시스템(범정부) 상담센터 대표전화 ☎ 1670-1290로 문의 바랍니다.

Chapter
05

장애인보조기구 자주묻는 질문 FAQ

자주묻는 질문 FAQ



1. 장애인보조기구 교부품목 지급기준 관련

1-1. 장애인 등록이 되어 있지 않다. 신청이 가능한가?

- 시·군·구(읍·면·동)에 장애인으로 먼저 등록을 하시고 장애유형 및 등급에 맞게 보조기구를 신청하면 된다.

1-2. 보조기구 신청절차 및 지급절차는 어떻게 되니까?

- 장애인 등록 → 읍·면·동사무소에 신청(장애유형 및 등급에 맞게) → 병원 진단 의뢰 (진단 필요한 경우) → 상담 및 평가(해당 기관이 있는 경우-보조기구센터, 보조공학 관련 기관) → 교부결정(시·군·구청) 및 통보 → 보조기구 교부(시·군·구청) → 사후관리

1-3. 보조기구 교부 품목 신청은 어디로 하니까?

- 거주지 시·군·구에서 지급하는 시기에 시·군·구(읍·면·동 주민센터)에 신청해야 한다.

1-4. 보조기구 신청을 수시로 가능 하니까?

- 지자체마다 1년에 1회 또는 6개월마다 1회, 3개월마다 1회, 또는 수시로 지급 하는 시기가 있다. 거주하는 읍·면·동 주민센터에 확인하고 신청해야 한다.

1-5. 건강보험대상자인 경우 신청 가능한가요?

- 장애인보조기구 교부품목은 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위 계층을 지원하는 사업이므로 건강보험대상자는 신청 할 수 없다.

1-6 교부품목을 견액 무상으로 지원되나요?

- 신청한 보조기구가 지원 금액을 초과 할 경우 초과금액은 본인 부담해야 한다.
- 초과금액이 소액인 경우 지자체에서 부담해주는 경우도 있다. 관련 내용은 거주하는 읍·면·동주민센터에 문의해야 한다.

1-7 음식보호대와 접시 및 그릇 2개 품목 신청 가능한가요?

- 5만원 미만의 품목은 2개 품목 신청은 가능하다.
- 지체 및 청각 중복장애인 경우 진동시계(3만원)와 음식보호대(5만원), 또는 지체장애인 경우 접시 및 그릇(5만원)과 음식보호대(5만원)는 신청 가능하다.

1-8 견년도에 육창예방용 방석을 교부 받아 사용중이다. 올해 육창예방용 방석을 재신청하려고 하는데 가능한가?

- 육창예방용 방석의 내구연한이 2년이므로 올해는 신청할 수 없다. 내년에 재신청이 가능하다.
- 하지만 육창예방용 방석이 아닌 다른 품목은 신청 가능하다.

1-9 올해 기립휠체어 신청해서 교부받았다. 목욕의자도 필요해서 신청하려고 한다. 교부받을 수 있는가?

- 장애인보조기구 교부사업은 당해 연도 보조기구 신청시 1인 1제품에 한한다. 해서 교부 불가능하다.

1-10 지체 1급 장애인이 경우 청각장애인 보조기구 품목 신청 가능하니까?

- 교부품목으로 지급되는 보조기구는 지체, 뇌병변, 시각, 청각장애인에게 구분되어 지급하므로 각각의 장애 특성에 맞는 보조기구 신청만 가능하다.
- 청각 중복 장애로 등록되어 있으면 신청 가능하다.

1-11 시·청각 장애인의 경우 지급 받을 수 있는 품목은 무엇입니까?

- 시각장애인은 음성유도장치, 음성시계, 영상확대비디오(독서확대기), 문자판독기 5개 품목중에 내구연한내 1년에 1개 품목 신청 가능하다.
- 청각장애인은 진동시계, 헤드폰(청취증폭기), 시각신호표시기 3개 품목중에 내구연한내 1년에 1개 품목 신청 가능하다.

1-12 청력이 많이 안 좋다. 헤드폰(청취증폭기)을 신청하려고 한다. 신청 가능한가?

- 청력이 많이 안 좋은 경우는 전문의의 검사를 통해 보청기 또는 음성증폭기 사용 가능 여부를 확인 후, 처방에 따라 보장구(보청기)를 선택 또는 음성증폭기 사용이 가능하다면 교부품목(헤드폰 청취증폭기), 정보통신기(음성증폭기)신청하는 것이 좋다.보청기가 필요한 난청 장애인이 음성증폭기를 사용할 경우 오히려 청력을 더 악화시킬 수 있기 때문이다.

1-13 청각장애인 보조기구 헤드폰(청취증폭기) 중에 심청이를 신청 하려면 어떻게 해야 하는가?

- 청각장애인에게 지원하던 헤드폰(청취증폭기) 심청이는 2014년 상반기 지원 중단 제품이다.
- 교부품목인 와우(WOW) 또는 정보통신보조기기로 지급되는 예습, 디즈 등이 동일한 헤드폰(청취증폭기)으로 신청할 수 있다.

1-14 직년에 정보통신기기로 디즈를 지급받았다. 올해 교부품목으로 와우(WOW)를 신청하려고 한다. 교부 받을 수 있는가?

- 교부 받을 수 없다. 2년의 내구연한이 도래하지 않은 이유와 교부품목으로 교부되는 와우(WOW) 또는 정보통신보조기기로 지급되는 예습, 디즈 등은 동일한 헤드폰(청취증폭기)에 속하기 때문이다.

1-15 2년 전에 노인강기요양 복지용구로 목욕의자, 성인용보행기를 지급받았다. 올해 교부품목으로 목욕의자 및 양팔조각형 보행용 보조기구를 지급 받을 수 있는가?

- 전 부처 보조기구 지원사업에 의해 동일한 보조기구를 지급받고 내구연한이 도래하지 아니한 경우는 신청 할 수 없다.

1-16 교부품목 보조기구를 처방전 없이 신청 할 수 있는가?

- 교부되는 보조기구는 기립훈련기를 제외한 전 품목 처방전 없이 신청 가능하다.
- 장애인복지법 시행규칙 2014.8.6 제46조에 의하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 진단을 의뢰하지 아니하고 교부등을 할 수 있다.
 1. 교부 등을 하여 할 장애인보조기구가 장애인의 정보접근이나 일상생활의 편의를 위하여 사용하는 생활용품인 경우
 2. 장애인보조기구의 수리가 그 장애인보조기구의 주요 기능에 영향을 미치지 아니하는 정도의 가벼운 것인 경우 (욕창 예방용 방석 및 커버, 와상용 욕창예방 보조기구)
- 다만 장애 정도가 신청하는 보조기구가 없어도 활동에 제약이 없다고 판단된다면 처방전을 요구하는 것이 한 방법이 될 수 있다.

1-17 보조기구를 구입하고자 할 때, 어디서 사고 어디로 가야 하는가?

- 구입하기 전에 보조기구 센터에 방문해서 상담과 평가를 통해 사용 하실 분에게 가장 적합한 보조기구와 구입처에 대한 정보를 받을 수 있다.
- 상담과 평가가 필요하지 않은 보조기구라면 1670-5529로 문의하면 관련내용에 관해 신속한 정보제공을 받을 수 있다.

1-18 교부 받은 보조기구 수리는 어디에서 받을 수 있나요?

- 사용자가 직접, 사용하고 있는 보조기구 업체에 연락해서 수리 가능 제품인지, 부품이 있는지, 수리비용은 얼마인지, 서비스 가능 유·무 확인 가능하다.
- 수리 가능 여부, 부품유무, 발생비용 등에 대하여 정보를 갖고 있는 경우 거주지 인근 지자체 수리사업을 수행하는 기관에서 수리 가능하다.
- 사용하고 있는 보조기구 업체 명칭을 알 수 없는 경우 또는 전문가의 의견을 필요로 하는 등의 수리는 보조기구센터에서 가능하다.

1-19 파손된 보조기구 재신청을 할 수 있나요?

- 사용자의 부주의로 인해 파손된 보조기구 재신청 할 수 없다.
- 고의성이 없거나, 신체적인 성장 등은 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에 재교부 가능하다.

2. 교부품목 기능 관련

2-1 욕창예방용 방식과 외상용 욕창예방보조기구는 무엇인가요?

- 하지마비가 있는 장애인에게 지원하는 욕창예방용 방식은 장시간 앉아 있을 경우 둔부에 가해지는 압력으로 인해 욕창이 자주 발생하거나 통증이 있는 장애인이 사용할 경우 압력을 고르게 분산시켜 피부보호 및 욕창을 예방해 주는 보조기구이다.
- 혼자 자세변환이 불가능한 장애인에게 지원하는 외상용(매트리스) 욕창예방보조기구는 장시간 누워있는 상태에서 발생할 수 있는 욕창을 예방하기 위해 압력을 고르게 분산시켜 욕창을 예방해주는 보조기구이다.

2-2 식사보조기구는 무엇인가요?

- 지체, 뇌병변, 근육병 장애인이 식사를 스스로 할 수 있도록 돕는 보조기구이다.
- 식사보조용구는 그릇, 숟가락, 포크, 컵 등이 포함된다.

2-3 목욕의자가 필요한 경우는 어떤 경우인가요?

- 중증장애로 독립적인 목욕이 힘들 때, 편안한 자세유지를 통해 안정성을 확보한다.
- 좌식형, 둔부 함몰형, 중앙 절개형, 틸팅형, 좌우 분리형 등 다양하게 지원되고 있어 사용 용도에 따라 폭 넓게 선택 가능하다.

2-4 기립훈련기는 어떤 보조기구인가요?

- 주로 지체, 뇌병변 장애인을 위한 보조기구로써 나무 또는 철제 틀로 바로 설 수 있도록 자세를 잡아준다.
- 기립훈련과 보행훈련이 가능하다.
- 금액은 800,000원~ 부터 다양하게 선택 가능하다.

2-5 양팔 조각형 보행용 보조기구는 무엇인가요?

- 독립보행이 힘든 장애인의 보행을 지지하는 보조기구로 양팔이나 상체로 조정이 가능하다. 복지용구의 성인보행기 또는 워커와 동일한 보조기구라 할 수 있다.

2-6 음성유도장치는 무엇인가요?

- 시각장애인이 건널목을 건널 때 등, 가지고 있는 수신리모컨을 누르면 송신부에서 음성이나 메시지로 위치를 유도하는 안내 장치이다.

2-7 음성(점자)시계는 무엇인가요?

- 소리나 표시(점자)를 통해 정보 인지가 가능한 시각장애인에게 제공되는 보조기구로 버튼을 누를 때 시각을 음성으로 알려주거나, 점자표시 된 분침, 시침, 초침을 촉각으로 확인 가능한 휴대 또는 비휴대용이 있다.

2-8 문자판독기는 2종류가 있는데 기능 차이가 무엇인가요?

- 1) 컴퓨터로 한글파일을 작성한 후 바코드를 생성하여 읽는 것으로 바코드를 읽을 수 있는 보조기구를 올려놓으면 바로 청취가 가능하다. 또한 본인이 표현하고자 하는 말과 듣고 싶은 책이 있을 경우 컴퓨터로 바코드를 생성하여 소리로 출력가능하다.
- 2) 한글파일을 보조기구가 인식한 후 저장하여 음성으로 출력가능하다.
- 컴퓨터로 한글 파일을 작성 한 후 바코드를 생성해야 하는 보조기구의 가격은 약 90만원 정도이며, 한글 파일을 보조기구가 인식한 후, 음성으로 출력해주는 보조기구는 약 30만원 정도한다.

2-9 영상 확대 비디오(독서확대기)는 무엇인가요?

- 사물 또는 인쇄물의 배율, 색상, 밝기 등을 보조기구를 통해 습득해야 하는 장애인에게 필요한 녹음 및 재생장치는 영상카메라로 찍은 물체의 확대 영상을 출력해주는 장치로 카메라, 제어장치, 비디오 모니터 및 디지털 비디오 등을 들 수 있다.

2-10 녹음 및 재생장치는 무엇인가요?

- 소리를 통해 정보 습득이 가능한 시각장애인이 음을 녹음하거나 재생하는 장치(테이프 레코더, 음성생성 또는 소거, MD, CD플레이어 녹음기기 DAISY 플레이어 등)로 디지털 음 재생 및 레코딩이 가능하다.

2-11 진동시계는 무엇인가요?

- 진동(촉각)으로 정보 인지가 가능한 청각장애인에게 필요한 진동시계는 시간을 측정, 표시하거나 말해주는 보조기구로 휴대 또는 비휴대용이 있다.

2-12 헤드폰-청취증폭기(음성증폭기)는 무엇인가요?

- 일반적인 소리는 들을 수 없고, 강화된 형태로 소리를 들을 수 있는 청각장애인에게 TV, 라디오 등의 기계음을 증폭해주는 것과 장애인 본인의 목소리를 증폭시켜 주는 보조기구이다.
- 공공장소에서 주변의 음이 제거되고 또렷하게 청취가 가능하다.

2-13 시각 신호 표시기는 어떤 보조기구인가요?

- 빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통해 정보 인지가 가능한 청각장애인에게 지원되는 보조기구이다. 송신기가 있는 곳에서 빛이나 다른 시각 신호로 신호를 표시해주는 보조기구로 현관, 관공서 및 공공시설물, 화장실, 장애인주차장등의 도움벨로 이용되는 무선호출기가 있다. 주로 실외에서 사용하며, 가격대는 600,000~ 정도이다.
- 휴대용 무선 신호기는 청각장애인용 보조기구로 초인종, 전화벨소리, 아기 울음소리 등의 소리 정보를 빛이나 진동으로 바꿔주는 보조기구로 사양의 선택에 따라 금액의 편차가 있을 수 있다. 주로 실내에서 사용가능하며, 금액은 190,000~320,000원 정도이다.

3. 교부품목 지급기준 관련(지자체 공무원대상)

3-1 교부품목 이외의 보조기구 품목코드를 알고 싶다. 참고할 자료가 있는가?

- 법제처 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr/>) 홈페이지 → 행정규칙 → “장애인보조기구 품목의 지정등에 관한 규정”을 검색→ 하단 [별표1] “장애인보조기구 품목 및 분류체계” 다운 받아 참고하면 된다.
- 규정은 2년에 1회 개정되며, 관련 사항은 보건복지부 장애인자립기반과 02-2023-8654로 문의하면 된다.

3-2 교부 되지 않는 품목을 기타 품목으로 지급하려고 하는데 참고할 자료가 있는가?

- 법제처 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr/>) 홈페이지 → 행정규칙 → “장애인보조기구 품목의 지정등에 관한 규정”을 검색→ [별표2] “기타 보장구”를 다운 받아 참고하면 된다.

3-3 기타 교부 품목의 종류는 무엇을 참고하면 됩니까?

- 장애인보조기구 품목의 지정등에 관한 규정의 [별표2] “기타 보장구”를 참고한다.
- 기타 교부 품목은 교부품목, 바우처 렌탈, 보장구, 복지용구 등의 공적급여로 지급되는 보조기구와 중복되지 않는 품목은 지원 하면 된다.

3-4 기타 교부 품목을 신청 받는 시기는 언제입니까?

- 지정된 교부품목을 교부한 후 10월말 기준 집행실적을 확인하여 잔액 발생이 예상될 경우 시·군·구에서 지자체 실정에 맞게 내부방침에 따라 기타교부품목 지급을 추진하면 된다.

3-5 기타 교부 품목으로 지원할 수 있는 예산의 범위와 보조기구 1개 품목 지원 금액은 얼마가 적정하냐?

- 교부품목 지원예산 총액의 20% 범위 이내로 하며, 보조기구는 당해 연도 교부품목의 최고 가격('14년 기준 기립훈련기 150만원)을 넘지 않도록 지원해야 한다.

3-6 교부한 기타 품목의 경우 진행 처리 방법은?

- 교부한 기타품목에 대해서는 품목명, 금액, 계약업체를 최종실적과 함께 제출해야 한다. 관련 서류는 당해년도 보건복지부 발간자료 장애인복지사업안내 1권 “장애인보조기구 교부” 부분을 참고 하면 된다.

4. 교부품목 등록 관련(보조기구 업체 관계자 대상)

4-1 보조기구 교부품목 품질검사, 업체 및 품목 등록은 어디로 하나요?

- 보건복지부 국립재활원 장애인보조기구 품질관리사업에 품질검사 및 품목, 보조기구 업체를 등록제 시기에 등록하면 된다. 문의 02-901-1940 웹사이트 <http://knat.go.kr/> 공지사항 참고



☎ 보조기구 상담 1670-5529



🏠 WWW.knat.go.kr



📘 facebook.com/knatgokr



📺 Youtube.com/nrcdevices



2015

장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서

발행일 2015년 4월

발행처 보건복지부 국립재활원 중앙보조기구센터

주소 (142-884) 서울특별시 강북구 삼각산로 58
국립재활원 재활연구소 1층

T E L 1670-5529

F A X 02 - 6944 - 8212